

## TURBINY STERN WEBER SILENT POWER EVO

**SILENT POWER EVO Miniature**

- mała główka
- złącze STERN WEBER

cena katalogowa: 2900 PLN  
**cena promocyjna:**  
**2590 PLN**

**SILENT POWER EVO 4L**

- główka standard
- złącze STERN WEBER

cena katalogowa: 2260 PLN  
**cena promocyjna:**  
**1950 PLN**

**SILENT POWER EVO 2L**

- mała główka
- złącze MIDWEST

cena katalogowa: 2700 PLN  
**cena promocyjna:**  
**2490 PLN**

Poziom hałasu turbiny  
STERN WEBER SILENT POWER EVO



Poziom hałasu  
innych turbin

**Właściwości nowych turbin STERN WEBER SILENT POWER EVO**

- ceramiczne łożyska
- główka ze stali nierdzewnej
- chromowana rękojeść
- główka typu „push”
- oświetlenie LED (z wyjątkiem EVO 2)
- średni poziom hałasu 57 dB(A)
- sterylizowalna
- zmywalna w termodezyniektorach
- ciśnienie robocze (bar) 2,7/2,9

**ZŁĄCZKA STERN WEBER ze światłem**

cena katalogowa: 940 PLN  
**cena promocyjna: 790 PLN**

## KĄTNICE I PROSTNICE STERN WEBER GOLDSPEED EVO



cena katalogowa:  
4400 PLN  
**cena promocyjna:**  
**4180 PLN**

**GOLDSPEED EVO R20-L (20:1)**  
 Do chirurgii i implantologii.  
 Możliwość dezynfekcji i sterylizacji w autoklawie.  
 Dla instrumentów o średnicy 2,35 mm.  
 Pojedynczy spray.



cena katalogowa:  
2200 PLN  
**cena promocyjna:**  
**1900 PLN**

**GOLDSPEED EVO E16 (16:1)**  
 Do endodoncji.  
 Możliwość dezynfekcji i sterylizacji w autoklawie.  
 Zmniejszona główka ułatwiająca manewrowanie.  
 Łożyska ceramiczne.



cena katalogowa:  
2200 PLN  
**cena promocyjna:**  
**1900 PLN**

**GOLDSPEED EVO E4 (4:1)**  
 Do endodoncji. Możliwość dezynfekcji i sterylizacji w autoklawie.  
 Zmniejszona główka ułatwiająca manewrowanie. Pozwala na leczenie endodontyczne w systemie RECIPROC® oraz użycie zintegrowanego z unitem endometru.

**NOWOŚĆ**

cena katalogowa:  
3300 PLN  
**cena promocyjna:**  
**2700 PLN**

**GOLDSPEED EVO M5-L (1:5)**  
 Do stomatologii zachowawczej.  
 Kątnica przyspieszająca dedykowana wiertłom turbinowym.  
 Zintegrowane oświetlenie.  
 Średnica główki: 10 mm.  
 Poczwojny spray.



cena katalogowa:  
2500 PLN  
**cena promocyjna:**  
**2190 PLN**

**GOLDSPEED EVO S1 (1:1)**  
 Kątnica bez światła do stomatologii zachowawczej i ogólnej. Możliwość dezynfekcji i sterylizacji w autoklawie.  
 Średnica główki: 9,5 mm.



cena katalogowa:  
2390 PLN  
**cena promocyjna:**  
**1990 PLN**

**GOLDSPEED EVO S1-L (1:1)**  
 Kątnica ze światłem do stomatologii zachowawczej i ogólnej. Możliwość dezynfekcji i sterylizacji w autoklawie.  
 Pojedynczy spray.  
 Średnica główki: 9,5 mm.



cena katalogowa:  
2000 PLN  
**cena promocyjna:**  
**1800 PLN**

**GOLDSPEED EVO D1 (1:1)**  
 Prostnica bez światła do stomatologii zachowawczej i ogólnej. Możliwość dezynfekcji i sterylizacji w autoklawie.  
 Pojedynczy spray.



cena katalogowa:  
3600 PLN  
**cena promocyjna:**  
**2900 PLN**

**GOLDSPEED EVO D1-L (1:1)**  
 Prostnica ze światłem do stomatologii zachowawczej i ogólnej. Możliwość dezynfekcji i sterylizacji w autoklawie.  
 Pojedynczy spray.