


## LINIA LOOK

**LORAN LOOK – ZESTAW A** (stojący na podłodze)

3 moduły szafek – korpus biały, fronty białe z uchwytami, detal (pasek pod blatem) w dowolnym kolorze z kolornika RAL.

Do wyboru: szafka umywalkowa, szafka z szufladami, szafka z drzwiczkami i półkami, szafka z blatem pod urządzenie wolnostojące.

Blat: Corian z umywalką i manualną baterią do wody, kolor biały z cokołem 12 mm.

**LORAN LOOK – ZESTAW A**

opcja: **asystor LORAN LOOK**


cena katalogowa: **15 900 PLN**  
**+ 4100 PLN**

**LORAN LOOK – ZESTAW B** (stojący na podłodze)

4 moduły szafek – korpus biały, fronty białe z uchwytami, detal (pasek pod blatem) w dowolnym kolorze z kolornika RAL.

Do wyboru: szafka umywalkowa, szafka z szufladami, szafka z drzwiczkami i półkami, szafka z blatem pod urządzenie wolnostojące.

Blat: Corian z umywalką i manualną baterią do wody, kolor biały z cokołem 12 mm.

**LORAN LOOK – ZESTAW B**

opcja: zamiana jednego modułu szafki na **asystor LORAN LOOK** **+ 2500 PLN**

cena katalogowa: **18 900 PLN**

**LORAN LOOK – ASYSTOR**

5 szuflad, 5 wkładów  
kolorystyka: korpus biały, fronty szuflad białe  
szuflady z uchwytami  
pasek pod blatem szary-antracyt  
płaski blat CORIAN z rączką

**asystor LORAN LOOK**

opcja: szuflady zamykane i otwierane naciskowo

cena katalogowa: **4900 PLN**  
**+ 600 PLN**

- ✓ Wszystkie meble wykonane są z metalu lakierowanego na kolor biały.
- ✓ Detal kolorystyczny (pasek pod blatem) – według kolornika RAL.
- ✓ Wszystkie szuflady (szafek i asystorów) są wyposażone we wkłady.
- ✓ Istnieje możliwość zamówienia mebli podwieszanych.



## LINIA ALA

**LORAN ALA 100 z wyposażeniem**

(wisząca na ścianie szafka/organizer)

Moduł o długości 100 cm zawierający:

- podajnik do mydła,
- podajnik do ręczników,
- podajnik do serwet,
- 2 x podajnik do rękawiczek,
- podajnik do maseczek,
- podajnik do kubków.

Korpus biały, front w dowolnym kolorze z kolornika RAL.

**LORAN ALA 100 z wyposażeniem**cena katalogowa: **6900 PLN**

## LINIA PURA

**PURA**

CENTRUM STERYLIZACJI



LORAN PURA to profesjonalny zestaw do wyposażenia sterylizatorni. Składa się z wysokiej jakości mebli wykonanych z lakierowanej na biało stali i zintegrowanej z nimi urządzeń:

Zestaw mebli o długości 271 cm, głębokości 64 cm i wysokości 200 cm – rozkład szafek według prezentowanego zdjęcia:

- dół – szafka pojemnościowa o szerokości 50 cm, szafka podzlewowa o szerokości 50 cm, 60 cm przestrzeni do zamontowania termodezynfektora, szafka o szerokości 60 cm na autoklaw, szafka pojemnościowa o szerokości 50 cm
- góra – szafka pojemnościowa o szerokości 150 cm
- panel ochronny z relingiem do podwieszenia akcesoriów: pojemnika na zużyte igły, myjki ultradźwiękowej, podajnika do rękawów
- blat z materiału Corian ze zintegrowanym zlewem i kranem

Wyposażenie:

- autoklaw klasy B STERN WEBER SW-22 PLUS (22 l, wbudowany rejestrator cykli)
- termodezynfektor TETHYS D60 ze wzmocnionym suszeniem
- zgrzewarka MILLSEAL+ (manualna)
- myjka ultradźwiękowa POLSONIC SONIC 3 (z koszem, pokrywą i stojakiem do wiertel)

cena katalogowa: 121 900 PLN

cena promocyjna: **99 000 PLN**rata miesięczna: **1700 PLN**  
(0% wkładu własnego, 7 lat)