

Niewielkie wymiary.

Ogromne zalety.



proxeo TWIST LatchShort Polishing System

Cieńsza. Mniejsza. Innowacyjna

Nowa kątница Proxeo Twist LatchShort Polishing System ma do 4 mm niższą wysokość główki łącznie z gumką lub szczotką Proxeo Twist Prophy w porównaniu z systemem konwencjonalnym. Dzięki temu uzyskano lepszy dostęp do polerowanych powierzchni oraz lepszą widoczność opracowywanego miejsca.



PRZYDATNE DO TWOJEGO UNITU

Turbina SYNEA VISION TK-98 L
cena katalogowa: 5990 PLN

turbina SYNEA VISION TK-98 L

- pięciopunktowy pierścień LED+
- łożyska ceramiczne
- moc 24 W
- pięciopunktowy spray
- powierzchnia antyrysująca
- system antyzasysający
- dostępna w wariantach:
 - mikro główka: TK-94 L (światło LED+)
 - duża główka: TK-100 L (moc 26 W)
- podłączenie na szybkozłączki W&H RQ-24 lub RQ-34
- gwarancja: 24 miesiące

Turbina SYNEA FUSION TG-98 L
cena katalogowa: 3790 PLN

turbina SYNEA FUSION TG-98 L

- optymalne oświetlenie światłem LED+
- łożyska ceramiczne
- czteropunktowy spray
- bezobsługowy filtr wody
- na szybkozłączkę W&H
- gwarancja: 18 miesięcy

kątница SYNEA VISION WK-99 LT

- przełożenie 1:5
- łożyska ceramiczne
- światłowód szklany
- powierzchnia antyrysująca
- cicha dzięki innowacyjnym przekładniom
- dostępna w wariantach:
 - mniejsza główka: WK-93 LT
 - SHORT EDITION na krótkie mikrosilniki
- gwarancja: 36 miesięcy

Kątница SYNEA VISION WK-99 LT
cena katalogowa: 6190 PLN

kątница SYNEA FUSION WG-99 LT

- przełożenie 1:5
- łożyska ceramiczne
- światłowód szklany
- cicha dzięki innowacyjnym przekładniom
- gwarancja: 24 miesiące

Kątница SYNEA FUSION WG-99 LT
cena katalogowa: 4690 PLN

PROFILAKTYKA

Kątница WP-66W Proxeo TWIST LatchShort System

- kątница do profesjonalnej profilaktyki z zastosowaniem gumek i szczotek Proxeo Twist firmy W&H o różnej twardości
- gumki Proxeo Twist o specjalnej budowie zapewniają delikatne polerowanie i zabezpieczają przed utratą pasty podczas pracy
- mniejsza o 4 mm wysokość główki kątownicy połączonej z gumką Proxeo Twist pozwala na bardziej efektywną pracę z lepszą widocznością w trudno dostępnych miejscach
- połączenie główki kątownicy z kołnierzem gumki zabezpiecza przed wnikaniem zanieczyszczeń do kątownicy, przedłużając jej żywotność
- przełożenie 1:4. Współpracuje ze wszystkimi mikrosilnikami w standardzie ISO
- 24 miesiące gwarancji



Proxeo TWIST WP-66W + 2x 144 gumki Proxeo TWIST soft*
cena katalogowa: **2790 PLN**

Skalery W&H Proxeo ULTRA

- wszystkie skalery produkowane przez W&H mogą być stosowane do zabiegów u pacjentów z rozrusznikami serca
- zakres częstotliwości pracy 27–32 KHz
- moc: 10W
- w zestawie trzy końcówki robocze z kluczem do ich mocowania na rękojeści
- rękojeść ze światłem LED
- sterownik przewodowy lub bezprzewodowy
- system automatycznego czyszczenia po dniu pracy



PB-520 – skaler wolnostojący do pracy z wszystkimi płynami stosowanymi w stomatologii
PB-530 – j/w, sterownik bezprzewodowy

PB-520 cena katalogowa: 9190 PLN
PB-530 cena katalogowa: 10 590 PLN

PERFEKCYJNE PRZYGOTOWANIE DO STERYLIZACJI



ASSISTINA TWIN Quick Connect

Assistina TWIN to najnowsze w ofercie W&H urządzenie do perfekcyjnego czyszczenia i konserwacji końcówek. Dzięki zastosowaniu w procesie czyszczenia i konserwacji technologii nebulizacji uzyskano jeszcze lepsze efekty czyszczące i smarujące przy znacznym skróceniu czasu cyklu konserwacji i zmniejszeniu ilości potrzebnych płynów czyszcząco-konserwujących. W Assistina TWIN można umieścić dwie końcówki. Czas konieczny do czyszczenia i konserwacji jednej końcówki to tylko 10 sekund. Bardzo prosta obsługa – jedno naciśnięcie przycisku i rozpoczyna się 10 sekundowy proces. Assistina TWIN to jeszcze bardziej oszczędne urządzenie od swojej poprzedniczki. Dwa pojemniki po 200 ml każdy – jeden z płynem czyszczącym kanały sprayowe, drugi z olejem serwisowym – wystarczą na perfekcyjną konserwację minimum 2800 instrumentów. Przed wydostawianiem się zanieczyszczeń powstających podczas konserwacji zabezpiecza filtr HEPA.

ASSISTINA TWIN

cena promocyjna (z adapterami do turbin i kątnic): **6990 PLN**

cena katalogowa z adapterami do turbin i kątnic: 13 290 PLN

ASSISTINA ONE

Urządzenie do automatycznej konserwacji końcówek

stomatologicznych. Zapewnia: czyszczenie i smarowanie wewnętrznych części olejem serwisowym, czyszczenie kanałów wodnych i powietrznych roztworem czyszczącym. System adapterów Quick W&H. Czas konserwacji jedne końcówki - 18 sekund. Niezwykle wysoka wydajność – 200 ml płynu czyszczącego wystarcza na perfekcyjną konserwację ponad 2 800 końcówek.



ASSISTINA ONE

cena promocyjna: **5590 PLN**

cena katalogowa: 7590 PLN

CHIRURGIA



ImplantMED SI-1023 + kątnica WS-75 L*

Mikrosilnik do implantologii i chirurgii z kątnicą ze światłem LED:

- najmniejszy i najmocniejszy w swojej klasie nowy mikrosilnik o mocy 80 W
- bezprzewodowy sterownik nożny Bluetooth lub tradycyjny przewodowy
- dotykowy wyświetlacz na szklanym przednim panelu idealny do utrzymania czystości
- intuicyjna komunikacja z urządzeniem za pomocą czytelnych ikon i polskiego menu
- w standardzie: dokumentacja zabiegu na ekranie oraz w pamięci USB
- nowe funkcje: protokoły zabiegowe, identyfikacja pacjenta, wielu użytkowników
- funkcja gwintowania twardych kości minimalizująca ryzyko kompresji kości
- możliwość dołączenia modułu OSSTELL do oceny stabilności implantu
- nowa, jeszcze łatwiejsza w obsłudze zewnętrzna pompa perystaltyczna

IMPLANTMED SI-1023 + kątnica WS-75 L*
+ przewodowy sterownik nożny

cena promocyjna: **17 990 PLN**

cena katalogowa: 25 380 PLN

PIEZOMED

PIEZOMED ułatwia pracę chirurga – dzięki technologii ultradźwiękowej z dużą precyzją usuwana jest tkanka kostna, zaś otaczająca ją tkanka miękka pozostaje nieuszkodzona. Całkowicie unikalny system rozpoznawania ostrzy i automatycznego dostosowywania mocy i chłodzenia. Każda końcówka posiada otwór sprayowy, umiejscowiony blisko części pracującej końcówki, co zapewnia prawidłowe chłodzenie zarówno końcówki, jak i tkanki kostnej. W zależności od potrzeb może pracować w trzech trybach pracy: Power, Basic, Smooth, których wyznacznikiem jest charakterystyka przekazywania mocy. Doskonałe bezcieniowe źródło światła zapewnia idealne oświetlenie pola operacyjnego. W zestawie urządzenie dostępne z systemem Bone.



PIEZOMED

cena promocyjna: **24 990 PLN**

cena katalogowa: 35 290 PLN

* produkt wysyłany bezpośrednio z biura W&H Poland. Ceny promocyjne ograniczone czasowo.