

OFERTA 2025

S200



S200 Continental



S200 International



S200 Continental
z pakietem PLUS



S200 International
z pakietem PLUS

S210



S210 LR Continental



S210 LR International



S210 LR Cart

S300



S300 Continental



S300 International

S220 TR



S220 TR Continental



S220 TR International



S220 TR Continental Hybrid



S220 TR Cart



S220 TR Side Delivery

S320 TR



S320 TR Continental



S320 TR International



S320 TR Continental
z pakietem hybrydowym



S320 TR Side Delivery

S280 TRc



S280 TRc Continental



S280 TRc International

S380 TRc



S380 TRc Continental



S380 TRc International



S380 TRc Continental
z pakietem hybrydowym



na zdjęciu: unit S200 Continental



OFERTA DOTYCZY WSZYSTKICH MODELI UNITÓW STERN WEBER



W wyposażeniu:

- pięć instrumentów na stoliku lekarza:
 - strzykawka
 - turbina LED STERN WEBER
 - bezszczotkowy mikrosilnik LED z kątnicą STERN WEBER
 - skaler piezoelektryczny + 4 ostrza
 - diodowa lampa do polimeryzacji
- kompresor 4TEK MIRAGE 100E
- pompa ssąca METASYS EXCOM HYBRID 1S
- krzesło dentystyczne

unit STERN WEBER S200 Continental **72 500 PLN**
gotowy do pracy

+ aparat RTG STERN WEBER RX DC **+ 10 000 PLN**
wersja ścienna

+ radiografia cyfrowa ZEN-Xi **+ 10 000 PLN**
jako szósty instrument przy stoliku lekarza

+ autoklaw SW-17 klasy B, pojemność: 17 l **+ 12 000 PLN**

CENA ZESTAWU: 104 500 PLN
(rata 1540 PLN*)

CENA ZAWIERA PODATEK VAT, TRANSPORT, MONTAŻ I SZKOLENIE

Ceny dotyczą wyłącznie zakupu w zestawie. Liczba zestawów w ofercie ograniczona.

* Stern Weber Kredyt (10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 5,85%)



EASYCHECK - ZDALNA DIAGNOSTYKA

Urządzenia z portfolio Stern Weber Polska są na bieżąco z najnowszymi technologiami, poprzez zapewnienie łączności internetowej (sieciowej) dla prezentowanej gamy produktów. Jest to kluczowe rozwiązanie, które daje dostęp do opcjonalnych usług cyfrowych, poprawiających efektywność pracy w gabinetach dentystycznych. Po podłączeniu do sieci za pośrednictwem Easy Check, unit stomatologiczny może mieć zapewnioną zdalną diagnostykę w czasie rzeczywistym. To cenne narzędzie umożliwia inżynierom serwisu jeszcze szybciej i sprawniej udzielić niezbędnego wsparcia. Ponadto cyfrowy wirtualny asystent Di.V.A. optymalizuje przepływ pracy w zaawansowanych technologicznie gabinetach dentystycznych i za pośrednictwem pulpitu nawigacyjnego pomaga dentystom monitorować wykorzystanie dostępnych instrumentów, analizując efektywność poszczególnych zabiegów. W większych placówkach stomatologicznych jest doskonałym narzędziem do zarządzania obciążeniami i planowania konserwacji urządzeń.



INTERAKTYWNY LED

Innowacyjny dodatek, który uatrakcyjnia wygląd unitu stomatologicznego i w intuicyjny sposób dostarcza użytkownikom informacji o statusie poszczególnych zintegrowanych funkcji urządzenia za pomocą diod LED. Przygotowano kilka rodzajów powiadomień: ich kolor dostarcza dentystom szeregu przydatnych komunikatów, takich jak tryb pracy wywołanych instrumentów, postęp cyklu higieny w unicie stomatologicznym, gotowość do przyjęcia komendy głosowej. Podczas leczenia kanałowego z włączonym lokalizatorem wierzchołka korzenia zęba, pierścień LED zmienia kolor - przechodząc od zielonego przez żółty do czerwonego, w zależności od odległości od wierzchołka korzenia zęba (jest to odzwierciedlenie kolorów paska na panelu). Po uruchomieniu timera, pierścień z diodą LED jest stopniowo wyłączany i miga po upływie ustawionego czasu.



ŁĄCZNOŚĆ NFC

Moduł NFC umożliwia szybkie rozpoznanie i natychmiastowy dostęp do spersonalizowanych ustawień dla każdego użytkownika. Wystarczy zbliżyć silikonową bransoletkę (którą można dezynfekować) do modułu lekarza, aby aktywować zapisane wcześniej ustawienia pracy (tj. parametry instrumentów, fotela pacjenta, lampy operacyjnej oraz ustawienia interfejsu).



MIKROSILNIK FLUO

Mikrosilnik z opcją oświetlenia fluorescencyjnego (FLUO) umożliwia natychmiastową detekcję materiałów kompozytowych w trakcie ich usuwania. Zastosowanie oświetlenia fluorescencyjnego wspomaga dokładność oczyszczenia pola pracy przed ponownym wypełnieniem.



STEROWANIE GŁOSOWE

System obsługi głosowej oferuje wiele możliwości usprawnienia pracy podczas wykonywania zabiegu - interakcja pomiędzy użytkownikiem a poszczególnymi elementami unitu staje się wygodniejsza i eliminując potrzebę odrywania rąk od pola zabiegowego. Jednym z przykładów użycia komend głosowych jest możliwość sterowania lampą operacyjną przez lekarza dentystę lub asystę. Komendy pozwalają użytkownikom włączać lub wyłączać lampę operacyjną, ale również stwarzają możliwość wyboru trybu „kompozytowego”. Sterowanie głosowe przyspiesza wykonywanie poszczególnych zadań i wyraźnie wpływa na poprawę higieny, ponieważ użytkownicy nie mają fizycznego kontaktu z poszczególnymi elementami urządzenia. Jeśli unit stomatologiczny jest podłączony do komputera, użytkownicy mogą za pomocą poleceń głosowych sterować oprogramowaniem do zarządzania obrazami MyRay Irys. Komendy umożliwiają zapisywanie zdjęć, które zostały wykonane przez kamerę wewnętrzną MyRay C-U2 HD lub zintegrowany sensor radiografii MyRay Zen-X HD. Chcąc uruchomić sterowanie głosowe, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk w podstawie fotela.

Nowa konsola lekarza:

- nowy kompaktowy kształt stolika
- podajniki rękawów (opcjonalnie) wychylane na boki – SideFlex
- odłączalne rękawy instrumentów
- hamulec elektropneumatyczny stolika lekarza (czujnik dotykowy)
- zdejmowany, sterylizowalny uchwyt (nasadka)
- obrotowa taca z silikonową podkładką montowana w uchwycie pod konsolą lekarza
- (opcjonalnie) szósty instrument z lewej strony konsoli: radiografia cyfrowa MYRAY ZEN-Xi lub kamera MYRAY C-U2 HD lub lampa polimeryzacyjna T-LED



Wykres momentu


Nowa opcja dla mikrosilnika pracującego w trybie implant. Dokumentacja leczenia implantologicznego. Opcja pozwala na rejestrację i wyświetlanie w czasie rzeczywistym wartości momentu obrotowego dostarczanego do narzędzia implantologicznego.

Nowy panel FULL TOUCH MULTIMEDIA:

- dotykowy wyświetlacz/panel sterowania, przekątna 7 cali, jakość HD, wertykalny lub horyzontalny układ 5 obr./min.
- możliwość regulacji i programowania parametrów pracy instrumentów oddzielnie dla turbiny, mikrosilnika i skalera z dokładnością: 1% – turbina i skaler; 10 obr./min – mikrosilnik, zmiana kierunku pracy mikrosilnika (sygnał dźwiękowy)
- obsługa trybu pracy: zachowawcza/endodoncja/chirurgia RECIPROC® (opcjonalnie)
- obsługa zintegrowanego endometru (opcjonalnie)
- współpraca z kamerą wewnętrzną MYRAY C-U2 – jakość HD (opcjonalnie)
- włącznik/wyłącznik światła w końcówkach
- napełnianie kubka pacjenta oraz spłukiwanie misy spłuwaczki
- możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego (np. sygnał dźwiękowy wzywający asystentkę, napis „proszę wejść” itp.)
- pełne sterowanie lampą operacyjną
- sterowanie pracą fotela (siedzisko – góra/dół; oparcie – składanie/rozkładanie)
- możliwość programowania pozycji pracy po 4 dla 4 użytkowników
- wywoływanie pozycji: „0”, „spluwaczkowej” oraz ratunkowej



UNIT STERN WEBER S200

Dostępne z
easychecknawet
5 LAT
gwarancji

WAŻNY JEST KAŻDY DETAL

Unit S200 to najpopularniejszy unit w linii S od Stern Weber. Połączenie bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki powoduje, że unity S200 są niezawodnym partnerem w codziennej praktyce. Unit S200 występuje również w wersji z rękawami od dołu – International. Regulowanie parametrów pracy instrumentów oraz sterowanie unitem jest intuicyjne dzięki czytelnemu panelowi sterowania.



dotykowy panel sterowania z cyfrowym wyświetlaczem parametrów pracy i zintegrowanym negatoskopem




lampa VENUS PLUS



zagłówek z blokadą mechaniczną



krzesło asystenckie lub lekarskie



końcówki STERN WEBER EVO ze światłem



skalier Stern Weber z 4 ostrzami



lampa T-LED



kompresor 4TEK MIRAGE 100E + pompa ssąca EXCOM HYBRID 1S

Konfiguracja unitu Stern Weber S200 Continental

1. Konsola lekarza (zakres pracy w płaszczyźnie czołowej: 47 cm)

z rękawami od góry, wyposażona w 5 instrumentów (opcjonalnie 6):

- moduł trzyfunkcyjnej strzykawki w metalowej obudowie do sterylizacji
- moduł turbinowy ze światłem
- moduł bezszczotkowego mikrosilnika LED Stern Weber z płynną regulacją obrotów: 100–40 000 obr./min, 3,3 Ncm
- moduł skalera piezoelektrycznego Stern Weber z 4 ostrzami
- moduł diodowej lampy do polimeryzacji T-LED (zmienny kształt rękojeści: prosty/łamany, 6 programów pracy, max 2200 mW/cm²)
- hamulce rękawów
- odłączalne rękawy instrumentów
- aktywacja jednego instrumentu dezaktywuje pozostałe
- przedmuch (chip blower) i strumieniowe płukanie końcówek wodą
- hamulec mechaniczny konsoli lekarza
- obrotowa taca z silikonową podkładką montowana pod konsolą lekarza

Panel sterowania z dotykowym wyświetlaczem indeksowym i negatoskopem przy konsoli lekarza:

- możliwość regulacji i programowania parametrów pracy instrumentów oddzielnie dla turbiny, mikrosilnika i skalera z dokładnością: 1% – turbina i skaler; 10 obr./min – mikrosilnik
- negatoskop do zdjęć RTG z wyłącznikiem czasowym
- funkcja endo - automatyczne ograniczenie mocy skalera do 50% (bez igieł)
- zmiana kierunku pracy mikrosilnika (sygnał dźwiękowy)
- włącznik/wyłącznik światła w końcówkach
- napełnianie kubka pacjenta
- splukiwanie misy spluwaczki
- możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego (np.: sygnał dźwiękowy wzywający asystentkę, napis „proszę wejść” itp.)
- włącznik/wyłącznik lampy operacyjnej
- sterowanie pracą fotela (siedzisko – góra/dół; oparcie – składanie/rozkładanie)
- możliwość programowania 4 pozycji pracy
- wywoływanie pozycji: „0”, „spluwaczkowej”, ratunkowej i powrót do ostatniej pozycji (z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej)

2. Elektromechaniczny fotel dentystyczny S300P

(zakres ruchu: 37-80 cm, udźwig: 190 kg):

- zagłówek STANDARD z blokadą mechaniczną (praca w 2 płaszczyznach)
- zabezpieczenie fotela i zespołu spluwaczki przed najechaniem na przeszkodę przy opuszczaniu i rozkładaniu oparcia
- wychyłany horyzontalnie sterownik nożny obsługujący funkcje fotela i unitu (uruchamianie instrumentów, regulowanie położenia fotela, aktywowanie przedmuchu i sprazu w końcówkach, wywoływanie pozycji „0” oraz wywoływanie i odwoływanie pozycji „spluwaczkowej” zsynchronizowane z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej)
- VACUUM STOP – włączanie i wyłączanie pompy ssącej poprzez naciśnięcie podstawy fotela
- lewy podłokietnik fotela
- bezszwowa tapicerka

3. Halogenowa lampa oświetlenia pola pracy VENUS PLUS

(temperatura barwowa 4900 K):

- płynna regulacja natężenia światła (od 8 000 do 35 000 luksów)
- praca głowicy w 3 płaszczyznach

4. Blok spluwaczki podwieszony na fotelu pacjenta, wyposażony

w szklaną, ręcznie odchylaną, zdejmowalną misę z możliwością obrotu w kierunku pacjenta (zakres ruchu: 270°):

- wewnętrzny obieg wody destylowanej na końcówki (możliwość wewnętrznej dezynfekcji rękawów)

- 5. Konsola asystencka z podwójnym łamanym ramieniem wyposażona w panel sterowania (napełnianie kubka, opłukiwanie spluwaczki, obsługa funkcji fotela, wywoływanie i odwoływanie pozycji „0” oraz „spluwaczkowej”), instalację ssakową (2 rękawy z gniazdami: 16 mm i 11 mm, 2 filtry, równoległa praca 2 kolektorów ssaka, przejściówka na jednorazowe końcówki ślinociągu) i jedno wolne miejsce na dodatkowy instrument (opcjonalnie 3)

CENA UNITU: 64 000 PLN

+ 2500 PLN* Komplet końcówek STERN WEBER EVO ze światłem: turbina 4L + złączka SW + kątnica S1-L

+ 2500 PLN* Pompa ssąca METASYS EXCOM HYBRID 1S – system mokry

+ 2500 PLN* Bezelejowy kompresor 4TEK MIRAGE 100E

+ 1000 PLN* Krzesło asystenckie lub lekarskie STERN WEBER

CENA ZESTAWU: 72 500 PLN

STERN WEBER KREDYT: ok. 1120 PLN
10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 5,85%

*Cena obowiązuje tylko przy zakupie z unitem

CENA UNITU/ZESTAWU ZAWIERA: PODATEK VAT,
TRANSPORT, MONTAŻ I SZKOLENIE

RADIOGRAFIA MYRAY ZEN-Xi jako szósty instrument przy stoliku lekarza + pozycjonery

10 000 PLN

cena poza promocją: 16 000 PLN



RTG STERN WEBER RX DC montowany na ścianie + wyzwalacz przewodowy + fartuch ochronny

10 000 PLN

cena poza promocją: 12 000 PLN



RTG RX DC EXTEND montowany na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny

12 000 PLN

cena poza promocją: 14 000 PLN



RTG RX DC HYPERSPHERE montowany na unicie lub na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny, praca głowicy w 3 płaszczyznach

15 000 PLN

cena poza promocją: 19 000 PLN



AUTOKLAW STERN WEBER SW-17 klasa B, pojemność 17 l

13 000 PLN

cena poza promocją: 16 000 PLN

PRZY ZAKUPIE Z RADIOGRAFIĄ I RENTGENEM

12 000 PLN

cena poza promocją: 16 000 PLN



KAMERA WEWNĄTRZYSTNA MYRAY C-U2 - jakość HD (720p), stopklatka, podział ekranu na 4 części

+ MONITOR NEOVO X-17P montowany na statywie lampy operacyjnej za pomocą fabrycznego uchwytu

11 000 PLN

cena poza promocją: 13 400 PLN

Wyposażenie
dodatkowe

Oferta promocyjna przy zakupie z unitem

UNIT STERN WEBER S200 Z PAKIETEM „PLUS”

nawet
5 LAT
gwarancji

Dostępne z
easycheck



DOPRACOWANY W SZCZEGÓŁACH

Unit S200 z pakietem „PLUS” to rozbudowana wersja unitu Stern Weber S200. W skład pakietu „PLUS” wchodzi: **ramię konsoli lekarskiej o estetyce modelu S300, panel sterowania z dużym wyświetlaczem LCD, lampa pola pracy VENUS LED, hamulec pneumatyczny stolika lekarza, dwuprzegubowe ramię asysty z regulacją w pionie.**

Wyselekcjonowany wybór dodatków w obniżonej pakietowo cenie powoduje, że unit S200 z pakietem „PLUS” jest atrakcyjnym i wygodnym stanowiskiem pracy. Regulowanie parametrów pracy instrumentów oraz sterowanie unitem jest intuicyjne, a 4 profile użytkownika podnoszą komfort użytkowania w większym zespole.



panel sterowania
z wyświetlaczem LCD




lampa VENUS LED



zagiłówek
z blokadą mechaniczną



krzesółko
asystenckie lub lekarskie



końcówki STERN WEBER EVO
ze światłem



skalier Stern Weber z 4 ostrzami



lampa T-LED



kompresor 4TEK MIRAGE 100E
+ pompa ssąca EXCOM HYBRID 1S

Konfiguracja unitu Stern Weber S200 Continental z pakietem „PLUS”

- Konsola lekarza (zakres pracy w płaszczyźnie czołowej: 47 cm) z rękawami od góry, wyposażona w 5 instrumentów (opcjonalnie 6) na ramieniu o estetyce modelu S300:**
 - moduł trzyfunkcyjnej strzykawki w metalowej obudowie do sterylizacji
 - moduł turbinowy ze światłem
 - moduł bezszczotkowego mikrosilnika LED Stern Weber z płynną regulacją obrotów: 100–40 000 obr./min, 3,3 Ncm
 - moduł skalera piezoelektrycznego Stern Weber z 4 ostrzami
 - moduł diodowej lampy do polimeryzacji T-LED (zmienny kształt rękojeści: prosty/łamany, 6 programów pracy, max 2200 mW/cm²)
 - hamulce rękawów
 - odłączalne rękawy instrumentów
 - aktywacja jednego instrumentu dezaktywuje pozostałe
 - przedmuch (chip blower) i strumieniowe płukanie końcówek wodą
 - **hamulec pneumatyczny konsoli lekarza**
 - obrotowa taca z silikonową podkładką montowana pod konsolą lekarza

Panel sterowania z dużym dotykowym wyświetlaczem LCD przy konsoli lekarza:

- możliwość regulacji i programowania parametrów pracy instrumentów oddzielnie dla turbiny, mikrosilnika i skalera z dokładnością: 1% - turbina i skalier; 10 obr./min – mikrosilnik
- możliwość zintegrowania mikrosilnika z funkcją endo i endometrem (opcja)
- funkcja endo – automatyczne ograniczenie mocy skalera do 50% (bez igieł)
- zmiana kierunku pracy mikrosilnika (sygnał dźwiękowy)
- włącznik/wyłącznik światła w końcówkach
- napełnianie kubka pacjenta
- spłukiwanie misy spłuwaczki
- możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego (np. sygnał dźwiękowy wzywający asystentkę, napis „proszę wejść” itp.)
- włącznik/wyłącznik lampy operacyjnej
- sterowanie pracą fotela (siedzisko – góra/dół; oparcie – składanie/rozkładanie)
- możliwość programowania po 4 pozycje pracy dla 4 operatorów
- wywoływanie pozycji „0” i pozycji „spluwaczkowej” oraz powrót do ostatniej pozycji (z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej)

2. Elektromechaniczny fotel dentystyczny S300P

(zakres ruchu: 37-80 cm, udźwignie: 190 kg):

- zagłówek STANDARD z blokadą mechaniczną (praca w 2 płaszczyznach)
- zabezpieczenie fotela i zespołu spłuwaczki przed najechaniem na przeszkodę przy opuszczaniu i rozkładaniu oparcia
- wychyłany horyzontalnie sterownik nożny obsługujący funkcje fotela i unitu (uruchamianie instrumentów, regulowanie położenia fotela, aktywowanie przedmuchu i sprayu w końcówkach, wywoływanie pozycji „0” oraz wywoływanie i odwoływanie pozycji „spluwaczkowej” zsynchronizowane z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej)
- VACUUM STOP – włączanie i wyłączanie pompy ssącej poprzez naciśnięcie podstawy fotela
- lewy podłokietnik fotela
- bezszwowa tapicerka

3. Ledowa lampa pola oświetlenia pracy VENUS LED

(temperatura barwowa: 5000 K):

- płynna regulacja natężenia światła (od 3000 do 50 000 luksów)
- praca głowicy w 3 płaszczyznach
- bezdotykowa obsługa lampy (włącz/wyłącz, regulacja natężenia)

4. Blok spłuwaczki podwieszony na fotelu pacjenta wyposażony w szklaną, ręcznie odchylaną, zdejmowalną misę z możliwością obrotu w kierunku pacjenta (zakres ruchu: 270°):

- wewnętrzny obieg wody destylowanej na końcówki (możliwość wewnętrznej dezynfekcji rękawów)

- Konsola asystencka z podwójnym łamanym ramieniem i regulacją w pionie** (zakres: 34 cm) wyposażona w panel sterowania (napełnianie kubka, opłukiwanie spłuwaczki, obsługa funkcji fotela, wywoływanie i odwoływanie pozycji „0” oraz „spluwaczkowej”), instalację ssakową (2 rękawy z gniazdami: 16 mm i 11 mm, 2 filtry, równoległa praca 2 kolektorów ssaka, przejściówka na jednorazowe końcówki ślinociągów) i 1 wolne miejsce na dodatkowy instrument (opcjonalnie 3)

CENA UNITU: 69 000 PLN

- + 2500 PLN* Komplet końcówek STERN WEBER EVO ze światłem: turbina 4L + złączka SW + kątnica S1-L
- + 2500 PLN* Pompa ssąca METASYS EXCOM HYBRID 1S – system mokry
- + 2500 PLN* Bezelejowy kompresor 4TEK MIRAGE 100E z osuszaczem powietrza
- + 1000 PLN* Krzesółko asystenckie lub lekarskie STERN WEBER

CENA ZESTAWU: 77 500 PLN

STERN WEBER KREDYT: ok. 1200 PLN
10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 5,85%

*Cena obowiązuje tylko przy zakupie z unitem

CENA UNITU/ZESTAWU ZAWIERA: PODATEK VAT, TRANSPORT, MONTAŻ I SZKOLENIE



RADIOGRAFIA MYRAY ZEN-Xi jako szósty instrument przy stoliku lekarza + pozycjonery

10 000 PLN

cena poza promocją: 16 000 PLN



RTG STERN WEBER RX DC montowany na ścianie + wyzwalacz przewodowy + fartuch ochronny

10 000 PLN

cena poza promocją: 12 000 PLN



RTG RX DC EXTEND montowany na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny

12 000 PLN

cena poza promocją: 14 000 PLN



RTG RX DC HYPERSPHERE montowany na unicie lub na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny, praca głowicy w 3 płaszczyznach

15 000 PLN

cena poza promocją: 19 000 PLN



AUTOKLAW STERN WEBER SW-17 klasa B, pojemność 17 l

13 000 PLN

cena poza promocją: 16 000 PLN

PRZY ZAKUPIE Z RADIOGRAFIĄ I RENTGENEM

12 000 PLN

cena poza promocją: 16 000 PLN



KAMERA WEWNĄTRZYSTNA MYRAY C-U2 - jakość HD (720p), stopklatka, podział ekranu na 4 części

+ **MONITOR NEOVO X-17P** montowany na statywie lampy operacyjnej za pomocą fabrycznego uchwytu

11 000 PLN

cena poza promocją: 13 400 PLN

Wyposażenie
dodatkowe

Oferta promocyjna przy zakupie z unitem

UNIT STERN WEBER S210 LR

Dostępne z
easycheck

nawet
5 LAT
gwarancji



WAŻNY JEST KAŻDY DETAL

Unit stomatologiczny S210 LR to rozbudowana wersja najpopularniejszego modelu S200. Unit zaprojektowano z myślą o uniwersalnym zastosowaniu zarówno przez leworęcznych jak i praworęcznych użytkowników. Jest to najnowsza propozycja STERN WEBER uzupełniająca unity w wersach HYBRID (możliwość ustawienia konsoli lekarza i asysty po obu stronach pacjenta). Unit ten posiada kolejną funkcjonalność – jaką jest przestawianie w zaledwie kilka chwil całego bloku spluwaczki z lewej na prawą stronę fotela. Wszystko to bez udziału serwisu. Konstrukcja pozwala również na samodzielne przełożenie panelu sterowania lekarza z prawej na lewą stronę konsoli. Dostępne 4 profile użytkowników z indywidualnymi pozycjami zerowymi, spluwaczkowymi i 4 zabiegowymi sprawiają, że model ten w pełni zmienia się dla praworęcznego i leworęcznego operatora.



panel sterowania
z wyświetlaczem LCD




lampa VENUS LED



zagiłówek
z blokadą mechaniczną



krzesło
asystenckie lub lekarskie



końcówki STERN WEBER EVO
ze światłem



skaler Stern Weber z 4 ostrzami



lampa T-LED



kompresor 4TEK MIRAGE 100E
+ pompa ssąca EXCOM HYBRID 1S

Konfiguracja unitu Stern Weber S210 LR

- Konsola lekarza (zakres pracy w płaszczyźnie czołowej: 47 cm) z rękawami od góry, wyposażona w 5 instrumentów (opcjonalnie 6):**
 - ustawna po lewej lub prawej stronie pacjenta
 - moduł trzyfunkcyjnej strzykawki w metalowej obudowie do sterylizacji
 - moduł turbinowy ze światłem
 - moduł bezszczotkowego mikrosilnika LED Stern Weber z płynną regulacją obrotów: 100–40 000 obr./min, 3,3 Ncm
 - moduł skalera piezoelektrycznego Stern Weber z 4 ostrzami
 - moduł diodowej lampy do polimeryzacji T-LED (zmienny kształt rękojeści: prosty/łamany, 6 programów pracy, max 2200 mW/cm²)
 - hamulce rękawów
 - odłączalne rękawy instrumentów
 - aktywacja jednego instrumentu dezaktywuje pozostałe
 - przedmuch (chip blower) i strumieniowe płukanie końcówek wodą
 - hamulec pneumatyczny konsoli lekarza
 - zdejmowane osłony uchwytów (do sterylizacji)
 - obrotowa taca z silikonową podkładką montowana pod konsolą lekarza

Panel sterowania z dużym dotykowym wyświetlaczem LCD przy konsoli lekarza:

- ustawna po lewej lub prawej stronie konsoli lekarza
- możliwość regulacji i programowania parametrów pracy instrumentów oddzielnie dla turbiny, mikrosilnika i skalera
- funkcja endo – automatyczne ograniczenie mocy skalera do 50% (bez igieł)
- zmiana kierunku pracy mikrosilnika (sygnał dźwiękowy)
- włącznik/wyłącznik światła w końcówkach
- napełnianie kubka pacjenta
- splukiwanie misy spluwaczki
- możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego (np. sygnał dźwiękowy wywołujący asystentkę, napis „proszę wejść” itp.)
- włącznik/wyłącznik lampy operacyjnej
- sterowanie pracą fotela (siedzisko – góra/dół; oparcie – składanie/rozkładanie)
- możliwość programowania po 4 pozycje pracy dla 4 operatorów
- wywoływanie pozycji „0” i pozycji „spluwaczkowej” oraz powrót do ostatniej pozycji (z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej)

2. Elektromechaniczny fotel dentystyczny S210P

(zakres ruchu: 37-80 cm, udźwieg: 160 kg):

- cichy i płynny napęd ruchów fotela w pionie i w poziomie (SOFT MOTION)
- dwa typy oparcia: klasyczne STERN WEBER lub NORDIC polecane przy pracy z pacjentem w pozycji leżącej
- zagiłówek STANDARD z blokadą mechaniczną (praca w 2 płaszczyznach)
- zabezpieczenie fotela i zespołu spluwaczki przed najeżaniem na przeszkodę przy opuszczaniu i rozkładaniu oparcia
- wychyłany horyzontalnie sterownik nożny obsługujący funkcje fotela i unitu (uruchamianie instrumentów, regulowanie położenia fotela, aktywowanie przedmuchu i sprayu w końcówkach, wywoływanie pozycji „0” oraz wywoływanie i odwoływanie pozycji „spluwaczkowej” zsynchronizowane z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej)
- VACUUM STOP – włączanie i wyłączanie pompy ssącej poprzez naciśnięcie podstawy fotela
- dwa podłokietniki fotela
- bezzwowa tapicerka

3. Ledowa lampa pola oświetlenia pracy VENUS LED

(temperatura barwowa: 5000 K):

- płynna regulacja natężenia światła (od 3000 do 50 000 luksów)
- praca głowicy w 3 płaszczyznach
- bezdotykowa obsługa lampy (włącz/wyłącz, regulacja natężenia)
- zdejmowane osłony uchwytów (do sterylizacji)

4. Blok spluwaczki podwieszony na fotelu pacjenta:

- ustawny po lewej lub prawej stronie pacjenta
- wyposażony w szklaną, ręcznie odchylaną, zdejmowalną misę z możliwością obrotu w kierunku pacjenta (zakres ruchu: 270°):
- wewnętrzny obieg wody destylowanej na końcówki

- Konsola asystencka** z podwójnym łamanym ramieniem i regulacją w pionie (zakres: 34 cm) ustawna po lewej lub prawej stronie pacjenta, wyposażona w panel sterowania (napełnianie kubka, opłukiwanie spluwaczki, obsługa funkcji fotela, wywoływanie i odwoływanie pozycji „0” oraz „spluwaczkowej”), instalację ssakową (2 rękawy z gniazdami: 16 mm i 11 mm, 2 filtry, równoległa praca 2 kolektorów ssaka, przejściówka na jednorazowe końcówki ślinociąg) i 1 wolne miejsce na dodatkowy instrument (opcjonalnie 3)

CENA UNITU: 79 000 PLN

- + 2500 PLN* Komplet końcówek STERN WEBER EVO ze światłem: turbina 4L + złączka SW + kątnica S1-L
- + 2500 PLN* Pompa ssąca METASYS EXCOM HYBRID 1S – system mokry
- + 2500 PLN* Bezelejowy kompresor 4TEK MIRAGE 100E z osuszaczem powietrza
- + 1000 PLN* Krzesło asystenckie lub lekarskie STERN WEBER

CENA ZESTAWU: 87 500 PLN

STERN WEBER KREDYT: ok. 1350 PLN
10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 5,85%

* Cena obowiązuje tylko przy zakupie z unitem

CENA UNITU/ZESTAWU ZAWIERA: PODATEK VAT, TRANSPORT, MONTAŻ I SZKOLENIE



RADIOGRAFIA MYRAY ZEN-Xi jako szósty instrument przy stoliku lekarza + pozycjonery

10 000 PLN

cena poza promocją: 16 000 PLN



RTG STERN WEBER RX DC montowany na ścianie + wyzwalacz przewodowy + fartuch ochronny

10 000 PLN

cena poza promocją: 12 000 PLN



RTG RX DC EXTEND montowany na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny

12 000 PLN

cena poza promocją: 14 000 PLN



RTG RX DC HYPERSPHERE montowany na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny, praca głowicy w 3 płaszczyznach

15 000 PLN

cena poza promocją: 19 000 PLN



AUTOKLAW STERN WEBER SW-17 klasa B, pojemność 17 l

13 000 PLN

cena poza promocją: 16 000 PLN

PRZY ZAKUPIE Z RADIOGRAFIA I RENTGENEM

12 000 PLN

cena poza promocją: 16 000 PLN



KAMERA WEWNĄTRZYSTNA MYRAY C-U2 - jakość HD (720p), stopklatka, podział ekranu na 4 części

+ **MONITOR NEOVO X-17P** montowany na statywie lampy operacyjnej za pomocą fabrycznego uchwytu

11 000 PLN

cena poza promocją: 13 400 PLN

Wyposażenie
dodatkowe

Oferta promocyjna przy zakupie z unitem

UNIT STERN WEBER S300


nawet
5 LAT
gwarancji

Dostępne z
easycheck

możliwość rozbudowy
o zintegrowaną pompkę
perystaltyczną



panel sterowania
z dotykowym wyświetlaczem



końcówki STERN WEBER EVO
ze światłem



lampa VENUS LED MCT



pneumatyczny zagłówek ATLAXIS



krzesło
asystenckie lub lekarskie



lampa T-LED



kompresor 4TEK MIRAGE 100E
+ pompa ssąca EXCOM HYBRID 1S

MAKSYMALNA FUNKCJONALNOŚĆ

Model S300 został wyposażony w najnowsze rozwiązania podnoszące parametry techniczne unitu stomatologicznego do maksimum dzisiejszych możliwości pracy tego typu sprzętu.

W standardowym wyposażeniu znajdziemy wiele nowości: lampę poła pracy VENUS LED MCT z regulowaną temperaturą barwową i filtrem przeciwpolimeryzacyjnym, cichy, płynnie pracujący fotel pacjenta wykonujący dodatkowy ruch w poziomie w celu kompensacji położenia siedziska w stosunku do położenia oparcia, bardziej kompaktowy kształt konsoli lekarskiej wyposażony w podajniki rękawów SideFlex umożliwiające wychylanie podajnika na boki oraz panel sterowania FULL TOUCH MULTIMEDIA o przekątnej 7 cali z jakością obrazu HD.

Konfiguracja unitu Stern Weber S300 Continental

- Konsola lekarza z rękawami od góry, wyposażona w 5 instrumentów (zakres pracy w płaszczyźnie czołowej: 47 cm, zakres obrotu do 320°):**
 - moduł sześciofunkcyjnej strzykawki w metalowej obudowie do sterylizacji
 - moduł turbinowy ze światłem
 - moduł bezszczotkowego mikrosilnika LED Stern Weber z regulacją momentu obrotowego, funkcją autorewersu i autoforwardu i płynną regulacją obrotów: 100-40 000 obr./min, 5,3 Ncm
 - moduł skalera piezoelektrycznego Stern Weber z 4 ostrzami (tryby pracy: standard/endo/paro)
 - moduł diodowej lampy do polimeryzacji T-LED (zmienny kształt rękojeści: prosty/łamany, 6 programów pracy, max 2200 mW/cm²)
 - blokady położenia podajników rękawów (bez podajnika strzykawki)
 - podajniki rękawów wychylane na boki - SideFlex
 - odłączalne rękawy instrumentów
 - aktywacja jednego instrumentu dezaktywuje pozostałe
 - przedmuch (chip blower) i strumieniowe płukanie końcówek wodą
 - hamulec elektropneumatyczny stolika lekarza zintegrowany w demontowalnym, sterylizowalnym uchwycie (na prawą stronę)
 - obrotowa taca z silikonową podkładką montowana pod konsolą lekarza
- Panel FULL TOUCH MULTIMEDIA – dotykowy wyświetlacz/panel sterowania, przekątna 7 cali, jakość HD obsługujący m.in.:**
 - możliwość regulacji i programowania parametrów pracy instrumentów oddzielnie dla turbiny, mikrosilnika i skalera z dokładnością: 1% – turbina i skaler; 10 obr./min - mikrosilnik, zmiana kierunku pracy mikrosilnika (sygnał dźwiękowy)
 - obsługa trybu pracy: zachowawcza/endodoncja/chirurgia/RECIPROC® (opcjonalnie)
 - obsługa zintegrowanego endometru (opcjonalnie)
 - włącznik/wyłącznik światła w końcówkach
 - napełnianie kubka pacjenta oraz splukiwanie misy spluwaczki
 - możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego (np. sygnał dźwiękowy wzywający asystentkę, napis „proszę wejść” itp.)
 - włącznik/wyłącznik lampy operacyjnej
 - sterowanie pracą fotela (siedzisko - góra/dół; oparcie - składanie/rozkładanie)
 - możliwość programowania pozycji pracy po 4 dla 4 użytkowników
 - wywoływanie pozycji: „0”, „spluwaczkowej” oraz ratunkowej
- Elektromechaniczny fotel dentystyczny S300P (zakres ruchu: 37-80 cm, udźwieg: 190 kg):**
 - cichy i płynny napęd ruchów fotela w pionie i w poziomie (SOFT MOTION)
 - dwa typy oparcia: klasyczne STERN WEBER lub NORDIC dedykowane pracy z pacjentem w pozycji leżącej
 - kompensacja położenia siedziska względem zmiany położenia pozycji zagłówek, ciągłe oświetlenie pola zabiegowego (SLIDE)
 - płynne przesuwanie fotela pacjenta w poziomie (przód-tył) w zakresie 18 cm
 - zagłówek ATLAXIS z blokadą pneumatyczną (praca w 3 płaszczyznach) oraz blokadą pneumatyczną przesuwu w pionie
 - zabezpieczenie fotela i zespołu spluwaczki przed najechaniem na przeszkodę przy opuszczaniu i rozkładaniu oparcia
 - wychylany horyzontalnie sterownik nożny obsługujący funkcje fotela i unitu (uruchamianie instrumentów, regulowanie położenia fotela, aktywowanie przedmuchu i sprayu w końcówkach, wywoływanie pozycji „0” oraz wywoływanie i odwoływanie pozycji „spluwaczkowej” zsynchronizowane z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej)
 - VACUUM STOP - włączanie i wyłączanie pompy ssaka poprzez naciśnięcie podstawy fotela
 - lewy podłokietnik oraz bezszwowa tapicerka
- Diodowa lampa oświetlenia pola pracy VENUS LED MCT (regulowana temperatura barwowa od 4300 K do 5600 K):**
 - płynna regulacja natężenia światła od 5000 do 50 000 luksów
 - 3-stopniowa regulacja barwy światła: światło ciepłe – 4300 K, światło neutralne – 5000 K, światło zimne – 5600 K
 - tryb przeciwpolimeryzacyjny (filtr pomarańczowy)
 - praca głowicy w 3 płaszczyznach
 - bezdotykowa obsługa lampy (włącz/wyłącz, regulacja natężenia)
- Blok spluwaczki podwieszony na fotelu pacjenta wyposażony w szklaną, automatycznie odchylaną, zdejmowalną misę z możliwością obrotu w kierunku pacjenta (zakres ruchu: 270°):**
 - Interaktywny LED
 - wewnętrzny obieg wody destylowanej na końcówki (możliwość wewnętrznej dezynfekcji rękawów)
 - podgrzewanie wody w kubku pacjenta
- Konsola asystencka z podwójnym łamanym ramieniem i regulacją w pionie (zakres: 34 cm) wyposażona w dotykowy panel sterowania obsługujący:**
 - napełnianie kubka, opłukiwanie spluwaczki, obsługę funkcji fotela, wywoływanie i odwoływanie pozycji „0” oraz „spluwaczkowej”), instalację ssakową (2 rękawy z gniazdami: 16 mm i 11 mm, 2 filtry, niezależna praca 2 kolektorów ssaka, przejściówka na jednorazowe końcówki ślinociągu) i 3 wolne miejsca na dodatkowe instrumenty

CENA UNITU: 95 000 PLN

- + 2500 PLN* Komplet końcówek STERN WEBER EVO ze światłem: turbina 4L + złączka SW + kątnica S1-L
- + 2500 PLN* Pompa ssąca METASYS EXCOM HYBRID 1S – system mokry
- + 2500 PLN* Bezelejowy kompresor 4TEK MIRAGE 100E z osuszaczem powietrza
- + 1000 PLN* Krzesło asystenckie lub lekarskie STERN WEBER

CENA ZESTAWU: 103 500 PLN

STERN WEBER KREDYT: ok. 1600 PLN
10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 5,85%

*Cena obowiązuje tylko przy zakupie z unitem

CENA UNITU/ZESTAWU ZAWIERA: PODATEK VAT, TRANSPORT, MONTAŻ I SZKOLENIE



RADIOGRAFIA MYRAY ZEN-Xi jako szósty instrument przy stoliku lekarza + pozycjonery

10 000 PLN

cena poza promocją: 16 000 PLN



RTG STERN WEBER RX DC montowany na ścianie + wyzwalacz przewodowy + fartuch ochronny

10 000 PLN

cena poza promocją: 12 000 PLN



RTG RX DC EXTEND montowany na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny

12 000 PLN

cena poza promocją: 14 000 PLN



RTG RX DC HYPERSPHERE montowany na unicie lub na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny, praca głowicy w 3 płaszczyznach

15 000 PLN

cena poza promocją: 19 000 PLN



AUTOKLAW STERN WEBER SW-17 klasa B, pojemność 17 l

13 000 PLN

cena poza promocją: 16 000 PLN

PRZY ZAKUPIE Z RADIOGRAFIA I RENTGENEM

12 000 PLN

cena poza promocją: 16 000 PLN



KAMERA WEWNĄTRZYSTNA MYRAY C-U2 - jakość HD (720p), stopklatka, podział ekranu na 4 części

+ **MONITOR NEOVO X-17P** montowany na statywie lampy operacyjnej za pomocą fabrycznego uchwytu

11 000 PLN


cena poza promocją: 13 400 PLN

Wypożyczenie
dodatkowe

Oferta promocyjna przy zakupie z unitem

UNIT STERN WEBER S220 TR

nawet
5 LAT
gwarancji



Dostępne z
easycheck



zamiana na unit S220 TR INTERNATIONAL
(rękawki od dołu)
+ 1000 PLN = 85 000 PLN



zamiana na unit S220 TR CONTINENTAL HYBRID
(rękawki od góry, dla użytkowników prawo- i leworęcznych)
+ 5000 PLN = 89 000 PLN



zamiana na unit S220 TR CART
(rękawki od dołu)
+ 7000 PLN = 91 000 PLN



zamiana na unit S220 TR SIDE DELIVERY
(rękawki od dołu)
+ 6000 PLN = 90 000 PLN

SOLIDNY I WYTRZYMAŁY

Seria unitów TR to unity, w których blok spluwaczki jest posadowiony na podłożu (przy zmianie wysokości siedziska fotela blok spluwaczki i lampa operacyjna pozostają w tym samym położeniu). Staranny dobór materiałów jest gwarancją jakości i optymalnej funkcjonalności. Zastosowane w konstrukcji stopy aluminium poprawiają charakterystykę mechaniczną unitu i sprawiają, że wszystkie elementy są bardziej trwałe.



panel sterowania
z wyświetlaczem LCD




lampa VENUS LED



zagiłówek
z blokadą mechaniczną



krzesółko
asystenckie lub lekarskie



końcówki STERN WEBER EVO
ze światłem



skalier Stern Weber z 4 ostrzami



lampa T-LED



kompresor 4TEK MIRAGE 100E
+ pompa ssąca EXCOM HYBRID 1S

Konfiguracja unitu Stern Weber S220 TR Continental

- 1. Konsola lekarza (zakres pracy w płaszczyźnie czołowej: 47 cm) z rękawami od góry, wyposażona w 5 instrumentów (opcjonalnie 6) na ramieniu o estetyce modelu S300:**
 - moduł trzyfunkcyjnej strzykawki w metalowej obudowie do sterylizacji
 - moduł turbinowy ze światłem
 - moduł bezszczotkowego mikrosilnika LED Stern Weber z płynną regulacją obrotów: 100–40 000 obr./min, 3,3 Ncm
 - moduł skalera piezoelektrycznego Stern Weber z 4 ostrzami
 - moduł diodowej lampy do polimeryzacji T-LED (zmienny kształt rękojeści: prosty/łamany, 6 programów pracy, max 2200 mW/cm²)
 - hamulce rękawów
 - odłączalne rękawy instrumentów
 - aktywacja jednego instrumentu dezaktywuje pozostałe
 - przedmuch (chip blower) i strumieniowe płukanie końcówek wodą
 - **hamulec pneumatyczny konsoli lekarza**
 - obrotowa taca z silikonową podkładką montowana pod konsolą lekarza

Panel sterowania z dużym dotykowym wyświetlaczem LCD przy konsoli lekarza:

- możliwość regulacji i programowania parametrów pracy instrumentów oddzielnie dla turbiny, mikrosilnika i skalera z dokładnością: 1% - turbina i skaler; 10 obr./min – mikrosilnik
- możliwość zintegrowania mikrosilnika z funkcją endo i endometrem (opcja)
- funkcja endo – automatyczne ograniczenie mocy skalera do 50% (bez igieł)
- zmiana kierunku pracy mikrosilnika (sygnał dźwiękowy)
- włącznik/wyłącznik światła w końcówkach
- napełnianie kubka pacjenta
- spłukiwanie misy spluwaczki
- możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego (np. sygnał dźwiękowy wzywający asystentkę, napis „proszę wejść” itp.)
- włącznik/wyłącznik lampy operacyjnej
- sterowanie pracą fotela (siedzisko – góra/dół; oparcie – składanie/rozkładanie)
- możliwość programowania po 4 pozycje pracy dla 4 operatorów
- wywoływanie pozycji „0” i pozycji „spluwaczkowej” oraz powrót do ostatniej pozycji (z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej)

2. Elektromechaniczny fotel dentystyczny S320P

(zakres ruchu: 37-80 cm, udźwig: 190 kg):

- zagiłówek STANDARD z blokadą mechaniczną (praca w 2 płaszczyznach)
- zabezpieczenie fotela i zespołu spluwaczki przed najechaniem na przeszkodę przy opuszczaniu i rozkładaniu oparcia
- wychylany horyzontalnie sterownik nożny obsługujący funkcje fotela i unitu (uruchamianie instrumentów, regulowanie położenia fotela, aktywowanie przedmuchu i sprayu w końcówkach, wywoływanie pozycji „0” oraz wywoływanie i odwoływanie pozycji „spluwaczkowej” zsynchronizowane z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej)
- VACUUM STOP – włączanie i wyłączanie pompy ssącej poprzez naciśnięcie podstawy fotela
- lewy podłokietnik fotela
- bezszwowa tapicerka

3. Ledowa lampa pola oświetlenia pracy VENUS LED

(temperatura barwowa: 5000 K):

- płynna regulacja natężenia światła od 3000 do 50 000 luksów
- praca głowicy w 3 płaszczyznach
- bezdotykowa obsługa lampy (włącz/wyłącz, regulacja natężenia)

4. Blok spluwaczki stojący na podłożu, wyposażony w szklaną, ręcznie odchylaną, zdejmowalną misę z możliwością obrotu w kierunku pacjenta (zakres ruchu: 270°):

- wewnętrzny obieg wody destylowanej na końcówki (możliwość wewnętrznej dezynfekcji rękawów)

5. Konsola asystencka z podwójnym łamanym ramieniem i regulacją w pionie (zakres: 34 cm) wyposażona w panel sterowania (napełnianie kubka, opłukiwanie spluwaczki, obsługa funkcji fotela, wywoływanie i odwoływanie pozycji „0” oraz „spluwaczkowej”), instalację ssakową (2 rękawy z gniazdami: 16 mm i 11 mm, 2 filtry, równoległa praca 2 kolektorów ssaka, przejściówka na jednorazowe końcówki ślinociągu) i 1 wolne miejsce na dodatkowy instrument (opcjonalnie 3)

CENA UNITU: 74 000 PLN

- + 2500 PLN* Komplet końcówek STERN WEBER EVO ze światłem: turbina 4L + złączka SW + kątnica S1-L
- + 2500 PLN* Pompa ssąca METASYS EXCOM HYBRID 1S – system mokry
- + 2500 PLN* Bezelejowy kompresor 4TEK MIRAGE 100E z osuszaczem powietrza
- + 1000 PLN* Krzesółko asystenckie lub lekarskie STERN WEBER

CENA ZESTAWU: 82 500 PLN

STERN WEBER KREDYT: ok. 1280 PLN
10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 5,85%

*Cena obowiązuje tylko przy zakupie z unitem

CENA UNITU/ZESTAWU ZAWIERA: PODATEK VAT, TRANSPORT, MONTAŻ I SZKOLENIE



RADIOGRAFIA MYRAY ZEN-Xi jako szósty instrument przy stoliku lekarza + pozycjonery

10 000 PLN

cena poza promocją: 16 000 PLN



RTG STERN WEBER RX DC montowany na ścianie + wyzwalacz przewodowy + fartuch ochronny

10 000 PLN

cena poza promocją: 12 000 PLN



RTG RX DC EXTEND montowany na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny

12 000 PLN

cena poza promocją: 14 000 PLN



RTG RX DC HYPERSPHERE montowany na unie lub na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny, praca głowicy w 3 płaszczyznach

15 000 PLN

cena poza promocją: 19 000 PLN



AUTOKLAW STERN WEBER SW-17 klasa B, pojemność 17 l

13 000 PLN

cena poza promocją: 16 000 PLN

PRZY ZAKUPIE Z RADIOGRAFIĄ I RENTGENEM

12 000 PLN

cena poza promocją: 16 000 PLN



KAMERA WEWNĄTRZYSTNA MYRAY C-U2 - jakość HD (720p), stopklatka, podział ekranu na 4 części

+ **MONITOR NEOVO X-17P** montowany na statywie lampy operacyjnej za pomocą fabrycznego uchwytu

11 000 PLN

cena poza promocją: 13 400 PLN

Wyposażenie
dodatkowe

Oferta promocyjna przy zakupie z unitem

UNIT STERN WEBER S320 TR

Dostępne z
easychecknawet
5 LAT
gwarancji

CZYSTA INNOWACJA

Wersja modelu S320 TR została wyposażona w najnowsze rozwiązania podnoszące parametry techniczne unitu stomatologicznego do maksimum dzisiejszych możliwości pracy tego typu sprzętu.


W standardowym wyposażeniu znajdziemy wiele nowości: lampę pola pracy VENUS LED MCT z regulowaną temperaturą barwową i filtrem przeciwpolimeryzacyjnym. Cichy, płynnie pracujący fotel pacjenta wykonujący dodatkowy ruch w poziomie w celu kompensacji położenia siedziska w stosunku do położenia oparcia, bardziej kompaktowy kształt konsoli lekarskiej wyposażony w podajniki rękawów SideFlex umożliwiające wychylenie podajnika na boki oraz panel sterowania FULL TOUCH MULTIMEDIA o przekątnej 7 cali z jakością obrazu HD. Model S320 TR został zaprojektowany w znany z poprzedniej wersji blok stojący na podłożu z niezależnie pracującym fotelem.

panel sterowania
z dotykowym wyświetlaczem

lampa VENUS LED MCT



pneumatyczny zagłówek ATLASIS

krzesółko
asystenckie lub lekarskiekońcówki STERN WEBER EVO
ze światłem

skalier Stern Weber z 4 ostrzami



lampa T-LED

kompresor 4TEK MIRAGE 100E
+ pompa ssąca EXCOM HYBRID 1S

Konfiguracja unitu Stern Weber S320 TR Continental

- Konsola lekarza z rękawami od góry, wyposażona w 5 instrumentów (zakres pracy w płaszczyźnie czołowej: 47 cm, zakres obrotu do 320°):**
 - moduł sześćofunkcyjnej strzykawki w metalowej obudowie do sterylizacji
 - moduł turbinowy ze światłem
 - moduł bezszczotkowego mikrosilnika LED Stern Weber z regulacją momentu obrotowego, funkcją autorewersu i autoforwardu i płynną regulacją obrotów: 100-40 000 obr./min, 5,3 Ncm
 - moduł skalera piezoelektrycznego Stern Weber z 4 ostrzami (tryby pracy: standard/endo/paro)
 - moduł diodowej lampy do polimeryzacji T-LED (zmienny kształt rękojeści: prosty/lamany, 6 programów pracy, max 2200 mW/cm²)
 - blokady położenia podajników rękawów (bez podajnika strzykawki)
 - podajniki rękawów wychylane na boki - SideFlex
 - odłączalne rękawy instrumentów
 - aktywacja jednego instrumentu dezaktywuje pozostałe
 - przedmuch (chip blower) i strumieniowe płukanie końcówek wodą
 - hamulec elektropneumatyczny stolika lekarza zintegrowany w demontowalnym, sterylizowalnym uchwycie (na prawą stronę)
 - obrotowa taca z silikonową podkładką montowana pod konsolą lekarza
- Panel FULL TOUCH MULTIMEDIA – dotykowy wyświetlacz/panel sterowania, przekątna 7 cali, jakość HD obsługujący m.in.:**
 - możliwość regulacji i programowania parametrów pracy instrumentów oddzielnie dla turbiny, mikrosilnika i skalera z dokładnością: 1% – turbina i skaler; 10 obr./min - mikrosilnik, zmiana kierunku pracy mikrosilnika (sygnał dźwiękowy)
 - obsługa trybu pracy: zachowawcza/endodoncja/chirurgia/RECIPROC® (opcjonalnie)
 - obsługa zintegrowanego endometru (opcjonalnie)
 - włącznik/wyłącznik światła w końcówkach
 - napełnianie kubka pacjenta oraz splukiwanie misy spluwaczki
 - możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego (np. sygnał dźwiękowy wzywający asystentkę, napis „proszę wejść” itp.)
 - włącznik/wyłącznik lampy operacyjnej
 - sterowanie pracą fotela (siedzisko - góra/dół; oparcie - składanie/rozkładanie)
 - możliwość programowania po 4 pozycji pracy dla 4 użytkowników
 - wywoływanie pozycji: „0”, „spluwaczkowej” oraz ratunkowej

- Elektromechaniczny fotel dentystyczny S320P TR (zakres ruchu: 37-80 cm, udźwieg: 190 kg):**
 - cichy i płynny napęd ruchów fotela w pionie i w poziomie (SOFT MOTION)
 - dwa typy oparcia: klasyczne STERN WEBER lub NORDIC dedykowane pracy z pacjentem w pozycji leżącej
 - kompensacja położenia siedziska względem zmiany położenia pozycji zagłówek, ciągle oświetlenie pola zabiegowego (SLIDE)
 - płynne przesuwanie fotela pacjenta w poziomie (przód-tył) w zakresie 18 cm
 - zagłówek ATLASIS z blokadą pneumatyczną (praca w 3 płaszczyznach) oraz blokadą pneumatyczną przesuwu w pionie
 - zabezpieczenie fotela i zespołu spluwaczki przed najechaniem na przeszkodę przy opuszczaniu i rozkładaniu oparcia
 - wychylany horyzontalnie sterownik nożny obsługujący funkcje fotela i unitu (uruchamianie instrumentów, regulowanie położenia fotela, aktywowanie przedmuchu i sprayu w końcówkach, wywoływanie pozycji „0” oraz wywoływanie i odwoływanie pozycji „spluwaczkowej” zsynchronizowane z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej
 - VACUUM STOP - włączenie i wyłączenie pompy ssaka poprzez naciśnięcie podstawy fotela
 - lewy podłokietnik oraz bezszwowa tapicerka
- Diodowa lampa oświetlenia pola pracy VENUS LED MCT (regulowana temperatura barwowa od 4300 K do 5600 K):**
 - płynna regulacja natężenia światła od 5000 do 50 000 luksów
 - 3-stopniowa regulacja barwy światła: światło ciepłe – 4300 K, światło neutralne – 5000 K, światło zimne – 5600 K
 - tryb przeciwpolimeryzacyjny (filtr pomarańczowy)
 - praca głowicy w 3 płaszczyznach
 - bezdotykowa obsługa lampy (włącz/wyłącz, regulacja natężenia)

- Blok spluwaczki stojący na podłożu, wyposażony w szklaną, automatycznie odchylaną, zdejmowalną misę z możliwością obrotu w kierunku pacjenta (zakres ruchu: 270°):**
 - Interaktywny LED
 - wewnętrzny obieg wody destylowanej na końcówki (możliwość wewnętrznej dezynfekcji rękawów)
 - podgrzewanie wody w kubku pacjenta
- Konsola asystencka z podwójnym łamanym ramieniem i regulacją w pionie (zakres: 34 cm) wyposażona w panel sterowania (napełnianie kubka, oplukiwanie spluwaczki, obsługa funkcji fotela, wywoływanie i odwoływanie pozycji „0” oraz „spluwaczkowej”), instalację ssakową (2 rękawy z gniazdami: 16 mm i 11 mm, 2 filtry, niezależna praca 2 kolektorów ssaka, przejściówka na jednorazowe końcówki ślinociąg) i jedno wolne miejsce na dodatkowy instrument (opcjonalnie 3)**

CENA UNITU: 100 000 PLN

+ 2500 PLN* Komplet końcówek STERN WEBER EVO ze światłem: turbina 4L + złączka SW + kątnica S1-L

+ 2500 PLN* Pompa ssąca METASYS EXCOM HYBRID 1S – system mokry

+ 2500 PLN* Bezelejowy kompresor 4TEK MIRAGE 100E z osuszaczem powietrza

+ 1000 PLN* Krzesółko asystenckie lub lekarskie STERN WEBER

CENA ZESTAWU: 108 500 PLN**STERN WEBER KREDYT: ok. 1680 PLN**
10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 5,85%

*Cena obowiązuje tylko przy zakupie z unitem

CENA UNITU/ZESTAWU ZAWIERA: PODATEK VAT, TRANSPORT, MONTAŻ I SZKOLENIE**RADIOGRAFIA MYRAY ZEN-Xi** jako szósty instrument przy stoliku lekarza + pozycjonery**10 000 PLN**

cena poza promocją: 16 000 PLN

**RTG STERN WEBER RX DC** montowany na ścianie + wyzwalacz przewodowy + fartuch ochronny**10 000 PLN**

cena poza promocją: 12 000 PLN

**RTG RX DC EXTEND** montowany na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny**12 000 PLN**

cena poza promocją: 14 000 PLN

**RTG RX DC HYPERSPHERE** montowany na unicie lub na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny, praca głowicy w 3 płaszczyznach**15 000 PLN**

cena poza promocją: 19 000 PLN

**AUTOKLAW STERN WEBER SW-17** klasa B, pojemność 17 l**13 000 PLN**

cena poza promocją: 16 000 PLN

PRZY ZAKUPIE Z RADIOGRAFIA I RENTGENEM**12 000 PLN**

cena poza promocją: 16 000 PLN

**KAMERA WEWNĄTRZYSTNA MYRAY C-U2** - jakość HD (720p), stopklatka, podział ekranu na 4 części+ **MONITOR NEOVO X-17P** montowany na statywie lampy operacyjnej za pomocą fabrycznego uchwytu**11 000 PLN**

cena poza promocją: 13 400 PLN

Oferta promocyjna przy zakupie z unitem

UNIT STERN WEBER S280 TRC

nawet
5 LAT
gwarancji

Dostępne z
easycheck

możliwość rozbudowy
o zintegrowaną pompkę
perystaltyczną



zamiana na unit S280 TRC INTERNATIONAL
(rękawy do dołu)
+ 1000 PLN = 96 000 PLN

NIEZAWODNY I FUNKCJONALNY

Unit S280 TRc jest unitem z fotelom zawieszonym na bloku spluwaczki, co stymuluje płynną współpracę pomiędzy lekarzem a asystą oraz oferuje większą przestrzeń pracy. Regulacja pionowa położenia fotela umożliwia dopasowanie do całego personelu. Ustawienie instrumentów na stoliku, którego położenie może być zmieniane bez wysiłku, umożliwia przyjęcie przez lekarza komfortowej pozycji w zakresie pomiędzy 9 h i 1 h. Zrównoważona konstrukcja unitu S280 TRc zwiększa wolną przestrzeń wokół pacjenta i umożliwia ergonomiczną pracę, redukuje zmęczenie i związaną z nim utratę koncentracji. Możliwość rozbudowy o mikrosilnik z funkcją endo, elektryczny napęd misy spluwaczki, multimedia, system radiografii cyfrowej z aparatem RTG i laser zapewnia stworzenie zintegrowanego centrum zabiegowego.



panel sterowania
z dotykowym wyświetlaczem




lampa VENUS LED



zagiętek
z blokadą mechaniczną



krzesło
asystenckie lub lekarskie



końcówki STERN WEBER EVO
ze światłem



skalier Stern Weber z 4 ostrzami



lampa T-LED



kompresor 4TEK MIRAGE 100E
+ pompa ssąca EXCOM HYBRID 1S

Konfiguracja unitu Stern Weber S280 TRc Continental

1. Konsola lekarza (zakres pracy w płaszczyźnie czołowej: 47 cm)

z rękawami od góry, wyposażona w 5 instrumentów (opcjonalnie 6):

- moduł sześciofunkcyjnej strzykawki w obudowie metalowej do sterylizacji
- moduł turbinowy ze światłem
- moduł bezszczotkowego mikrosilnika LED Stern Weber z płynną regulacją obrotów: 100 – 40 000 obr./min; 3,3 Ncm
- moduł skalera piezoelektrycznego Stern Weber z 4 ostrzami
- moduł diodowej lampy do polimeryzacji T-LED (zmienny kształt rękojeści: prosty/łamany, 6 programów pracy, max. 2200 mW/cm²)
- hamulce rękawów
- odłączalne rękawy instrumentów
- aktywacja jednego instrumentu dezaktywuje pozostałe
- przedmuch (chip blower) i strumieniowe płukanie końcówek wodą
- hamulec elektropneumatyczny konsoli lekarza
- obrotowa taca z silikonową podkładką montowana pod konsolą lekarza
- Panel FULL TOUCH MULTIMEDIA – dotykowy wyświetlacz/panel sterowania, przekątna 7 cali, jakość HD obsługujący m.in.:
 - możliwość regulacji i programowania parametrów pracy instrumentów oddzielnie dla turbiny, mikrosilnika i skalera z dokładnością: 1% – turbina i skaler; 10 obr./min – mikrosilnik, zmiana kierunku pracy mikrosilnika (sygnał dźwiękowy)
 - obsługa trybu pracy: zachowawcza/endodoncja/chirurgia/RECIPROC® (opcjonalnie)
 - obsługa zintegrowanego endometru (opcjonalnie)
 - włącznik/wyłącznik światła w końcówkach
 - napełnianie kubka pacjenta oraz splukiwanie misy spluwaczki
 - możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego (np. sygnał dźwiękowy wzywający asystentkę, napis „proszę wejść” itp.)
 - włącznik/wyłącznik lampy operacyjnej
 - sterowanie pracą fotela (siedzisko – góra/dół; oparcie – składanie/rozkładanie)
 - możliwość programowania po 4 pozycji pracy dla 4 użytkowników
 - wywoływanie pozycji: „0”, „spluwaczkowej” oraz ratunkowej
- Aseptyczna klawiatura sterowania parametrami pracy przy stoliku lekarza obsługująca:
 - włącznik/wyłącznik światła w końcówkach
 - napełnianie kubka pacjenta oraz splukiwanie misy spluwaczki
 - możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego (np. sygnał dźwiękowy wzywający asystentkę, napis „proszę wejść” itp.)
 - włącznik/wyłącznik lampy operacyjnej
 - sterowanie pracą fotela (siedzisko – góra/dół; oparcie – składanie/rozkładanie)
 - możliwość programowania 12 pozycji pracy (po 4 dla 3 użytkowników); wywoływanie pozycji: „0”, „spluwaczkowej” oraz ratunkowej

2. Elektromechaniczny fotel dentystyczny S280P TRC

(zakres ruchu: 39–79 cm, udźwąg: 190 kg):

- zagiętek STANDARD z blokadą mechaniczną (praca w 2 płaszczyznach)
- zabezpieczenie fotela i zespołu spluwaczki przed najeżaniem na przeszkodę przy opuszczaniu i rozkładaniu oparcia
- wychyłany horyzontalnie sterownik nożny obsługujący funkcje fotela i unitu (uruchamianie instrumentów, regulowanie położenia fotela, aktywowanie przedmuchu i sprayu w końcówkach, wywoływanie pozycji „0” oraz wywoływanie i odwoływanie pozycji „spluwaczkowej” zsynchronizowane z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej)
- VACUUM STOP – włączanie i wyłączanie pompy ssącej poprzez naciśnięcie podstawy fotela
- lewy podłokietnik fotela, bezszwowa tapicerka

3. Ledowa lampa pola oświetlenia pracy VENUS LED

(temperatura barwowa: 5000 K):

- płynna regulacja natężenia światła od 3000 do 50 000 luksów
- praca głowicy w 3 płaszczyznach
- bezdotykowa obsługa lampy (włącz/wyłącz, regulacja natężenia)

4. Blok spluwaczki stojący na podłożu wyposażony w szklaną, ręcznie odchylaną, zdejmowalną misę z możliwością obrotu w kierunku pacjenta (zakres ruchu: 270°):

- wewnętrzny obieg wody destylowanej na końcówki (możliwość wewnętrznej dezynfekcji rękawów)
- podgrzewanie wody w kubku pacjenta

5. Konsola asystencka z podwójnym łamanym ramieniem i regulacją w pionie (zakres: 34 cm) wyposażona w panel sterowania (napełnianie kubka, opłukiwanie spluwaczki, obsługa funkcji fotela, wywoływanie i odwoływanie pozycji „0” oraz „spluwaczkowej”), instalację ssakową (2 rękawy z gniazdami: 16 mm i 11 mm, 2 filtry, niezależna praca 2 kolektorów ssaka, przejściówka na jednorazowe końcówki ślinociągu) i jedno wolne miejsce na dodatkowy instrument (opcjonalnie 3)

CENA UNITU: **85 000 PLN**

+ 2500 PLN* Komplet końcówek STERN WEBER EVO ze światłem: turbina 4L + złączka SW + kątnica S1-L

+ 2500 PLN* Pompa ssąca METASYS EXCOM HYBRID 1S – system mokry

+ 2500 PLN* Bezelejowy kompresor 4TEK MIRAGE 100E z osuszaczem powietrza

+ 1000 PLN* Krzesło asystenckie lub lekarskie STERN WEBER

CENA ZESTAWU: **93 500 PLN**

STERN WEBER KREDYT: ok. 1450 PLN
10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 5,85%

*Cena obowiązuje tylko przy zakupie z unitem

CENA UNITU/ZESTAWU ZAWIERA: PODATEK VAT, TRANSPORT, MONTAŻ I SZKOLENIE



RADIOGRAFIA MYRAY ZEN-Xi jako szósty instrument przy stoliku lekarza + pozycjonery

10 000 PLN

cena poza promocją: 16 000 PLN



RTG STERN WEBER RX DC montowany na ścianie + wyzwalacz przewodowy + fartuch ochronny

10 000 PLN

cena poza promocją: 12 000 PLN



RTG RX DC EXTEND montowany na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny

12 000 PLN

cena poza promocją: 14 000 PLN



RTG RX DC HYPERSPHERE montowany na unicie lub na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny, praca głowicy w 3 płaszczyznach

15 000 PLN

cena poza promocją: 19 000 PLN



AUTOKLAW STERN WEBER SW-17 klasa B, pojemność 17 l

13 000 PLN

cena poza promocją: 16 000 PLN

PRZY ZAKUPIE Z RADIOGRAFIĄ I RENTGENEM

12 000 PLN

cena poza promocją: 16 000 PLN



KAMERA WEWNĄTRZYSTNA MYRAY C-U2 - jakość HD (720p), stopklatka, podział ekranu na 4 części

+ **MONITOR NEOVO X-17P** montowany na statywie lampy operacyjnej za pomocą fabrycznego uchwytu

11 000 PLN

cena poza promocją: 13 400 PLN

Wypożyczenie
dodatkowe

Oferta promocyjna przy zakupie z unitem

UNIT STERN WEBER S380 TRC

Dostępne z
easychecknawet
5 LAT
gwarancji

EKSKLUZYWNA INNOWACJA


Unit S380 TRc to unikalny fotel, pełen funkcji dostosowanych do stylu pracy tych, którzy poszukują innowacyjnych rozwiązań. Zsynchronizowany ruch oparcia i podparcia nóg, wysuwany automatycznie podnóżek - każda funkcja jest przeznaczona do zapewnienia wyjątkowego komfortu w każdej pozycji. Wszechstronność fotela zapewnia wiele możliwości przekształcenia jego pozycji z obszaru chirurgicznego do funkcjonalnych i ergonomicznych pozycji indywidualnego planu leczenia. Obrót fotela w pozycji siedzącej ułatwia pacjentom wsiadanie i zsiadanie.

panel sterowania
z dotykowym wyświetlaczem

lampa VENUS LED MCT



pneumatyczny zagłówek ATLAXIS

krzesło
asystenckie lub lekarskiekońcówki STERN WEBER EVO
ze światłem

skalier Stern Weber z 4 ostrzami



lampa T-LED

kompresor 4TEK MIRAGE 100E
+ pompa ssąca EXCOM HYBRID 1S

Konfiguracja unitu Stern Weber S380 TRc Continental

- Konsola lekarza z rękawami od góry, wyposażona w 5 instrumentów (zakres pracy w płaszczyźnie czołowej: 47 cm, zakres obrotu do 320°):**
 - moduł sześćofunkcyjnej strzykawki w metalowej obudowie do sterylizacji
 - moduł turbinowy ze światłem
 - moduł bezszczotkowego mikrosilnika LED Stern Weber z regulacją momentu obrotowego, funkcją autorewersu i autoforwardu i płynną regulacją obrotów: 100-40 000 obr./min, 5,3 Ncm
 - moduł skalera piezoelektrycznego CEFLA z 4 ostrzami (tryby pracy: standard/endo/paro)
 - moduł diodowej lampy do polimeryzacji T-LED (zmienny kształt rękojeści: prosty/lamany, 6 programów pracy, max 2200 mW/cm²)
 - blokady położenia podajników rękawów (bez podajnika strzykawki)
 - podajniki rękawów wychylane na boki - SideFlex
 - odłączalne rękawy instrumentów
 - aktywacja jednego instrumentu dezaktywuje pozostałe
 - przedmuch (chip blower) i strumieniowe płukanie końcówek wodą
 - hamulec elektropneumatyczny stolika lekarza zintegrowany w demontowalnym, sterylizowalnym uchwycie (na prawą stronę)
 - obrotowa taca z silikonową podkładką montowana pod konsolą lekarza
- Panel FULL TOUCH MULTIMEDIA – dotykowy wyświetlacz/panel sterowania, przekątna 7 cali, jakość HD obsługujący m.in.:**
 - możliwość regulacji i programowania parametrów pracy instrumentów oddzielnie dla turbiny, mikrosilnika i skalera z dokładnością: 1% – turbina i skaler; 10 obr./min – mikrosilnik, zmiana kierunku pracy mikrosilnika (sygnał dźwiękowy)
 - obsługa trybu pracy: zachowawcza/endodoncja/chirurgia/RECIPROC® (opcjonalnie)
 - obsługa zintegrowanego endometru (opcjonalnie)
 - włącznik/wyłącznik światła w końcówkach
 - napełnianie kubka pacjenta oraz splukiwanie misy spluwaczki
 - możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego (np. sygnał dźwiękowy wzywający asystentkę, napis „proszę wejść” itp.)
 - włącznik/wyłącznik lampy operacyjnej
 - sterowanie pracą fotela (siedzisko - góra/dół; oparcie - składanie/rozkładanie)
 - możliwość programowania pozycji pracy po 4 dla 4 użytkowników
 - wywoływanie pozycji: „0”, „spluwaczkowej” oraz ratunkowej

- Elektromechaniczny fotel dentystyczny S380P (zakres ruchu: 39-79 cm, udźwig: 190 kg):**
 - niezależnie regulowane oparcie, siedzisko i podnóżek
 - fotel obracany o 90 stopni, składany do pozycji krzesła
 - dwa typy oparcia: klasyczne STERN WEBER lub NORDIC dedykowane pracy z pacjentem w pozycji leżącej
 - kompensacja położenia siedziska względem zmiany położenia pozycji zagłówek, ciągłe oświetlenie pola zabiegowego
 - płynne przesuwanie fotela pacjenta w poziomie (przód-tył) w zakresie 18 cm
 - zagłówek ATLAXIS z blokadą pneumatyczną (praca w 3 płaszczyznach) oraz blokadą pneumatyczną przesuwu w pionie
 - zabezpieczenie fotela i zespołu spluwaczki przed najechemaniem na przeszkodę przy opuszczaniu i rozkładaniu oparcia
 - wychylany horyzontalny sterownik nożny obsługujący funkcje fotela i unitu (uruchamianie instrumentów, regulowanie położenia fotela, aktywowanie przedmuchu i sprayu w końcówkach, wywoływanie pozycji „0” oraz wywoływanie i odwoływanie pozycji „spluwaczkowej” zsynchronizowane z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej)
 - VACUUM STOP - włączanie i wyłączanie pompy ssaka poprzez naciśnięcie podstawy fotela
 - lewy podłokietnik oraz bezszwowa tapicerka
- Diodowa lampa oświetlenia pola pracy VENUS LED MCT (regulowana temperatura barwowa od 4300 K do 5600 K):**
 - płynna regulacja natężenia światła od 5000 do 50 000 luksów
 - 3-stopniowa regulacja barwy światła: światło ciepłe – 4300 K, światło neutralne – 5000 K, światło zimne – 5600 K
 - tryb przeciwpolimeryzacyjny (filtr pomarańczowy)
 - praca głowicy w 3 płaszczyznach
 - bezdotykowa obsługa lampy (włącz/wyłącz, regulacja natężenia)

- Blok spluwaczki stojący na podłożu, wyposażony w szklaną, automatycznie odchylaną, zdejmowalną misę z możliwością obrotu w kierunku pacjenta (zakres ruchu: 270°):**
 - Interaktywny LED
 - wewnętrzny obieg wody destylowanej na końcówki (możliwość wewnętrznej dezynfekcji rękawów)
 - podgrzewanie wody w kubku pacjenta
- Konsola asystencka z podwójnym łamanym ramieniem i regulacją w pionie (zakres: 34 cm) wyposażona w panel sterowania (napełnianie kubka, opłukiwanie spluwaczki, obsługa funkcji fotela, wywoływanie i odwoływanie pozycji „0” oraz „spluwaczkowej”), instalację ssakową (2 rękawy z gniazdami: 16 mm i 11 mm, 2 filtry, równoległa praca 2 kolektorów ssaka, przejściówka na jednorazowe końcówki ślinociągu) i 1 wolne miejsce na dodatkowy instrument (opcjonalnie 3)**

CENA UNITU: 108 000 PLN

- + 2500 PLN* Komplet końcówek STERN WEBER EVO ze światłem: turbina 4L + złączka SW + kątnica S1-L
- + 2500 PLN* Pompa ssąca METASYS EXCOM HYBRID 1S – system mokry
- + 2500 PLN* Bezelejowy kompresor 4TEK MIRAGE 100E z osuszaczem powietrza
- + 1000 PLN* Krzesło asystenckie lub lekarskie STERN WEBER

CENA ZESTAWU: 116 500 PLN**STERN WEBER KREDYT: ok. 1800 PLN**
10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 5,85%

*Cena obowiązuje tylko przy zakupie z unitem

CENA UNITU/ZESTAWU ZAWIERA: PODATEK VAT, TRANSPORT, MONTAŻ I SZKOLENIE**RADIOGRAFIA MYRAY ZEN-Xi** jako szósty instrument przy stoliku lekarza + pozycjonery**10 000 PLN**

cena poza promocją: 16 000 PLN

**RTG STERN WEBER RX DC** montowany na ścianie + wyzwalacz przewodowy + fartuch ochronny**10 000 PLN**

cena poza promocją: 12 000 PLN

**RTG RX DC EXTEND** montowany na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny**12 000 PLN**

cena poza promocją: 14 000 PLN

**RTG RX DC HYPERSPHERE** montowany na unicie lub na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny, praca głowicy w 3 płaszczyznach**15 000 PLN**

cena poza promocją: 19 000 PLN

**AUTOKLAW STERN WEBER SW-17** klasa B, pojemność 17 l**13 000 PLN**

cena poza promocją: 16 000 PLN

PRZY ZAKUPIE Z RADIOGRAFIA I RENTGENEM**12 000 PLN**

cena poza promocją: 16 000 PLN

**KAMERA WEWNĄTRZYSTNA MYRAY C-U2** - jakość HD (720p), stopklatka, podział ekranu na 4 części+ **MONITOR NEOVO X-17P** montowany na statywie lampy operacyjnej za pomocą fabrycznego uchwytu**11 000 PLN**

cena poza promocją: 13 400 PLN

Wyposażenie
dodatkowe

Oferta promocyjna przy zakupie z unitem

Ekskluzywne innowacje

S380 TRc to unikalny fotel pełen funkcji dostosowanych do stylu pracy tych, którzy poszukują innowacyjnych rozwiązań. Zsynchronizowany ruch oparcia i podparcia nóg, wysuwany automatycznie podnóżek – każda funkcja jest przeznaczona do zapewnienia wyjątkowego komfortu w każdej pozycji. Każdy ruch jest sterowany przez dotykowy panel sterowania. Urządzenie może zapamiętać do 4 indywidualnych ustawień pracy dla każdego z 4 operatorów. Pozycja spoczynkowa pacjenta i pozycja spluwackowa również mogą być spersonalizowane. Oprogramowanie kontroluje również dwie pozycje: pozycja chirurgiczna i pozycja Trendelenburga.

**Wsparcie komunikacji**

Obrót fotela w pozycji siedzącej ułatwia pacjentom wsiadanie i zsiadanie. W trakcie omawiania sytuacji zdrowotnej pacjenta, doskonała ergonomia fotela ułatwia zespołowi stomatologicznemu efektywny dialog z pacjentem i sprawia, że pacjent spędza mniej czasu w pozycji leżącej w trakcie leczenia. Fotel jest idealny dla wszystkich form leczenia stomatologicznego, a pozycja siedząca może być regulowana w dowolnej wysokości.



Unit **S380 TRc** wersja International (rękawy od dołu) jako Zintegrowane Centrum Diagnostyczne, z radiografią **MYRAY ZEN-Xi** mocowaną na stoliku lekarskim jako szósty instrument oraz aparatem RTG **RX DC HYPERSPHERE** mocowanym na unicie.

Przekształcanie pracy

Wszechstronność fotela zapewnia wiele możliwości przekształcania jego pozycji z obszaru chirurgicznego do funkcjonalnych i ergonomicznych pozycji indywidualnego planu leczenia. Funkcjonalność **S380 TRc** może być uzupełniona poprzez dodatkową funkcję, która umożliwi umieszczenie konsoli lekarskiej po stronie asystenckiej (pakiet **hybrydowy**).



ASEPTYKA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

HIGIENA AKTYWNA



Bezpieczeństwo, na którym można polegać

Aby ułatwić codzienne obowiązki, Stern Weber doprowadził do perfekcji automatyczne systemy, umożliwiające zagwarantowanie spełnienia higienicznych standardów przy zredukowaniu do minimum pracy ręcznej. Niektóre systemy są dostępne tylko w wersjach cyfrowych unitu, inne w ramach wyposażenia standardowego. Każdy system zapewnia całkowite bezpieczeństwo i maksymalny spokój umysłu.

SANASPRAY (standard)

System SANASPRAY zawiera duży zbiornik na wodę destylowaną (z płynami czyszczącymi, jeżeli są konieczne) używaną we wszystkich instrumentach i strzykawce. Zbiornik umieszczono na zewnątrz korpusu unitu, aby ułatwić dostęp przy obsłudze.

AWDS - automatyczne czyszczenie układu ssakowego (opcja)

Automatyczny system AWDS przepłukuje i czyści kaniule płynem wlewanym do specjalnego zbiornika. Ponieważ cykl czyszczenia trwa tylko jedną minutę, można go stosować w przerwie pomiędzy kolejnymi pacjentami.

HIGIENA PASYWNA



Podwójne filtry

Podwójne filtry układu ssakowego umieszczone są na korpusie unitu. Rozległa strefa filtrowania zapewnia maksymalną efektywność i redukuje częstotliwość opróżniania wkładu filtrującego. Unit jest wyposażony w zawory selekcyjne wyboru pracy rękawa ssakowego. Rolkowe prowadnice, po których przesuwają się przewody ssakowe, można łatwo zdjąć do dezynfekcji i czyszczenia.

Specjalnie dobrane powierzchnie

Tapicerka jest bezszwowa, a wyeksponowane elementy nie posiadają żadnych zagłębień, łatwo jest więc czyścić wszystkie powierzchnie i ryzyko zakażenia jest ograniczone. Łatwo zdejmowalna tapicerka umożliwia prostą i efektywną dezynfekcję. Jej powierzchnie pokryte są poliuretanową powłoką lub wykonane z technopolimerów o wysokiej odporności na agresywne chemikalia.

WHE SYSTEM DEZYNFEKCJI WODY (opcja)

System zgodny z EN1717 (DVGW)

Ciągły system dezynfekcji z odseparowaniem od wody miejskiej zgodny ze standardem EN1717. Urządzenie Typu A zapewnia przerwę pomiędzy zasilaniem w wodę miejską, a układem wodnym unitu, dzięki czemu spełnione są najnowsze standardy ochrony przed skażeniem wody. System zawiera zbiornik mieszający w układzie unitu wodę utlenioną (stężenie 0,06%) z wodą wodociągową w celu zapewnienia bezpieczeństwa bakteriologicznego.

System BIOSTER (opcja)

System ten zapewnia dezynfekcję układu sprayu w instrumentach. Automatycznie sterowany system wykonuje następujące czynności:

- przedmuchiwa powietrzem przewody układu
- napełnia przewody środkiem dezynfekującym
- zapewnia obieg wody ze środkiem czyszczącym przez zadany czas
- opróżnia sprężonym powietrzem przewody układu
- napełnia przewody wodą destylowaną lub z sieci zasilającej

Moduł instrumentów

Wykonana z miękkiego silikonu podkładka pod instrumenty może być zdjęta i sterylizowana w autoklawie. Dla zapewnienia właściwego czyszczenia i dezynfekcji rękawy instrumentów są odłączalne, a plastikowa osłona stolika lekarza – zdejmowalna.

Folie ochronne

Panele sterowania lekarza i asysty są łatwe do czyszczenia i wyposażone w folie ochronne jednorazowego użytku.

Łatwy dostęp

Osłona zakrywająca główne podzespoły unitu znajduje się w tylnej części korpusu i umożliwia szybki i łatwy dostęp w czasie wykonywania czynności obsługowych.

ZINTEGROWANE CENTRUM ZABIEGOWE

Aparat RTG RX DC HYPERSPHERE

z głowicą pracującą w trzech płaszczyznach
z możliwością montażu na unicie

Swobodny obrót na połączeniu kulowym umożliwia ustawienie tubusa w dowolnej pozycji, łącznie z pionową. Automatyczna blokada dotykowa umożliwia szybką zmianę ustawienia pomiędzy kolejnymi zdjęciami.

Precyzyjny i bezpieczny

Zaprojektowana z myślą o uzyskiwaniu znakomitych, cyfrowych zdjęć oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i zdrowia pacjenta, stałonapięciowa głowica RTG z najmniejszym osiągalnym punktem ogniskowej (0,4 mm) za każdym razem wykonuje ostre zdjęcia.

12-calowy kolimator (30 cm) poprawia równoległość wiązki promieniowania, co skutkuje jeszcze bardziej ostrymi i dokładnymi zdjęciami.

Bezprzewodowe sterowanie

Aparat RTG RX DC HYPERSPHERE wyposażony jest w bezprzewodowy panel zdalnego sterowania, pozwalający na prosty i szybki wybór optymalnego programu ekspozycji. Aparat automatycznie dobiera właściwe parametry pracy do wybranego przez obsługującego urządzenie obszaru anatomicznego.



Możliwość montażu aparatu RTG RX DC HYPERSPHERE na sztycy lampy operacyjnej i radiografii cyfrowej MYRAY ZEN-Xi na stoliku lekarza jako szósty instrument



Większe możliwości diagnostyczne

Zamocowany bezpośrednio na unicie, bez niedogodności związanych z oddzielną instalacją, z dodatkową przewagą wynikającą z posiadania zaawansowanego, ale zajmującego niewielką powierzchnię urządzenia RTG, RX DC z technologią HYPERSPHERE, razem z sensorem MYRAY ZEN-Xi i monitorem LCD tworzą zintegrowane centrum diagnostyczne, a razem z unitem – zintegrowane centrum zabiegowe. Krótszy czas, natychmiastowy rezultat, stała skuteczność.



KOMPLETNY ZESTAW DO ENDODONCJI (dla unitów S300, S320 TR, S280 TRc, S380 TRc)

Wielozdaniowy mikrosilnik endodontyczny

MODUŁ ENDODONTYCZNY – STANDARD

Unity posiadające panel sterowania SMART TOUCH lub FULL TOUCH mogą być wyposażone w mikrosilnik z regulacją momentu obrotowego. Umożliwia to obsługę narzędzi endodontycznych, które wymagają precyzyjnego ustawienia parametrów swojej pracy, takich jak prędkość (regulacja od 100 do 40 000 obr./min), moment obrotowy i sposób zatrzymania w momencie osiągnięcia określonego momentu obrotowego (STOP, AUTOREWERS, AUTOFORWARD).

Dla paneli sterowania FULL TOUCH dostępna jest Biblioteka Pilników, która ułatwia ustawienie i pracę sekwencją wybranych narzędzi m.in. PROTAPER®, PROTAPER NEXT®, MTWO®, RACE®.

Istnieje możliwość indywidualnego zaprogramowania sekwencji narzędzi.

KĄTNICA 16:1

Do obsługi standardowego mikrosilnika endodontycznego sugerujemy specjalnie zaprojektowaną końcówkę GOLDSPEED EVO E16 z przełożeniem 16:1.

Mikrosilnik endodontyczny dostępny z obsługą narzędzi RECIPROC® i WAVEONE® z dedykowaną kątnicą GOLDSPEED EVO E4.

MODUŁ ENDODONTYCZNY – z obsługą narzędzi RECIPROC®, WAVEONE®

Mikrosilnik endodontyczny można rozbudować o moduł obsługi narzędzi, które wymagają pracy w ruchu posuwisto-zwrotnym. Moduł obsługuje takie narzędzia jak RECIPROC® i WAVEONE®.

KĄTNICA 4:1


Do obsługi mikrosilnika endodontycznego z funkcją obsługi narzędzi RECIPROC®, WAVEONE® wymagana jest specjalnie zaprojektowana końcówka GOLDSPEED EVO E4 z przełożeniem 4:1.

Zintegrowany endometr LAEC – elektroniczny lokalizator położenia

Zapewnia maksymalną efektywność i kliniczne bezpieczeństwo podczas zabiegów endodontycznych. Pozycja narzędzia w kanale zębowym pokazywana jest na bieżąco w formie graficznej na wyświetlaczu panelu sterującego na stoliku lekarza. Jeżeli narzędzie osiągnie zaprogramowane przez operatora położenie graniczne, system LAEC wyemituje sygnał ostrzegawczy.

Moduł zintegrowanego endometru dostępny jest dla unitów wyposażonych w panel sterowania SMART TOUCH lub FULL TOUCH. Można obsługiwać go w trybie pracy z pilnikami ręcznymi i maszynowymi.


Kątnica GOLDSPEED EVO E4 umożliwia równoległą pracę mikrosilnika endodontycznego z włączonym endometrem bez dodatkowych przewodów trzymających pilnik maszynowy.



KOMPLETNY ZESTAW DO CHIRURGII

Zintegrowana pompka perystaltyczna (dla unitów S300, S320 TR, S280 TRc, S380 TRc)

W przypadku zamontowania pompki perystaltycznej, dentysta może za pomocą bezszczotkowego mikrosilnika Stern Weber przeprowadzać również zabiegi chirurgii szczękowej oraz implantologiczne. Dzięki nowemu wyświetlaczowi lekarz może komfortowo śledzić status podłączonego systemu. Oprócz dostarczania informacji o działaniu systemów higienicznych na ekranie wyświetlane są wszystkie parametry pracy mikrosilnika.



Wykres momentu

Opcja pozwala na rejestrację i wyświetlanie w czasie rzeczywistym wartości momentu obrotowego dostarczanego do narzędzia implantologicznego. Unit bardzo dokładnie i precyzyjnie pobiera zmierzoną wartość, przetwarzając ją za pomocą dedykowanych filtrów i odpowiednich współczynników mnożenia wybranej kątnicy, a wykryte w ten sposób wartości dostarczają dentyście klinicznych wskazań i informacji. Podana wartość momentu obrotowego jest związana z „oporem” napotykanym przez wiertło/wkładkę/implant, a zatem pośrednio również z gęstością kości w miejscu implantacji.

Opcja ta pozwala na:

- precyzyjne monitorowanie momentu obrotowego dostarczanego przez mikrosilnik,
- dokładny raport aktywacji narzędzia i wykonanych faz implantacji,
- TAGowanie danych (wprowadzono innowacyjną możliwość „zaznaczenia” na wykresie zidentyfikowanego wyjątkowego punktu, który wiąże wykrytą wartość z głębokością wskazaną przez wiertło)

Dane są eksportowane w formacie PDF, CSV, PNG:

- pliki PDF idealnie nadają się do przechowywania raportów w folderze pacjenta
- pliki CSV są idealne do analiz statystycznych i akademickich
- pliki PNG są doskonałe do szybkiej wizualizacji leczenia, nawet na tej samej konsoli multimedialnej Full Touch. Zebrane dane dostarczają informacje użyteczne dla dowolnej późniejszej obróbki sąsiednich oraz przeciwstawnych zębów. Moment dokręcania implantu można łatwo zarejestrować i dodać do dokumentacji leczenia pacjenta (ważne informacje, szczególnie w przypadku natychmiastowego obciążenia)



Tryb chirurgiczny

Nowa interaktywna elektronika i kolorowy, dotykowy wyświetlacz zapewniają wszelkie osiągi, niezbędne w chirurgii szczękowej.

W trybie chirurgicznym mikrosilnika Stern Weber regulowana jest prędkość, moment obrotowy oraz wydajność pompki perystaltycznej.



WSZYSTKO POD KONTROLĄ

Sterownik nożny

Wielofunkcyjny sterownik nożny dostępny jest w trzech wersjach przewodowych: z dźwignią z wychyleniem horyzontalnym i w dwóch naciskowych oraz w wersji bezprzewodowej. Wszystkie podstawowe funkcje i sterowanie można aktywować poprzez sterownik nożny, co poprawia higienę zabiegu, daje oszczędność czasu i pozwala skupić się na pacjencie. Sterownik nożny może być używany do wywołania ruchu fotela, aktywowania przedmuchu powietrzem i sprayem, uruchomienia podniesionego instrumentu (ze sprayem lub bez). Jeżeli kamera wewnątrz jest podniesiona, można użyć sterownika nożnego do zatrzymania obrazu (stopklatka).



- 1 wychylany STANDARD
- 2 naciskowo-wychylany PUSH
- 3 progresywno-naciskowy POWER

Zatrzymanie pracy pompy ssącej VACUUM STOP

Przewody ssakowe można aktywować i wyłączać za pomocą przycisku nożnego zamontowanego w podstawie unitu, dostępnego dla lekarza i dla asysty.



TAPICERKA

STERN WEBER (klasyczne)



Memory Foam

Tapicerka Memory Foam gwarantuje pacjentowi maksymalny komfort.



LUB

NORDIC



DOSTĘPNE KOLORY TAPICERKI

198	196	183	186	192	184	194	195	182	193	197	187	199	180	172	171	173	170	174
102	106	113	136	132	134	135	115	103	123	101	137	121	130	142	141	143	140	144
102 Atlantic blue	106 Mediterranean blue	113 Pacific blue	136 Indian blue	132 Blueberry violet	134 Japanese wisteria	135 Venetian red	115 Scottish salmon	103 Nevada yellow	123 Polynesian green	101 Caribbean green	137 Bright silver	121 Anthracite grey	130 Graphite black	142 Anatolian Hazelnut	141 Papyrus Beige	143 Arabian Gold	140 Brazilian Brown	144 Ruby Red
198 Atlantic blue	196 Mediterranean blue	183 Pacific blue	186 Indian blue	192 Blueberry violet	184 Japanese wisteria	194 Venetian red	115 Scottish salmon	103 Nevada yellow	123 Polynesian green	101 Caribbean green	137 Bright silver	121 Anthracite grey	130 Graphite black	142 Anatolian Hazelnut	141 Papyrus Beige	143 Arabian Gold	140 Brazilian Brown	144 Ruby Red

KRZESŁKA

Krzeszka STERN WEBER

Ergonomiczne krzeszka STERN WEBER eliminują niepotrzebne naprężenia pleców i minimalizują nacisk na dolną część ud, zmniejszając w ten sposób zmęczenie narastające w trakcie dnia roboczego.



standardowe krzeszka dla asysty i lekarza
cena katalogowa: **2500 PLN**

ergonomiczne siodło STERN WEBER T9
cena katalogowa: **3500 PLN**

OŚWIETLENIE

Lampa polimeryzacyjna T-LED

Wyjątkowy, opatentowany przez producenta instrument, wyposażony w programy, które spełnią wszystkie możliwe wymagania. Lekka, przegubowa konstrukcja, z możliwością obrotu o 180° i pracy w pozycji „pióro” lub „pistolet”. Diody LED o bardzo dużej sprawności, 6 programów czasowych, energia strumienia światła do 36 000 mJ oraz kompaktowa obudowa sprawiają, że jest to idealnie zaprojektowana i wykonana lampa polimeryzacyjna.



Lampa operacyjna VENUS LED

Precyzyjna, o regularnych kształtach strefa oświetlenia, jednolity strumień światła, niezawodność działania oraz efektywność podwójnego odbłyśnika VENUS LED wyznaczają nowy standard lamp do oświetlania jamy ustnej.

- Natężenie światła od 3000 do 50 000 luksów
- Temperatura barwowa 5000 K
- Hermetyczna osłona przednia
- Zdemontowalne do sterylizacji ręczki
- Bezdotykowe włączanie i wyłączanie, regulacja natężenia światła



Lampa operacyjna VENUS PLUS

Głowica lampy VENUS PLUS pracuje w 3 płaszczyznach umożliwiając oświetlenie pola operacyjnego pod dowolnym kątem. Wyposażona w „miękki” start i automatyczne narastanie natężenia światła generuje światło o temperaturze 4900 K i indeksie barwy 97%. Używając potencjometru można zmieniać wartość natężenia od 8000 do 35 000 luksów. Lampa wyposażona jest w łatwą do czyszczenia szybką ochronną i wentylator zamontowany w tylnej części, aby zminimalizować hałas.



Lampa operacyjna VENUS LED MCT

Z regulowaną temperaturą barwową i filtrem przeciwpolimeryzacyjnym.

- 3-stopniowa regulacja barwy światła:
 - światło ciepłe 4300 K
 - światło neutralne 5000 K
 - światło zimne 5600 K
- Tryb przeciwpolimeryzacyjny (filtr pomarańczowy)
- Demontowalne, sterylizowalne uchwyty lampy
- Bezdotykowa obsługa lampy (włącz/wyłącz, regulacja natężenia)
- Płynna regulacja natężenia światła od 5000 do 50 000 luksów
- Praca głowicy w trzech płaszczyznach





Kamera wewnątrzustna C-U2

Przyjazna i prosta w użyciu, obsługiwana również przez sterownik nożny unitu, całkowicie zautomatyzowana kamera generuje jasny i wyraźny obraz. Komunikacja z pacjentem poprzez pokazywanie zdjęć jest prosta i bezpośrednia. Zastosowanie zintegrowanego systemu medialnego zwiększa zaangażowanie pacjenta na każdym etapie zabiegu, motywując go do podjęcia leczenia. Prostota urządzenia i sposobu komunikacji oraz jego bezpośredniość zwiększają świadomość pacjenta i ułatwiają dialog z lekarzem.

- Parametry urządzenia:
- Rozdzielczość: 1280x720 (HD CMOS)
 - Oświetlenie: 8 diod LED z regulacją natężenia
 - Kąt widzenia: 90° (diagonal)
 - Głębokość ostrości: 5–70 mm (dla struktur do 60 µm)

Monitor NEOVO X-17P



Monitor dostępny dla wszystkich unitów marki STERN WEBER z możliwością zintegrowania z wieloma rozwiązaniami multimedialnymi o przekątnej 17" w technologii LED. Posiada możliwość instalacji za pomocą oryginalnego uchwytu na maszynie unitu z regulacją położenia w poziomie i nachylenia ekranu.

- Parametry urządzenia:
- Przekątna: 17 cali
 - Rozdzielczość: SXGA 1280x1024
 - Szkło optyczne NeoV™; wytrzymała metalowa obudowa
 - Wyraźny obraz o dynamicznym współczynniku kontrastu 3000:1
 - Uniwersalne wejścia: DVI, S-Video i CVBS

Monitor medyczny NEOVO DR-22



- Przekątna: 22 cale
- Technologia podświetlenia LED z wysoką rozdzielczością FHD 1920x1080, kontrast 2 000 000:1, jasność 250 luksów, czas reakcji 3 ms
- Szkło optyczne NeoV™
- Technologia AIP: PIP; wbudowany układ poprawiania obrazu
- Wytrzymała metalowa obudowa
- Przyciski sterowania z sensorem dotykowym dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi
- Uniwersalne wejścia: VGA, DVI, HDMI, S-Video, CVBS (RCA x 2), wejście audio
- Wbudowane głośniki (1,5 W x 2)
- Tryb „Podświetlenie” do łatwego oglądania filmów rentgenowskich
- Medyczne napięcie zasilania prądu stałego 24 V
- Wyrób medyczny klasy I (Medical Devices Directive (93/42/EEC)); certyfikat medyczny EN60601-1 & IEC60601-1

ZESTAW: kamera wewnątrzustna C-U2 (jakość HD, stopklatka, podział ekranu na 4 części)
+ monitor NEOVO X-17P HD READY montowany na statywie lampy operacyjnej za pomocą fabrycznego uchwytu
cena przy zakupie z unitem: 11 000 PLN

ZESTAW: kamera wewnątrzustna C-U2 (jakość HD, stopklatka, podział ekranu na 4 części)
+ monitor medyczny NEOVO DR-22 FULL HD montowany na statywie lampy operacyjnej za pomocą fabrycznego uchwytu
cena przy zakupie z unitem: 12 000 PLN

Kamera wewnątrzustna C-U2 (jakość HD, stopklatka, podział ekranu na 4 części)
cena przy zakupie z unitem: 5500 PLN

Monitor medyczny NEOVO DR-22 FULL HD montowany na statywie lampy operacyjnej za pomocą fabrycznego uchwytu
cena przy zakupie z unitem: 6500 PLN

OPCJE WYPOSAŻENIA

NOWOŚCI	S200	S200 z pakietem "Plus"	S210 LR	S300	S220 TR	S320 TR	S280 TRc	S380 TRc
Sterowanie głosowe	–	–	–	7500	–	7500	7500	7500
Łączność NFC	–	–	–	1500	–	1500	1500	1500
EasyCheck - zdalna diagnostyka (licencja roczna)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Interaktywny LED	–	–	–	•	2500	•	2500	•
Zamiana mikrośilnika z oświetleniem LED na LED/FLUO	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Płyta montażowa (stabilizująca, eliminująca potrzebę mocowania unitów do podłoża)	3500	3500	–	3500	–	–	–	–
Stolik lekarza	S200	S200 z pakietem "Plus"	S210 LR	S300	S220 TR	S320 TR	S280 TRc	S380 TRc
zamiana panelu sterowania z cyfrowym wyświetlaczem parametru pracy na panel z wyświetlaczem LCD	2500	•	•	–	•	–	–	–
zamiana kompletu końcówek STERN WEBER EVO na NSK S-Max (M900L, PTLCL-LED, M25L)	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
zamiana kompletu końcówek STERN WEBER EVO na W&H SYNEA FUSION (TG-98 L, RQ-24, WG-56 LT)	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
zamiana kompletu końcówek STERN WEBER EVO na W&H SYNEA VISION (TK-98 L, RQ-24, WK-56 LT) (24 miesiące gwarancji)	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500
zamiana skalera standardowego na podświetlany	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
zamiana skalera standardowego na skaler EMS Piezon NO-PAIN	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600
zamiana skalera standardowego na skaler podświetlany EMS Piezon LED NO-PAIN	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700
zamiana strzykawki trzyfunkcyjnej na sześciofunkcyjną	800	800	800	•	800	•	•	•
zamiana mikrośilnika bez funkcji endo na mikrośilnik z funkcją endo	–	3500	3500	•	3500	•	3500	•
dodatkowy (drugi) moduł rękawa turbinowego "ze światłem" (do wykorzystania dla turbiny lub piaskarki)	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400
dodatkowy (drugi) moduł mikrośilnika bezszczotkowego Stern Weber bez światła (bez funkcji endo)	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500
dodatkowy (drugi) moduł mikrośilnika bezszczotkowego Stern Weber ze światłem LED (bez funkcji endo)	6900	6900	6900	6900	6900	6900	6900	6900
dodatkowy (drugi) moduł mikrośilnika bezszczotkowego Stern Weber ze światłem LED (z funkcją endo)	–	–	–	10400	–	10400	10400	10400
hamulec pneumatyczny stolika lekarza	1500	•	•	•	1500	•	•	•
taca boczna do modelu International	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
uchwyt na szósty instrument na stoliku lekarza (kamera, lampa polimeryzacyjna)	900	900	900	900	900	900	900	900
skaler piezochirurgiczny SURGISON 2 (rękojeść + 5 końcówek) (wymaga zastosowania pompki perystaltycznej)	–	–	–	7500	–	7500	7500	7500

(cena) dopłata do ceny podstawowej (•) opcja w zestawie podstawowym (–) opcja niedostępna * wymaga konsultacji z działem sprzedaży

Stolik lekarza	S200	S200 z pakietem "Plus"	S210 LR	S300	S220 TR	S320 TR	S280 TRc	S380 TRc
pompka perystaltyczna	–	–	–	7500	–	7500	7500	7500
podgrzewanie wody w instrumentach	900	900	900	900	900	900	900	900
zintegrowany endometr LAEC - elektroniczny lokalizator położenia	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
system RECIPROC® (wymaga zastosowania mikrosilnika z funkcją endo oraz kątnicy GOLDSPEED EVO E4)	–	–	–	2500	–	2500	2500	2500
kątnica 4:1 GOLDSPEED EVO E4	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
rezygnacja z diodowej lampy do polimeryzacji T-LED	-1500	-1500	-1500	-1500	-1500	-1500	-1500	-1500
rezygnacja z modułu skalera piezoelektrycznego	-1900	-1900	-1900	-1900	-1900	-1900	-1900	-1900
Lampa oświetlenia głównego	S200	S200 z pakietem "Plus"	S210 LR	S300	S220 TR	S320 TR	S280 TRc	S380 TRc
halogenowa lampa oświetlenia głównego VENUS	●	–	–	–	–	–	●	–
zamiana lampy oświetlenia głównego na 3 osiową lampę halogenową VENUS PLUS	●	–	–	–	–	–	●	–
zamiana lampy oświetlenia głównego na lampę diodową VENUS LED	2800	●	●	–	●	–	●	–
zamiana lampy oświetlenia głównego na lampę diodową VENUS LED MCT	5600	2800	2800	●	2800	●	2800	●
lampa sufitowa zamiast lampy montowanej na unicie	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
dodatkowa półka montowana na statywie lampy*	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Blok spluwaczki i układ ssący	S200	S200 z pakietem "Plus"	S210 LR	S300	S220 TR	S320 TR	S280 TRc	S380 TRc
zamiana misy szklanej na ceramiczną	500	500	500	500	500	500	500	500
elektryczny napęd misy spluwaczki (wychylanie w trakcie wywołania pozycji „0” i „spluwaczkowej”)	1500	1500	1500	●	1500	●	1500	●
podgrzewana woda w kubku pacjenta	1300	1300	1300	●	1300	●	●	●
zawory selekcyjne gwarantujące wybiórczą pracę rękawów ssących	1500	1500	1500	●	1500	●	●	●
ślinociąg wodny	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
wyciszenie pompy ssącej METASYS	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
zamiana pompy „mokrej” METASYS na „suchą” METASYS	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
zamiana pompy METASYS na pompę DÜRR DENTAL VS 300 S	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600	2600
wyciszenie pompy ssącej DÜRR DENTAL	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
separator amalgamatu DÜRR DENTAL do układu mokrego (dla pompy DÜRR DENTAL)	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000	7000
separator amalgamatu METASYS do układu mokrego (dla pompy METASYS)	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800	3800
zawór spluwaczkowy (podpięcie spluwaczki do pompy)	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900	2900
system AWDS (automatyczna dezynfekcja rękawów ssakowych)	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
system WHE (system separacji wody wodociągowej w unicie)	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500
system BIOSTER (wewnętrzna dezynfekcja rękawów instrumentów)	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400	5400
system WHE i BIOSTER	9500	9500	9500	9500	9500	9500	9500	9500

Fotel	S200	S200 z pakietem "Plus"	S210 LR	S300	S220 TR	S320 TR	S280 TRc	S380 TRc
zamiana tapicerki STANDARD na tapicerkę MEMORY FOAM	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
zamiana oparcia CLASSIC na oparcie NORDIC	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
zamiana zagłówka STANDARD na zagłówek ATLAXIS (blokada pneumatyczna, praca zagłówka w 3 płaszczy- znach)	3000	3000	3000	●	3000	●	3000	●
zamiana standardowego sterownika nożnego (oscylacja horyzontalna) na sterownik „naciskowo-wychylany” lub „progresywno-naciskowy”	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
zamiana standardowego sterownika nożnego na sterownik bezprzewodowy	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800
prawy podłokietnik fotela	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	●
lewy podłokietnik fotela	●	●	●	●	●	●	●	●
folia ochronna na całe siedzisko fotela (nie dostępne dla MEMORY FOAM)	480	480	480	480	480	480	480	480
Stolik asysty	S200	S200 z pakietem "Plus"	S210 LR	S300	S220 TR	S320 TR	S280 TRc	S380 TRc
dołożenie trzyfunkcyjnej strzykawki w module asysty	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
dołożenie sześćofunkcyjnej strzykawki w module asysty	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
dołożenie modułu rękawa turbinowego "ze światłem" (do wykorzystania dla turbiny lub piaskarki)	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400
dołożenie modułu mikrosilnika bezszczotkowego bez światła	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500	5500
dołożenie modułu mikrosilnika bezszczotkowego ze światłem	6900	6900	6900	6900	6900	6900	6900	6900
dołożenie modułu skalera bez światła	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800	5800
zamiana podwójnego panelu asysty na podwójny łamaną z regulacją w pionie	1400	●	●	●	●	●	●	●
dodatkowa półka montowana na panelu asysty	750	750	750	750	750	750	750	750
uchwyt na dwa dodatkowe instrumenty w panelu asysty	550	550	550	550	550	550	550	550
Kompresor	S200	S200 z pakietem "Plus"	S210 LR	S300	S220 TR	S320 TR	S280 TRc	S380 TRc
zamiana kompresora 4TEK na kompresor MGF	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
zamiana kompresora MGF na kompresor MGF z obudową wyciszającą	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
zamiana kompresora 4TEK na kompresor EKOM DK50- 10 Z/M z osuszaczem powietrza	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900
zamiana kompresora 4TEK na kompresor EKOM DK50- 10 Z/M z osuszaczem powietrza i obudową wyciszającą	8100	8100	8100	8100	8100	8100	8100	8100
Monitor	S200	S200 z pakietem "Plus"	S210 LR	S300	S220 TR	S320 TR	S280 TRc	S380 TRc
zamiana monitora 17-calowego na 22-calowy FULL HD	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
zamiana pojedynczego uchwytu monitora na podwójny	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Pozostałe	S200	S200 z pakietem "Plus"	S210 LR	S300	S220 TR	S320 TR	S280 TRc	S380 TRc
dodatkowe krzesło lekarskie lub asystenckie STERN WEBER	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500

(cena) dopłata do ceny podstawowej (●) opcja w zestawie podstawowym (–) opcja niedostępna * wymaga konsultacji z działem sprzedaży