


PUMA ELI R



PUMA ELI A R




SKEMA 5



SKEMA 6



SKEMA 8



OFERTA DOTYCZY WSZYSTKICH MODELI UNITÓW CASTELLINI



- W wyposażeniu:
- pięć instrumentów na stoliku lekarza:
 - strzykawka
 - turbina LED STERN WEBER
 - bezszczotkowy mikrosilnik LED z kątnicą STERN WEBER
 - skaler piezoelektryczny + 4 ostrza
 - diodowa lampa do polimeryzacji
 - kompresor 4TEK MIRAGE 100E z osuszaczem powietrza
 - pompa ssąca METASYS EXCOM HYBRID 1S
 - krzesółko dentystyczne

unit CASTELLINI PUMA ELI R **65 500 PLN**
gotowy do pracy

+ aparat RTG STERN WEBER RX DC **+ 10 000 PLN**
wersja ścienna

+ radiografia cyfrowa ZEN-Xi **+ 10 000 PLN**
jako szósty instrument przy stoliku lekarza

+ autoklaw SW-17 klasy B, pojemność: 17 l **+ 12 000 PLN**

CENA ZESTAWU: 97 500 PLN
(rata 1510 PLN*)

CENA ZAWIERA PODATEK VAT, TRANSPORT, MONTAŻ I SZKOLENIE

Ceny dotyczą wyłącznie zakupu w zestawie. Liczba zestawów w ofercie ograniczona.
* Stern Weber Kredyt (10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 5,85%)

Wykres momentu

Opcja dla mikrosilnika pracującego w trybie implant.
 Dokumentacja leczenia implantologicznego.
 Opcja pozwala na rejestrację i wyświetlanie w czasie rzeczywistym wartości momentu obrotowego dostarczanego do narzędzia implantologicznego.



Panel sterowania z wyświetlaczem LCD:

- dotykowy, dezynfekowalny panel sterowania fotela pacjenta i wyświetlacz parametrów pracy instrumentów
- możliwość indywidualnego programowania dla 4 użytkowników
- możliwość programowania 4 pamięci ustawień instrumentu
- opcjonalna obsługa mikrosilnika z funkcją endo i zintegrowanego endometru
- timer

Panel FULL TOUCH MULTIMEDIA:

- dotykowy wyświetlacz/panel sterowania, przekątna 7 cali, jakość HD
- możliwość regulacji i programowania parametrów pracy instrumentów oddzielnie dla turbiny, mikrosilnika i skalera z dokładnością: 1% – turbina i skaler; 10 obr./min – mikrosilnik, zmiana kierunku pracy mikrosilnika (sygnał dźwiękowy)
- obsługa trybu pracy: zachowawcza/endodoncja/chirurgia RECIPROC® (opcjonalnie)
- obsługa zintegrowanego endometru (opcjonalnie)
- współpraca z kamerą wewnętrzną MYRAY C-U2 – jakość HD (opcjonalnie)
- włącznik/wyłącznik światła w końcówkach
- napełnianie kubka pacjenta oraz splukiwanie misy spluwaczki
- możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego (np. sygnał dźwiękowy wzywający asystentkę, napis „proszę wejść” itp.)
- włącznik/wyłącznik lampy operacyjnej
- sterowanie pracą fotela (siedzisko – góra/dół; oparcie – składanie/rozkładanie)
- możliwość programowania pozycji pracy po 4 dla 4 użytkowników
- wywoływanie pozycji: „0”, „spluwaczkowej” oraz ratunkowej



Konsola lekarza:

- kompaktowy kształt stolika
- podajniki rękawów wychylane na boki – SideFlex
- odłączalne rękawy instrumentów
- hamulec elektropneumatyczny stolika lekarza zintegrowany w demontowalnym, sterylizowalnym uchwycie
- obrotowa taca z silikonową podkładką montowana pod konsolą lekarza
- mała, kompaktowa taca po stronie asysty (opcjonalnie)
- Szósty instrument z lewej strony konsoli: radiografia cyfrowa MYRAY ZEN-Xi lub kamera MYRAY C-U2 lub lampa polimeryzacyjna T-LED (opcjonalnie)

Elektromechaniczny fotel dentystyczny SKEMA:

- zakres ruchu: 37–80 cm
- udźwig: 190 kg
- cichy i płynny napęd ruchów fotela w pionie i w poziomie
- dwa typy oparcia: klasyczne CASTELLINI i nowe NORDIC dedykowane pracy z pacjentem w pozycji leżącej
- kompensacja położenia siedziska względem zmiany położenia pozycji zagłówka (ciągłe oświetlenie pola zabiegowego)
- płynne przesuwanie fotela pacjenta w poziomie (przód-tył) w zakresie 18 cm
- zagłówek ATLAXIS z blokadą pneumatyczną (praca w 3 płaszczyznach) oraz blokadą pneumatyczną przesuwu w pionie
- zabezpieczenie fotela i zespołu spluwaczki przed najechaniem na przeszkodę przy opuszczaniu i rozkładaniu oparcia
- VACUUM STOP – włączanie i wyłączanie pompy ssaka poprzez naciśnięcie podstawy fotela
- lewy podłokietnik (opcjonalnie prawy)
- nowa, bardziej elastyczna bezzwowa tapicerka



UNIT CASTELLINI PUMA ELI R

nawet
5 LAT
gwarancji

Dostępne z
easycheck



KWINTESENCJA PROSTOTY

PUMA ELI R to unit z intuicyjnym sterowaniem parametrami pracy instrumentów. Uniwersalna technologia gwarantuje bardzo niską awaryjność i łatwość obsługi, co predestynuje go do zastosowań w gabinetach zarówno jedno-, jak i wieloosobowych. Unit występuje w wersji z rękawami od góry i od dołu. Standardem wyposażenia jest bezszczotkowy mikrosilnik wysokiej mocy oraz lampa operacyjna z głowicą pracującą w trzech płaszczyznach.



panel sterowania z trójpłowym wyświetlaczem parametrów pracy




lampa VENU



zagiętek z blokadą mechaniczną



krzesło asystenckie lub lekarskie



końcówki STERN WEBER EVO ze światłem



skaler Castellini z 4 ostrzami



lampa T-LED



kompresor 4TEK MIRAGE 100E + pompa ssąca EXCOM HYBRID 1S

Konfiguracja unitu Castellini Puma Eli R

1. Konsola lekarza (zakres pracy w płaszczyźnie czołowej: 45 cm) z rękawami od góry, wyposażona w 5 instrumentów:

- moduł trzyfunkcyjnej strzykawki w metalowej obudowie do sterylizacji
- moduł turbinowy ze światłem
- moduł bezszczotkowego mikrosilnika LED Castellini z płynną regulacją obrotów: 100–40 000 obr./min, 3,3 Ncm
- moduł skatera piezoelektrycznego Castellini z 4 ostrzami
- moduł diodowej lampy do polimeryzacji T-LED (zmienny kształt rękojeści: prosty/lamany, 6 programów pracy, max 2200 mW/cm²)
- odłączalne rękawy instrumentów
- aktywacja jednego instrumentu dezaktywuje pozostałe
- przedmuch (chip blower) i strumieniowe płukanie końcówek wodą
- hamulec mechaniczny stolika lekarza
- odłączany uchwyt konsoli (do dezynfekcji)
- obrotowa taca pod konsolą (przesuwana wzdłuż miejsca mocowania)

Panel sterowania z dotykowym wyświetlaczem indeksowym i negatioskopem przy konsoli lekarza:

- możliwość regulacji i programowania parametrów pracy instrumentów oddzielnie dla turbiny, mikrosilnika i skatera z dokładnością: 1% – turbina i skaler; 10 obr./min – mikrosilnik
- negatioskop do zdjęć RTG z wyłącznikiem czasowym
- funkcja endo - automatyczne ograniczenie mocy skatera do 50% (bez igieł)
- zmiana kierunku pracy mikrosilnika (sygnał dźwiękowy)
- włącznik/wyłącznik światła w końcówkach
- napełnianie kubka pacjenta
- spłukiwanie misy spłuwaczki
- możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego (np.: sygnał dźwiękowy wzywający asystentkę, napis „proszę wejść” itp.)
- włącznik/wyłącznik lampy operacyjnej
- sterowanie pracą fotela (siedzisko – góra/dół; oparcie – składanie/rozkładanie)
- możliwość programowania 4 pozycji pracy
- wywoływanie pozycji: „0”, „spłuwaczkowej”, ratunkowej i powrót do ostatniej pozycji (z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej)

2. Elektromechaniczny fotel dentystyczny Dama:

- udźwig 190 kg, „ścięte” siedzisko i profil oparcia umożliwiają pracę z boku i z tyłu pacjenta, zakres ruchu: 40–81 cm
- zagiętek STANDARD z blokadą mechaniczną (praca w 2 płaszczyznach)
- zabezpieczenie fotela i zespołu spłuwaczki przed najechaniem na przeszkodę przy opuszczaniu i rozkładaniu oparcia
- wychyłany horyzontalnie sterownik nożny obsługujący funkcje fotela i unitu (uruchamianie instrumentów, regulowanie położenia fotela, aktywowanie przedmuchu i sprayu w końcówkach, wywołanie pozycji „0”, wywoływanie i odwoływanie pozycji „spłuwaczkowej” zsynchronizowane z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej)
- VACUUM STOP – włączanie i wyłączenie pompy ssącej poprzez naciśnięcie podstawy fotela
- lewy podłokietnik fotela
- bezzwowa tapicerka

3. Halogenowa lampa oświetlenia głównego VENUS (temperatura barwowa 4900 K):

- dwustopniowa regulacja natężenia światła (8000 lub 22 500 luksów)
- praca głowicy w 2 płaszczyznach

4. Blok spłuwaczki podwieszony na fotelu pacjenta, wyposażony w ceramiczną, ręcznie odchylaną, zdejmowalną misę z możliwością obrotu w kierunku pacjenta (zakres ruchu: 270°):

- wewnętrzny obieg wody destylowanej na końcówki (możliwość wewnętrznej dezynfekcji rękawów)

5. Konsola asystencka z pojedynczym ramieniem wyposażona w:

panel sterowania (napełnianie kubka, opłukiwanie spłuwaczki, obsługa funkcji fotela, wywoływanie i odwoływanie pozycji „0” oraz „spłuwaczkowej”), instalację ssakową (2 rękawy z gniazdami: 16 mm i 11 mm, 1 filtr, równoległa praca kolektorów ssaka, przejściówka na jednorazowe końcówki ślinociągów) i 2 wolne miejsca na dodatkowe instrumenty

CENA UNITU: 57 000 PLN

- + 2500 PLN* Komplet końcówek STERN WEBER EVO ze światłem: turbina 4L + złączka SW + kątnica S1-L
- + 2500 PLN* Pompa ssąca METASYS EXCOM HYBRID 1S – system mokry
- + 2500 PLN* Bezelejowy kompresor 4TEK MIRAGE 100E z osuszaczem powietrza
- + 1000 PLN* Krzesło asystenckie lub lekarskie CASTELLINI

CENA ZESTAWU: 65 500 PLN

STERN WEBER KREDYT: ok. 1010 PLN
10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 5,85%

*Cena obowiązuje tylko przy zakupie z unitem

CENA UNITU/ZESTAWU ZAWIERA: PODATEK VAT, TRANSPORT, MONTAŻ I SZKOLENIE



RADIOGRAFIA MYRAY ZEN-Xi jako szósty instrument przy stoliku lekarza + pozycjonery

10 000 PLN

cena poza promocją: 16 000 PLN



RTG STERN WEBER RX DC montowany na ścianie + wyzwalacz przewodowy + fartuch ochronny

10 000 PLN

cena poza promocją: 12 000 PLN



RTG RX DC EXTEND montowany na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny

12 000 PLN

cena poza promocją: 14 000 PLN



RTG RX DC HYPERSPHERE montowany na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny, praca głowicy w 3 płaszczyznach

15 000 PLN

cena poza promocją: 19 000 PLN



AUTOKLAW STERN WEBER SW-17 klasa B, pojemność 17 l

13 000 PLN

cena poza promocją: 16 000 PLN

PRZY ZAKUPIE Z RADIOGRAFIĄ I RENTGENEM

12 000 PLN

cena poza promocją: 16 000 PLN



KAMERA WEWNĄTRZYSTNA MYRAY C-U2 - jakość HD (720p), stopklatka, podział ekranu na 4 części

+ **MONITOR NEOVO X-17P** montowany na statywie lampy operacyjnej za pomocą fabrycznego uchwytu

11 000 PLN

cena poza promocją: 13 400 PLN

Wyposażenie
dodatkowe

Oferta promocyjna przy zakupie z unitem

UNIT CASTELLINI PUMA ELI A R

nawet
5 LAT
gwarancji

Dostępne z
easycheck



zamiana na unit PUMA ELI A R CP
(rękawy od dołu)
+ 1000 PLN = 78 000 PLN

JEDEN UNIT, WIELE MOŻLIWOŚCI

Wersja A R to rozbudowana wersja modelu PUMA ELI R, umożliwiająca ustawienie konsoli bloku higienicznego unitu dla użytkowników prawo- i leworęcznych w dowolnym momencie bez potrzeby wzywania serwisu. Unit cechuje intuicyjne sterowanie parametrami pracy instrumentów.



panel sterowania
z trójpłowym wyświetlaczem
parametrów pracy




lampa VENUS



zagiłówek
z blokadą mechaniczną



krzesółko
asystenckie lub lekarskie



końcówki STERN WEBER EVO
ze światłem



skalery Castellini z 4 ostrzami



lampa T-LED



kompresor 4TEK MIRAGE 100E
+ pompa ssąca EXCOM HYBRID 1S

Konfiguracja unitu Castellini Puma Eli A R

1. Konsola lekarza (zakres pracy w płaszczyźnie czołowej: 45 cm)

z rękawami od góry, wyposażona w 5 instrumentów:

- moduł trzyfunkcyjnej strzykawki w metalowej obudowie do sterylizacji
- moduł turbinowy ze światłem
- moduł bezszczotkowego mikrosilnika LED Castellini z płynną regulacją obrotów: 100–40 000 obr./min, 3,3 Ncm
- moduł skalera piezoelektrycznego Castellini z 4 ostrzami
- moduł diodowej lampy do polimeryzacji T-LED (zmienny kształt rękojeści: prosty/łamany, 6 programów pracy, max 2200 mW/cm²)
- odłączalne rękawy instrumentów
- aktywacja jednego instrumentu dezaktywuje pozostałe
- przedmuch (chip blower) i strumieniowe płukanie końcówek wodą
- hamulec mechaniczny stolika lekarza
- odłączany uchwyt konsoli (do dezynfekcji)
- obrotowa taca pod konsolą (przesuwana wzdłuż miejsca mocowania)

Panel sterowania z dotykowym wyświetlaczem indeksowym i negatoskopem przy konsoli lekarza:

- możliwość regulacji i programowania parametrów pracy instrumentów oddzielnie dla turbiny, mikrosilnika i skalera z dokładnością: 1% – turbina i skaler; 10 obr./min – mikrosilnik
- negatoskop do zdjęć RTG z wyłącznikiem czasowym
- funkcja endo - automatyczne ograniczenie mocy skalera do 50% (bez igieł)
- zmiana kierunku pracy mikrosilnika (sygnał dźwiękowy)
- wyłącznik/wyłącznik światła w końcówkach
- napełnianie kubka pacjenta
- splukiwanie misy spluwaczki
- możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego (np.: sygnał dźwiękowy wzywający asystentkę, napis „proszę wejść” itp.)
- wyłącznik/wyłącznik lampy operacyjnej
- sterowanie pracą fotela (siedzisko – góra/dół; oparcie – składanie/rozkładanie)
- możliwość programowania 4 pozycji pracy
- wywoływanie pozycji: „0”, „spluwaczkowej”, ratunkowej i powrót do ostatniej pozycji (z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej)

2. Elektromechaniczny fotel dentystyczny Dama A:

- udźwig 165 kg, „ścięte” siedzisko i profil oparcia umożliwiają pracę z boku i z tyłu pacjenta, zakres ruchu: 38–82 cm
- zagiłówek STANDARD z blokadą mechaniczną (praca w 2 płaszczyznach)
- zabezpieczenie fotela i zespołu spluwaczki przed najechaniem na przeszkodę przy opuszczaniu i rozkładaniu oparcia
- wychyłany horyzontalnie sterownik nożny obsługujący funkcje fotela i unitu (uruchamianie instrumentów, regulowanie położenia fotela, aktywowanie przedmuchu i sprayu w końcówkach, wywołanie pozycji „0”, wywoływanie i odwoływanie pozycji „spluwaczkowej” zsynchronizowane z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej)
- VACUUM STOP – włączanie i wyłączenie pompy ssącej poprzez naciśnięcie podstawy fotela
- bezszwowa tapicerka

3. Halogenowa lampa oświetlenia głównego VENUS (temperatura barwowa 4900 K):

- dwustopniowa regulacja natężenia światła (8000 lub 22 500 luksów)
- praca głowicy w 2 płaszczyznach

4. Blok spluwaczki podwieszony na fotelu pacjenta, wyposażony w ceramiczną, ręcznie odchylaną, zdejmowalną misę z możliwością obrotu w kierunku pacjenta (zakres ruchu: 270°):

- wewnętrzny obieg wody destylowanej na końcówki (możliwość wewnętrznej dezynfekcji rękawów)

5. Konsola asystencka z pojedynczym ramieniem wyposażona w:

- panel sterowania (napełnianie kubka, opłukiwanie spluwaczki, obsługa funkcji fotela, wywoływanie i odwoływanie pozycji „0” oraz „spluwaczkowej”), instalację ssakową (2 rękawy z gniazdam: 16 mm i 11 mm, 1 filtr, równoległa praca kolektorów ssaka, przejściówka na jednorazowe końcówki ślinociągu) i 2 wolne miejsca na dodatkowe instrumenty

CENA UNITU: 67 000 PLN

+ 2500 PLN* Komplet końcówek STERN WEBER EVO ze światłem: turbina 4L + złączka SW + kątnica S1-L

+ 2500 PLN* Pompa ssąca METASYS EXCOM HYBRID 1S – system mokry

+ 2500 PLN* Bezelejowy kompresor 4TEK MIRAGE 100E z osuszaczem powietrza

+ 1000 PLN* Krzesółko asystenckie lub lekarskie CASTELLINI

CENA ZESTAWU: 75 500 PLN

STERN WEBER KREDYT: ok. 1170 PLN
10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 5,85%

*Cena obowiązuje tylko przy zakupie z unitem

CENA UNITU/ZESTAWU ZAWIERA: PODATEK VAT, TRANSPORT, MONTAŻ I SZKOLENIE



RADIOGRAFIA MYRAY ZEN-Xi jako szósty instrument przy stoliku lekarza + pozycjonery

10 000 PLN

cena poza promocją: 16 000 PLN



RTG STERN WEBER RX DC montowany na ścianie + wyzwalacz przewodowy + fartuch ochronny

10 000 PLN

cena poza promocją: 12 000 PLN



RTG RX DC EXTEND montowany na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny

12 000 PLN

cena poza promocją: 14 000 PLN



RTG RX DC HYPERSPHERE montowany na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny, praca głowicy w 3 płaszczyznach

15 000 PLN

cena poza promocją: 19 000 PLN



AUTOKLAW STERN WEBER SW-17 klasa B, pojemność 17 l

13 000 PLN

cena poza promocją: 16 000 PLN

PRZY ZAKUPIE Z RADIOGRAFIĄ I RENTGENEM

12 000 PLN

cena poza promocją: 16 000 PLN



KAMERA WEWNĄTRZYSTNA MYRAY C-U2 - jakość HD (720p), stopklatka, podział ekranu na 4 części



+ **MONITOR NEOVO X-17P** montowany na statywie lampy operacyjnej za pomocą fabrycznego uchwytu

11 000 PLN

cena poza promocją: 13 400 PLN

Wypożyczenie
dodatkowe

Oferta promocyjna przy zakupie z unitem

Dostępne z
easycheck

 zamiana na unit SKEMA 5 ORTHO
 (rękawy od dołu)
 - 6000 PLN = 77 000 PLN

 zamiana na unit SKEMA 5 CP
 (rękawy od dołu)
 + 1000 PLN = 84 000 PLN


TRADYCYJNIE DOSKONAŁY

Solidna konstrukcja i funkcjonalność to podstawowe zalety unitów SKEMA 5. Poprawa ergonomii pracy lekarza i asysty, wyposażenie unitu w zaawansowane systemy higieny, ułatwienie codziennego czyszczenia oraz zastosowanie instrumentów o doskonałych osiągnięciach to fundamentalne cechy dla unitu odzwierciedlającego tradycyjne, 80-letnie zaangażowanie firmy CASTELLINI w rozwój technologii stomatologicznej. SKEMA 5 jest kompletnym, wielofunkcyjnym stanowiskiem roboczym integrującym najnowocześniejsze systemy.


 panel sterowania
 z wyświetlaczem LCD


lampa VENUS LED


 zagłówek
 z blokadą mechaniczną

 krzesło
 asystenckie lub lekarskie

 końcówki STERN WEBER EVO
 ze światłem


skaler Castellini z 4 ostrzami



lampa T-LED


 kompresor 4TEK MIRAGE 100E
 + pompa ssąca EXCOM HYBRID 1S

Konfiguracja unitu Castellini Skema 5

- Konsola lekarza (zakres pracy w płaszczyźnie czołowej: 47 cm) z rękawami od góry, wyposażona w 5 instrumentów (opcjonalnie 6) na ramieniu o estetyce modelu SKEMA 6:**
 - moduł trzyfunkcyjnej strzykawki w metalowej obudowie do sterylizacji
 - moduł turbinowy ze światłem
 - moduł bezszczotkowego mikrosilnika LED Castellini z płynną regulacją obrotów: 100–40 000 obr./min, 3,3 Ncm
 - moduł skalera piezoelektrycznego Castellini z 4 ostrzami
 - moduł diodowej lampy do polimeryzacji T-LED (zmienny kształt rękojeści: prosty/łamany, 6 programów pracy, max 2200 mW/cm²)
 - hamulce rękawów
 - odłączalne rękawy instrumentów
 - aktywacja jednego instrumentu dezaktywuje pozostałe
 - przedmuch (chip blower) i strumieniowe płukanie końcówek wodą
 - hamulec pneumatyczny konsoli lekarza
 - obrotowa taca z silikonową podkładką montowana pod konsolą lekarza

Panel sterowania z dużym dotykowym wyświetlaczem LCD przy konsoli lekarza

- możliwość regulacji i programowania parametrów pracy instrumentów oddzielnie dla turbiny, mikrosilnika i skalera z dokładnością: 1% - turbina i skaler; 10 obr./min – mikrosilnik
- możliwość zintegrowania mikrosilnika z funkcją endo i endometrem (opcja)
- funkcja endo – automatyczne ograniczenie mocy skalera do 50% (bez igieł)
- zmiana kierunku pracy mikrosilnika (sygnał dźwiękowy)
- włącznik/wyłącznik światła w końcówkach
- napełnianie kubka pacjenta
- spłukiwanie misy spluwaczki
- możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego (np. sygnał dźwiękowy wzywający asystentkę, napis „proszę wejść” itp.)
- włącznik/wyłącznik lampy operacyjnej
- sterowanie pracą fotela (siedzisko – góra/dół; oparcie – składanie/rozkładanie)
- możliwość programowania po 4 pozycje pracy dla 4 operatorów
- wywołanie pozycji „0” i pozycji „spluwaczkowej” oraz powrót do ostatniej pozycji (z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej)

2. Elektromechaniczny fotel dentystyczny N.S.

(zakres ruchu: 37-80 cm, udźwig: 190 kg):

- zagłówek STANDARD z blokadą mechaniczną (praca w 2 płaszczyznach)
- zabezpieczenie fotela i zespołu spluwaczki przed najechaniem na przeszkodę przy opuszczaniu i rozkładaniu oparcia
- wychyłany horyzontalnie sterownik nożny obsługujący funkcje fotela i unitu (uruchamianie instrumentów, regulowanie położenia fotela, aktywowanie przedmuchu i sprayu w końcówkach, wywołanie pozycji „0” oraz wywołanie i odwołanie pozycji „spluwaczkowej” zsynchronizowane z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej)
- VACUUM STOP – włączanie i wyłączanie pompy ssącej poprzez naciśnięcie podstawy fotela
- lewy podłokietnik fotela
- bezszwowa tapicerka

3. Ledowa lampa pola oświetlenia pracy VENUS LED

(temperatura barwowa: 5000 K):

- płynna regulacja natężenia światła od 3000 do 50 000 luksów
- praca głowicy w 3 płaszczyznach
- bezdotykowa obsługa lampy (włącz/wyłącz, regulacja natężenia)

4. Blok spluwaczki podwieszony na fotelu pacjenta wyposażony w ceramiczną, ręcznie odchylaną, zdejmowalną misę z możliwością obrotu w kierunku pacjenta (zakres ruchu: 270°):

- wewnętrzny obieg wody destylowanej na końcówki (możliwość wewnętrznej dezynfekcji rękawów)

- Konsola asystencka z podwójnym łamanym ramieniem i regulacją w pionie (zakres: 34 cm) wyposażona w panel sterowania (napełnianie kubka, opłukiwanie spluwaczki, obsługa funkcji fotela, wywołanie i odwołanie pozycji „0” oraz „spluwaczkowej”), instalację ssakową (2 rękawy z gniazdami: 16 mm i 11 mm, 2 filtry, równoległa praca 2 kolektorów ssaka, przejściówka na jednorazowe końcówki ślinociągu) i jedno wolne miejsce na dodatkowy instrument (opcjonalnie 3)**

CENA UNITU: 73 000 PLN

- + 2500 PLN* Komplet końcówek STERN WEBER EVO ze światłem: turbina 4L + złączka SW + kątnica S1-L
- + 2500 PLN* Pompa ssąca METASYS EXCOM HYBRID 1S – system mokry
- + 2500 PLN* Bezelejowy kompresor 4TEK MIRAGE 100E z osuszaczem powietrza
- + 1000 PLN* Krzesło asystenckie lub lekarskie CASTELLINI

CENA ZESTAWU: 81 500 PLN
STERN WEBER KREDYT: ok. 1260 PLN
 10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 5,85%

*Cena obowiązuje tylko przy zakupie z unitem

CENA UNITU/ZESTAWU ZAWIERA: PODATEK VAT, TRANSPORT, MONTAŻ I SZKOLENIE

RADIOGRAFIA MYRAY ZEN-Xi jako szósty instrument przy stoliku lekarza + pozycjonery

10 000 PLN

cena poza promocją: 16 000 PLN


RTG STERN WEBER RX DC montowany na ścianie + wyzwalacz przewodowy + fartuch ochronny

10 000 PLN

cena poza promocją: 12 000 PLN


RTG RX DC EXTEND montowany na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny

12 000 PLN

cena poza promocją: 14 000 PLN


RTG RX DC HYPERSPHERE montowany na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny, praca głowicy w 3 płaszczyznach

15 000 PLN

cena poza promocją: 19 000 PLN


AUTOKLAW STERN WEBER SW-17 klasa B, pojemność 17 l

13 000 PLN

cena poza promocją: 16 000 PLN

PRZY ZAKUPIE Z RADIOGRAFIĄ I RENTGENEM
12 000 PLN

cena poza promocją: 16 000 PLN


KAMERA WEWNĄTRZYSTNA MYRAY C-U2 - jakość HD (720p), stopklatka, podział ekranu na 4 części

+ MONITOR NEOVO X-17P montowany na statywie lampy operacyjnej za pomocą fabrycznego uchwytu

11 000 PLN

cena poza promocją: 13 400 PLN

UNIT CASTELLINI SKEMA 6

nawet
5 LAT
gwarancji

możliwość rozbudowy
o zintegrowaną pompkę
perystaltyczną



Dostępne z
easycheck



zamiana na unit SKEMA 6 CP
(rękawy od dołu)
+ 1000 PLN = 96 000 PLN



zamiana na unit SKEMA 6 CART
+ 4000 PLN = 99 000 PLN

INNOWACYJNA TECHNOLOGIA

W unicie SKEMA 6 zastosowano zaawansowane technicznie instrumenty, zaprojektowane specjalnie do osiągania parametrów i spełniania funkcji, które pozwalają lekarzowi wykonać bez cienia obawy każde zadanie. Podczas fazy projektowania dokonano analizy różnych przypadków klinicznych, jakie mogą wystąpić w gabinecie w trakcie typowego dnia pracy, uwzględniając wykonywanie zabiegów z asystą, jak również samodzielną pracę. Ergonomiczna koncepcja unitu SKEMA 6 oparta jest na tej analizie i bazuje na wielu praktycznych rozwiązaniach technicznych, które pozwalają spełnić wszelkie wymagania stomatologów.



panel sterowania
z dotykowym wyświetlaczem




lampa VENUS LED



zagiętek
z blokadą mechaniczną



krzesło
asystenckie lub lekarskie



końcówki STERN WEBER EVO
ze światłem



skalier Castellini z 4 ostrzami



lampa T-LED



kompresor 4TEK MIRAGE 100E
+ pompa ssąca EXCOM HYBRID 1S

Konfiguracja unitu Castellini Skema 6

- Konsola lekarza z rękawami od góry, wyposażona w 5 instrumentów (zakres pracy w płaszczyźnie czołowej: 47 cm, zakres obrotu do 320°):**
 - moduł sześciofunkcyjnej strzykawki w metalowej obudowie do sterylizacji
 - moduł turbinowy ze światłem
 - moduł bezszczotkowego mikrosilnika LED Castellini z regulacją momentu obrotowego, funkcją autorewersu i autoforwardu i płynną regulacją obrotów: 100-40 000 obr./min, 5,3 Ncm
 - moduł skalera piezoelektrycznego Castellini z 4 ostrzami (tryby pracy: standard/endo/paro)
 - moduł diodowej lampy do polimeryzacji T-LED (zmienny kształt rękojeści: prosty/łamany, 6 programów pracy, max 2200 mW/cm²)
 - blokady położenia podajników rękawów (bez podajnika strzykawki)
 - podajniki rękawów wychylane na boki - SideFlex
 - odłączalne rękawy instrumentów
 - aktywacja jednego instrumentu dezaktywuje pozostałe
 - przedmuch (chip blower) i strumieniowe płukanie końcówek wodą
 - hamulec elektropneumatyczny stolika lekarza zintegrowany w demontowalnym, sterylizowalnym uchwycie (na prawą stronę)
 - obrotowa taca z silikonową podkładką montowana pod konsolą lekarza
- Panel FULL TOUCH MULTIMEDIA – dotykowy wyświetlacz/panel sterowania, przekątna 7 cali, jakość HD obsługujący m.in.:**
 - możliwość regulacji i programowania parametrów pracy instrumentów oddzielnie dla turbiny, mikrosilnika i skalera z dokładnością: 1% – turbina i skaler; 10 obr./min - mikrosilnik, zmiana kierunku pracy mikrosilnika (sygnał dźwiękowy)
 - obsługa trybu pracy: zachowawcza/endodncja/chirurgia/RECIPROC® (opcjonalnie)
 - obsługa zintegrowanego endometru (opcjonalnie)
 - włącznik/wyłącznik światła w końcówkach
 - napełnianie kubka pacjenta oraz sputkiwanie misy spluwaczki
 - możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego (np. sygnał dźwiękowy wywołujący asystentkę, napis „proszę wejść” itp.)
 - włącznik/wyłącznik lampy operacyjnej
 - sterowanie pracą fotela (siedzisko - góra/dół; oparcie - składanie/rozkładanie)
 - możliwość programowania pozycji pracy po 4 dla 4 użytkowników
 - wywoływanie pozycji: „0”, „spluwaczkowej” oraz ratunkowej
- Elektromechaniczny fotel dentystyczny N.S. (zakres ruchu: 37-80 cm, udźwig: 190 kg):**
 - dwa typy oparcia: klasyczne CASTELLINI lub NORDIC dedykowane pracy z pacjentem w pozycji leżącej
 - zagiętek STANDARD z blokadą mechaniczną (praca w 2 płaszczyznach)
 - zabezpieczenie fotela i zespołu spluwaczki przed najechem na przeszkodę przy opuszczaniu i rozkładaniu oparcia
 - wychyłany horyzontalnie sterownik nożny obsługujący funkcje fotela i unitu (uruchamianie instrumentów, regulowanie położenia fotela, aktywowanie przedmuchu i sprayu w końcówkach, wywoływanie pozycji „0” oraz wywoływanie i odwoływanie pozycji „spluwaczkowej” zsynchronizowane z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej)
 - VACUUM STOP - włączanie i wyłączanie pompy ssaka poprzez naciśnięcie podstawy fotela
 - lewy podłokietnik oraz bezszwowa tapicerka
- Ledowa lampa pola oświetlenia pracy VENUS LED (temperatura barwowa: 5000 K):**
 - płynna regulacja natężenia światła od 3000 do 50 000 luksów
 - praca głowicy w 3 płaszczyznach
 - bezdotykowa obsługa lampy (włącz/wyłącz, regulacja natężenia)
- Blok spluwaczki podwieszony na fotelu pacjenta wyposażony w ceramiczną, automatycznie odchylaną, zdejmowalną misę z możliwością obrotu w kierunku pacjenta (zakres ruchu: 270°):**
 - wewnętrzny obieg wody destylowanej na końcówki (możliwość wewnętrznej dezynfekcji rękawów)
 - podgrzewanie wody w kubku pacjenta
- Konsola asystencka z podwójnym łamanym ramieniem i regulacją w pionie (zakres: 34 cm) wyposażona w dotykowy panel sterowania obsługujący: napełnianie kubka, optukiwanie spluwaczki, obsługa funkcji fotela, wywoływanie i odwoływanie pozycji „0” oraz „spluwaczkowej”, instalację ssakową (2 rękawy z gniazdami: 16 mm i 11 mm, 2 filtry, niezależna praca 2 kolektorów ssaka, przejściówka na jednorazowe końcówki ślinociągu) i jedno wolne miejsce na dodatkowy instrument (opcjonalnie 3)**

CENA UNITU: 85 000 PLN

- + 2500 PLN* Komplet końcówek STERN WEBER EVO ze światłem: turbina 4L + złączka SW + kątnica S1-L
- + 2500 PLN* Pompa ssąca METASYS EXCOM HYBRID 1S – system mokry
- + 2500 PLN* Bezelejowy kompresor 4TEK MIRAGE 100E z osuszaczem powietrza
- + 1000 PLN* Krzesło asystenckie lub lekarskie CASTELLINI

CENA ZESTAWU: 93 500 PLN

STERN WEBER KREDYT: ok. 1450 PLN
10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 5,85%

*Cena obowiązuje tylko przy zakupie z unitem

CENA UNITU/ZESTAWU ZAWIERA: PODATEK VAT, TRANSPORT, MONTAŻ I SZKOLENIE



RADIOGRAFIA MYRAY ZEN-Xi jako szósty instrument przy stoliku lekarza + pozycjonery

10 000 PLN

cena poza promocją: 16 000 PLN



RTG STERN WEBER RX DC montowany na ścianie + wyzwalacz przewodowy + fartuch ochronny

10 000 PLN

cena poza promocją: 12 000 PLN



RTG RX DC EXTEND montowany na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny

12 000 PLN

cena poza promocją: 14 000 PLN



RTG RX DC HYPERSPHERE montowany na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny, praca głowicy w 3 płaszczyznach

15 000 PLN

cena poza promocją: 19 000 PLN



AUTOKLAW STERN WEBER SW-17 klasa B, pojemność 17 l

13 000 PLN

cena poza promocją: 16 000 PLN

PRZY ZAKUPIE Z RADIOGRAFIĄ I RENTGENEM

12 000 PLN

cena poza promocją: 16 000 PLN



KAMERA WEWNĄTRZYSTNA MYRAY C-U2 - jakość HD (720p), stopklatka, podział ekranu na 4 części

+ **MONITOR NEOVO X-17P** montowany na statywie lampy operacyjnej za pomocą fabrycznego uchwytu

11 000 PLN

cena poza promocją: 13 400 PLN

Wypożyczenie
dodatkowe

Oferta promocyjna przy zakupie z unitem

UNIT CASTELLINI SKEMA 8

Dostępne z
easychecknawet
5 LAT
gwarancji

UKIERUNKOWANY NA PRZYSZŁOŚĆ


Nowa wersja modelu SKEMA 8 została wyposażona w najnowsze rozwiązania podnoszące parametry techniczne unitu stomatologicznego do maksimum dzisiejszych możliwości pracy tego typu sprzętu. W standardowym wyposażeniu znajdziemy wiele nowości: lampę pola pracy VENUS LED MCT (z regulowaną temperaturą barwową, filtr przeciwpolimeryzacyjny), cichy, płynnie pracujący fotel pacjenta wykonujący dodatkowy ruch w poziomie w celu kompensacji położenia siedziska w stosunku do położenia oparcia, bardziej kompaktowy kształt konsoli lekarskiej wyposażony w podajniki rękawów SideFlex umożliwiające wychylanie podajnika na boki oraz panel sterowania FULL TOUCH MULTIMEDIA o przekątnej 7 cali z jakością obrazu HD. Nowy model SKEMA 8 został zaprojektowany w znany z poprzedniej wersji blok zintegrowany z fotelem pacjenta.

panel sterowania
z dotykowym wyświetlaczem

lampa VENUS LED MCT



pneumatyczny zagłówek ATLAXIS

krzesółko
asystenckie lub lekarskiekońcówki SERN WEBER EVO
ze światłem

skalier Castellini z 4 ostrzami



lampa T-LED

kompresor 4TEK MIRAGE 100E
+ pompa ssąca EXCOM HYBRID 1S

Konfiguracja unitu Castellini Skema 8 RS

1. Konsola lekarza z rękawami od góry, wyposażona w 5 instrumentów (zakres pracy w płaszczyźnie czołowej: 47 cm, zakres obrotu do 320°):

- moduł sześciofunkcyjnej strzykawki w metalowej obudowie do sterylizacji
 - moduł turbinowy ze światłem
 - moduł bezszczotkowego mikrosilnika LED Castellini z regulacją momentu obrotowego, funkcją autorewersu i autoforwardu i płynną regulacją obrotów: 100-40 000 obr./min, 5,3 Ncm
 - moduł skalera piezoelektrycznego Castellini z 4 ostrzami (tryby pracy: standard/endo/paro)
 - moduł diodowej lampy do polimeryzacji T-LED (zmienny kształt rękojeści: prosty/łamany, 6 programów pracy, max 2200 mW/cm²)
 - blokady położenia podajników rękawów (bez podajnika strzykawki)
 - podajniki rękawów wychylane na boki - SideFlex
 - odłączalne rękawy instrumentów
 - aktywacja jednego instrumentu dezaktywuje pozostałe
 - przedmuch (chip blower) i strumieniowe płukanie końcówek wodą
 - hamulec elektropneumatyczny stolika lekarza zintegrowany w demontowalnym, sterylizowalnym uchwycie (na prawą stronę)
 - obrotowa taca z silikonową podkładką montowana pod konsolą lekarza
- Panel FULL TOUCH MULTIMEDIA – dotykowy wyświetlacz/panel sterowania, przekątna 7 cali, jakość HD obsługujący m.in.:**
- możliwość regulacji i programowania parametrów pracy instrumentów oddzielnie dla turbiny, mikrosilnika i skalera z dokładnością: 1% – turbina i skaler; 10 obr./min - mikrosilnik, zmiana kierunku pracy mikrosilnika (sygnał dźwiękowy)
 - obsługa trybu pracy: zachowawcza/endodncja/chirurgia/RECIPROC® (opcjonalnie)
 - obsługa zintegrowanego endometru (opcjonalnie)
 - włącznik/wyłącznik światła w końcówkach
 - napełnianie kubka pacjenta oraz sputkiwanie misy spluwaczki
 - możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego (np. sygnał dźwiękowy wzywający asystentkę, napis „proszę wejść” itp.)
 - włącznik/wyłącznik lampy operacyjnej
 - sterowanie pracą fotela (siedzisko - góra/dół; oparcie - składanie/rozkładanie)
 - możliwość programowania pozycji pracy po 4 dla 4 użytkowników
 - wywoływanie pozycji: „0”, „spluwaczkowej” oraz ratunkowej

2. Elektromechaniczny fotel dentystyczny N.S.

- (zakres ruchu: 37-80 cm, udźwig: 190 kg):
- cichy i płynny napęd ruchów fotela w pionie i w poziomie (SOFT MOTION)
 - dwa typy oparcia: klasyczne CASTELLINI lub NORDIC dedykowane pracy z pacjentem w pozycji leżącej
 - kompensacja położenia siedziska względem zmiany położenia pozycji zagłówek, ciągłe oświetlenie pola zabiegowego (SLIDE)
 - płynne przesuwanie fotela pacjenta w poziomie (przód-tył) w zakresie 18 cm
 - zagłówek ATLAXIS z blokadą pneumatyczną (praca w 3 płaszczyznach) oraz blokadą pneumatyczną przesuwu w pionie
 - zabezpieczenie fotela i zespołu spluwaczki przed najechniem na przeszkodę przy opuszczaniu i rozkładaniu oparcia
 - wychylany horyzontalnie sterownik nożny obsługujący funkcje fotela i unitu (uruchamianie instrumentów, regulowanie położenia fotela, aktywowanie przedmuchu i sprayu w końcówkach, wywoływanie pozycji „0” oraz wywoływanie i odwoływanie pozycji „spluwaczkowej” zsynchronizowane z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej
 - VACUUM STOP - włączanie i wyłączanie pompy ssaka poprzez naciśnięcie podstawy fotela
 - lewy podłokietnik oraz bezszwowa tapicerka

3. Diodowa lampa oświetlenia pola pracy VENUS LED MCT (regulowana temperatura barwowa od 4300 K do 5600 K):

- płynna regulacja natężenia światła od 5000 do 50 000 luksów
- 3-stopniowa regulacja barwy światła: światło ciepłe – 4300 K, światło neutralne – 5000 K, światło zimne – 5600 K
- tryb przeciwpolimeryzacyjny (filtr pomarańczowy)
- praca głowicy w 3 płaszczyznach
- bezdotykowa obsługa lampy (włącz/wyłącz, regulacja natężenia)

4. Blok spluwaczki podwieszony na fotelu pacjenta wyposażony w ceramiczną, automatycznie odchylaną, zdejmowalną misę z możliwością obrotu w kierunku pacjenta (zakres ruchu: 270°):

- wewnętrzny obieg wody destylowanej na końcówki (możliwość wewnętrznej dezynfekcji rękawów)
- podgrzewanie wody w kubku pacjenta

5. Konsola asystencka z podwójnym łamanym ramieniem i regulacją w pionie (zakres: 34 cm) wyposażona w dotykowy panel sterowania obsługujący: napełnianie kubka, oplukiwanie spluwaczki, obsługa funkcji fotela, wywoływanie i odwoływanie pozycji „0” oraz „spluwaczkowej”, instalację ssakową (2 rękawy z gniazdami: 16 mm i 11 mm, 2 filtry, niezależna praca 2 kolektorów ssaka, przejściówka na jednorazowe końcówki ślinociągu) i 2 wolne miejsca na dodatkowe instrumenty

CENA UNITU: 97 000 PLN

+ 2500 PLN* Komplet końcówek SERN WEBER EVO ze światłem: turbina 4L + złączka SW + kątница S1-L

+ 2500 PLN* Pompa ssąca METASYS EXCOM HYBRID 1S – system mokry

+ 2500 PLN* Bezelejowy kompresor 4TEK MIRAGE 100E z osuszaczem powietrza

+ 1000 PLN* Krzesółko asystenckie lub lekarskie CASTELLINI

CENA ZESTAWU: 105 500 PLN

STERN WEBER KREDYT: ok. 1630 PLN
10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 5,85%

*Cena obowiązuje tylko przy zakupie z unitem

CENA UNITU/ZESTAWU ZAWIERA: PODATEK VAT, TRANSPORT, MONTAŻ I SZKOLENIE



RADIOGRAFIA MYRAY ZEN-Xi jako szósty instrument przy stoliku lekarza + pozycjonery

10 000 PLN

cena poza promocją: 16 000 PLN



RTG STERN WEBER RX DC montowany na ścianie + wyzwalacz przewodowy + fartuch ochronny

10 000 PLN

cena poza promocją: 12 000 PLN



RTG RX DC EXTEND montowany na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny

12 000 PLN

cena poza promocją: 14 000 PLN



RTG RX DC HYPERSPHERE montowany na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny, praca głowicy w 3 płaszczyznach

15 000 PLN

cena poza promocją: 19 000 PLN



AUTOKLAW STERN WEBER SW-17 klasa B, pojemność 17 l

13 000 PLN

cena poza promocją: 16 000 PLN

PRZY ZAKUPIE Z RADIOGRAFIĄ I RENTGENEM

12 000 PLN

cena poza promocją: 16 000 PLN



KAMERA WEWNĄTRZYSTNA MYRAY C-U2 - jakość HD (720p), stopklatka, podział ekranu na 4 części

+ **MONITOR NEOVO X-17P** montowany na statywie lampy operacyjnej za pomocą fabrycznego uchwytu

11 000 PLN

cena poza promocją: 13 400 PLN

Oferta promocyjna przy zakupie z unitem

KOMPLETNY SYSTEM HIGIENY AKTYWNEJ



Podkładki pod instrumenty i rękawy przystosowane do sterylizacji w autoklawie



Autosteril (opcja) – metoda dezynfekcji układu wodnego unitu



Łatwo dostępne filtry ssaka



Odlączalne do termodezynfekcji rękojeści instrumentów



Wylewki wody i misa spluwaczki mogą być odłączone od unitu w celu ułatwienia ich czyszczenia



Łatwe w demontażu i utrzymaniu czystości elementów stołka lekarza i elementy tapicerowane fotela



Odlączalne i przystosowane do sterylizacji w autoklawie rolkowe prowadnice rękawów ssakowych



Łatwa w demontażu i utrzymaniu czystości podkładka pod stopy pacjenta

TAPICERKA

Paleta kolorów



Oparcie do wyboru



OD STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ DO ZAAWANSOWANEJ ENDODONCJI I CHIRURGII (dla unitów SKEMA 6 i SKEMA 8)


Funkcje mikrosilnika Implantor LED

Panel sterujący

Kolorowy wyświetlacz jasno i czytelnie pokazuje informacje, pozwalające intuicyjnie obsługiwać wszystkie funkcje unitu.

Wszystkie parametry pracy instrumentów mogą być zaprogramowane przez trzech niezależnych operatorów. Każdy z operatorów może szybko wybrać jedno z czterech ustawień parametrów mikrosilnika dla każdego z trzech możliwych trybów pracy (stomatologia zachowawcza, endodoncja, chirurgia).

Endodoncja:



- moment obrotowy ustawiany w zakresie od 0,05 do 5 Ncm (z kątnicą E16)
- funkcje NORM, REV, AUTOREV
- zintegrowany lokalizator położenia końca narzędzia kanałowego LAEC (opcja)
- zewnętrzne chłodzenie

Implantologia:



- moment obrotowy ustawiany w zakresie do 55 Ncm (z kątnicą R20-L)
- prędkość obrotowa ustawiana w zakresie od 10 do 2500 obr./min (z kątnicą R20-L)
- zewnętrzne chłodzenie płynem ze sterylnego zbiornika (opcja)

Stolik lekarza

- doskonale dobrana długość rękawów oraz wysokość wieszaków instrumentów pozwoliły uzyskać duży zakres możliwych ustawień stołka bez ryzyka kolizji z lampą operacyjną
- opcjonalnie montowane hamulce wieszaków zwiększają swobodę ruchu lekarza
- łatwo dostępne, dobrze wyważone instrumenty minimalizują napięcie i zmęczenie nadgarstka w trakcie wykonywania zabiegu
- ustawienie przymocowanej do ramienia stołka tacki na instrumenty może być dopasowane do każdej pozycji roboczej
- zwiększony zakres pionowej regulacji położenia stołka umożliwia dopasowanie jego wysokości do każdego rodzaju zabiegu



Wielozdaniowy mikrosilnik endodontyczny

MODUŁ ENDODONTYCZNY – STANDARD

Unity posiadające panel sterowania SMART TOUCH lub FULL TOUCH mogą być wyposażone w mikrosilnik z regulacją momentu obrotowego. Umożliwia to obsługę narzędzi endodontycznych, które wymagają precyzyjnego ustawienia parametrów swojej pracy takich jak: prędkość (regulacja od 100 do 40 000 obr./min), moment obrotowy i sposób zatrzymania w momencie osiągnięcia określonego momentu obrotowego (STOP, AUTOREVERS, AUTOFORWARD). Dla paneli sterowania FULL TOUCH dostępna jest Biblioteka Pilników, która ułatwia ustawienie i pracę sekwencją wybranych narzędzi m.in. PROTAPER®, PROTAPER NEXT®, MTWO®, RACE®. Istnieje możliwość indywidualnego zaprogramowania sekwencji narzędzi.

KĄTNIKA 16:1

Do obsługi standardowego mikrosilnika endodontycznego sugerujemy specjalnie zaprojektowaną końcówkę GOLDSPEED EVO E16 z przełożeniem 16:1.

MODUŁ ENDODONTYCZNY

- z obsługą narzędzi RECIPROC®, WAVEONE®
Mikrosilnik endodontyczny można rozbudować o moduł obsługi narzędzi, które wymagają pracy w ruchu posuwisto-zwrotnym. Moduł obsługuje takie narzędzia jak RECIPROC® i WAVEONE®.

KĄTNIKA 4:1

Do obsługi mikrosilnika endodontycznego z funkcją obsługi narzędzi RECIPROC®, WAVEONE® wymagana jest specjalnie zaprojektowana końcówka GOLDSPEED EVO E4 z przełożeniem 4:1.



Mikrosilnik endodontyczny dostępny z obsługą narzędzi RECIPROC® i WAVEONE® z dedykowaną kątnicą GOLDSPEED EVO E4

NOWOŚĆ!

Zintegrowany endometr LAEC – elektroniczny lokalizator położenia

Zapewnia maksymalną efektywność i kliniczne bezpieczeństwo podczas zabiegów endodontycznych. Pozycja narzędzia w kanale zębowym pokazywana jest na bieżąco w formie graficznej na wyświetlaczu panelu sterującego na stoliku lekarza. Jeżeli narzędzie osiągnie zaprogramowane przez operatora położenie graniczne, system LAEC wyemituje sygnał ostrzegawczy.

Moduł zintegrowanego endometru dostępny jest dla unitów wyposażonych w panel sterowania SMART TOUCH lub FULL TOUCH. Można obsługiwać go w trybie pracy z pilnikami ręcznymi i maszynowymi. Kątnica GOLDSPEED EVO E4 umożliwia równoległą pracę mikrosilnika endodontycznego z włączonym endometrem bez dodatkowych przewodów trzymających pilnik maszynowy.



MULTIMEDIA



Kamera wewnątrzustna C-U2

Przyjazna i prosta w użyciu, obsługiwana również przez sterownik nożny unitu, całkowicie zautomatyzowana kamera generuje jasny i wyraźny obraz. Komunikacja z pacjentem poprzez pokazywanie zdjęć jest prosta i bezpośrednia. Zastosowanie zintegrowanego systemu medialnego zwiększa zaangażowanie pacjenta na każdym etapie zabiegu, motywując go do podjęcia leczenia. Prostota urządzenia i sposobu komunikacji oraz jego bezpośredniość zwiększają świadomość pacjenta i ułatwiają dialog z lekarzem.

Parametry urządzenia:

- Rozdzielczość: 1280x720 (HD CMOS)
- Oświetlenie: 8 diod LED z regulacją natężenia
- Kąt widzenia: 90° (diagonal)
- Głębina ostrości: 5–70 mm (dla struktur do 60 µm)



Monitor NEOVO X-17P

Monitor dostępny dla wszystkich unitów marki CASTELLINI z możliwością zintegrowania z wieloma rozwiązaniami multimedialnymi o przekątnej 17cali w technologii LED. Posiada możliwość instalacji za pomocą oryginalnego uchwytu na maszcie unitu z regulacją położenia w poziomie i nachylenia ekranu.

Parametry urządzenia:

- Przekątna: 17 cali
- Rozdzielczość: SXGA 1280x1024
- Szkło optyczne NeoV™; wytrzymała metalowa obudowa
- Wyraźny obraz o dynamicznym współczynniku kontrastu 3000:1
- Uniwersalne wejścia: DVI, S-Video i CVBS



Monitor medyczny NEOVO DR-22

- Przekątna: 22 cale
- Technologia podświetlenia LED z wysoką rozdzielczością FHD 1920x1080, kontrast 2 000 000:1, jasność 250 luksów, czas reakcji 3 ms
- Szkło optyczne NeoV™
- Technologia AIP: PIP; wbudowany układ poprawiania obrazu
- Wytrzymała metalowa obudowa
- Przyciski sterowania z sensorem dotykowym dla zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi
- Uniwersalne wejścia: VGA, DVI, HDMI, S-Video, CVBS (RCA x 2), wejście audio
- Wbudowane głośniki (1,5 W x 2)
- Tryb „Podświetlenie” do łatwego oglądania filmów rentgenowskich
- Medyczne napięcie zasilania prądu stałego 24 V
- Wyrób medyczny klasy I (Medical Devices Directive (93/42/EEC)); certyfikat medyczny EN60601-1 & IEC60601-1

ZESTAW: kamera wewnątrzustna C-U2 (jakość HD, stopklatka, podział ekranu na 4 części)
+ monitor NEOVO X-17P HD READY montowany na statywie lampy operacyjnej za pomocą fabrycznego uchwytu

cena przy zakupie z unitem: 11 000 PLN

ZESTAW: kamera wewnątrzustna C-U2 (jakość HD, stopklatka, podział ekranu na 4 części)
+ monitor medyczny NEOVO DR-22 FULL HD montowany na statywie lampy operacyjnej za pomocą fabrycznego uchwytu

cena przy zakupie z unitem: 12 000 PLN

Kamera wewnątrzustna C-U2 (jakość HD, stopklatka, podział ekranu na 4 części)

cena przy zakupie z unitem: 5500 PLN

Monitor medyczny NEOVO DR-22 FULL HD montowany na statywie lampy operacyjnej za pomocą fabrycznego uchwytu

cena przy zakupie z unitem: 6500 PLN

OPCJE WYPOSAŻENIA

NOWOŚCI	PUMA ELI R	PUMA ELI A R	SKEMA 5	SKEMA 6	SKEMA 8
Sterowanie głosowe	–	–	–	7500	7500
Łączność NFC	–	–	–	1500	1500
EasyCheck - zdalna diagnostyka (licencja roczna)	1500	1500	1500	1500	1500
Zamiana mikrosilnika z oświetleniem LED na LED/FLUO	3500	3500	3500	3500	3500

Stolik lekarza	PUMA ELI R	PUMA ELI A R	SKEMA 5	SKEMA 6	SKEMA 8
zamiana kompletu końcówek STERN WEBER EVO na NSK S-Max (M600L, PTLCL-LED, M25L)	1500	1500	1500	1500	1500
zamiana kompletu końcówek STERN WEBER EVO na W&H SYNEA FUSION (TG-98 L, RQ-24, WG-56 LT)	3000	3000	3000	3000	3000
zamiana kompletu końcówek STERN WEBER EVO na W&H SYNEA VISION (TK-98 L, RQ-24, WK-56 LT) (24 miesiące gwarancji)	5500	5500	5500	5500	5500
zamiana skalera standardowego na podświetlany	2400	2400	2400	2400	2400
zamiana skalera standardowego na skaler EMS Piezon NO-PAIN	2600	2600	2600	2600	2600
zamiana skalera standardowego na skaler podświetlany EMS Piezon LED NO-PAIN	3700	3700	3700	3700	3700
zamiana strzykawki trzyfunkcyjnej na sześćofunkcyjną	800	800	800	●	●
zamiana mikrosilnika bez funkcji endo na mikrosilnik z funkcją endo	–	–	3500	●	●
moduł rękawa turbinowego "ze światłem" (do wykorzystania dla turbiny lub piaskarki)	3400	3400	3400	3400	3400
dodatkowy (drugi) moduł mikrosilnika bezszczotkowego Castellini bez światła (bez funkcji endo)	5500	5500	5500	5500	5500
dodatkowy (drugi) moduł mikrosilnika bezszczotkowego Castellini ze światłem LED (bez funkcji endo)	6900	6900	6900	6900	6900
dodatkowy (drugi) moduł mikrosilnika bezszczotkowego Castellini ze światłem LED (z funkcją endo)	–	–	–	10400	10400
hamulec pneumatyczny stolika lekarza	●	●	●	●	●
taca boczna do modelu International	1600	1600	1600	1600	1600
uchwyt na szósty instrument na stoliku lekarza (kamera, lampa polimeryzacyjna)	900	900	900	900	900
pompka perystaltyczna	–	–	–	7500	7500
skaler piezochirurgiczny SURGISON 2 (rękojeść + 5 końcówek) (wymaga zastosowania pompki perystaltycznej)	–	–	–	7500	7500
zamiana mikrosilnika bez funkcji endo na mikrosilnik z funkcją endo	–	–	3500	●	●
zintegrowany endometr LAEC - elektroniczny lokalizator położenia	–	–	4000	4000	4000
podgrzewanie wody w instrumentach	900	900	900	900	900

(cena) dopłata do ceny podstawowej (●) opcja w zestawie podstawowym (–) opcja niedostępna (*) wymaga konsultacji z działem sprzedaży

OPCJE WYPOSAŻENIA

Stolik lekarza	PUMA ELI R	PUMA ELI A R	SKEMA 5	SKEMA 6	SKEMA 8
system RECIPROC® (wymaga zastosowania mikrosilnika z funkcją endo oraz kątnicy GOLDSPEED EVO E4)	–	–	–	2500	2500
kątnica 4:1 GOLDSPEED EVO E4	–	–	–	2400	2400
rezygnacja z diodowej lampy do polimeryzacji T-LED	-1500	-1500	-1500	-1500	-1500
rezygnacja z modułu skalera piezoelektrycznego	-1900	-1900	-1900	-1900	-1900
Lampa oświetlenia głównego	PUMA ELI R	PUMA ELI A R	SKEMA 5	SKEMA 6	SKEMA 8
halogenowa lampa oświetlenia głównego VENUS	●	●	–	–	–
zamiana lampy oświetlenia głównego na 3 osiową lampę halogenową VENUS PLUS	2000	2000	–	–	–
zamiana lampy oświetlenia głównego na lampę diodową VENUS LED	4800	4800	●	●	–
zamiana lampy oświetlenia głównego na lampę diodową VENUS LED MCT	7600	7600	2800	2800	●
lampa sufitowa zamiast na unitowej	2400	2400	2400	2400	2400
dodatkowa półka montowana na statywie lampy*	2500	2500	2500	2500	2500
Blok spluwaczki i układ ssący	PUMA ELI R	PUMA ELI A R	SKEMA 5	SKEMA 6	SKEMA 8
elektryczny napęd misy spluwaczki (wychylanie w trakcie wywołania pozycji „0” i „spluwaczkowej”)	–	–	–	●	●
podgrzewana woda w kubku pacjenta	1300	1300	1300	●	●
zawory selekcyjne gwarantujące wybiórczą pracę rękawów ssących	–	–	–	●	●
ślinociąg wodny	1800	1800	1800	1800	1800
wyciszenie pompy ssącej METASYS	1200	1200	1200	1200	1200
zamiana pompy „mokrej” METASYS na „suchą” METASYS	-200	-200	-200	-200	-200
zamiana pompy METASYS na pompę DÜRR DENTAL VS 300 S	2600	2600	2600	2600	2600
wyciszenie pompy ssącej DÜRR DENTAL	2400	2400	2400	2400	2400
separator amalgamatu METASYS (wbudowany) do układu mokrego (dla pompy METASYS)	3800	3800	3800	3800	3800
separator amalgamatu DÜRR DENTAL (wbudowany) do układu mokrego (dla pompy DÜRR DENTAL)	7000	7000	7000	7000	7000
zawór spluwaczkowy (separacja amalgamatu ze spluwaczki)	2900	2900	2900	2900	2900
system SHD (automatyczna dezynfekcja rękawów ssakowych)	2400	2400	2400	2400	2400
system MWB (system separacji wody wodociągowej w unicie)	5500	–	5500	5500	5500
system AUTOSTERIL A (automatyczna wewnętrzna dezynfekcja rękawów instrumentów)	5400	5400	5400	5400	5400
system MWB i AUTOSTERIL A	9500	–	9500	9500	9500

(cena) dopłata do ceny podstawowej (●) opcja w zestawie podstawowym (–) opcja niedostępna (*) wymaga konsultacji z działem sprzedaży

Fotel	PUMA ELI R	PUMA ELI A R	SKEMA 5	SKEMA 6	SKEMA 8
zamiana tapicerki STANDARD na tapicerkę MEMORY FOAM	3500	3500	3500	3500	3500
zamiana oparcia CLASSIC na oparcie NORDIC	1500	1500	1500	1500	1500
zamiana zagłówka STANDARD na zagłówek ATLAXIS (blokada pneumatyczna, praca zagłówka w 3 płaszczyznach)	3000	3000	3000	3000	●
zamiana standardowego sterownika nożnego (oscylacja horyzontalna) na sterownik „naciskowo-wychylany” lub „progresywno-naciskowy”	1200	1200	1200	1200	1200
zamiana standardowego sterownika nożnego na sterownik bezprzewodowy	2800	2800	2800	2800	2800
prawy podłokietnik fotela	1400	1400	1400	1400	1400
lewy podłokietnik fotela	●	1250	●	●	●
folia ochronna na całe siedzisko fotela (niedostępne dla MEMORY FOAM)	480	480	480	480	–
Stolik asysty	PUMA ELI R	PUMA ELI A R	SKEMA 5	SKEMA 6	SKEMA 8
dołożenie trzyfunkcyjnej strzykawki w module asysty	1200	1200	1200	1200	1200
dołożenie sześćiofunkcyjnej strzykawki w module asysty	2000	2000	2000	2000	2000
dołożenie modułu rękawa turbinowego "ze światłem" (do wykorzystania dla turbiny lub piaskarki)	–	–	3400	3400	3400
dołożenie modułu mikrosilnika bezszczotkowego bez światła	–	–	5500	5500	5500
dołożenie modułu mikrosilnika bezszczotkowego ze światłem	–	–	6900	6900	6900
dołożenie modułu skalera bez światła	–	–	5800	5800	5800
zmiana pojedynczego ramienia asysty na podwójne o większym zasięgu	800	800	●	–	–
zmiana pojedynczego ramienia asysty na podwójne o większym zasięgu i regulacją w pionie	–	1500	1500	●	●
dodatkowa półka montowana na panelu asysty	750	750	750	750	750
Kompresor	PUMA ELI R	PUMA ELI A R	SKEMA 5	SKEMA 6	SKEMA 8
zamiana kompresora 4TEK na kompresor MGF	2000	2000	2000	2000	2000
zamiana kompresora MGF na kompresor MGF z obudową wyciszającą	6000	6000	6000	6000	6000
zamiana kompresora 4TEK na kompresor EKOM DK50-10 Z/M z osuszaczem powietrza	4900	4900	4900	4900	4900
zamiana kompresora 4TEK na kompresor EKOM DK50-10 Z/M z osuszaczem powietrza i obudową wyciszającą	8100	8100	8100	8100	8100
Monitor	PUMA ELI R	PUMA ELI A R	SKEMA 5	SKEMA 6	SKEMA 8
zamiana monitora 17-calowego na 22-calowy FULL HD	1000	1000	1000	1000	1000
zamiana pojedynczego uchwytu monitora na podwójny	1000	1000	1000	1000	1000
Pozostałe	PUMA ELI R	PUMA ELI A R	SKEMA 5	SKEMA 6	SKEMA 8
dodatkowe krzesółko lekarskie lub asystenckie CASTELLINI	2500	2500	2500	2500	2500

(cena) dopłata do ceny podstawowej (●) opcja w zestawie podstawowym (–) opcja niedostępna (*) wymaga konsultacji z działem sprzedaży