





na zdjęciu: M10

OFERTA DOTYCZY WSZYSTKICH KONFIGURACJI UNITU MOCOM



M10

W wyposażeniu:

- pięć instrumentów na stoliku lekarza:
 - strzykawka
 - turbina LED STERN WEBER
 - bezszczotkowy mikrosilnik LED z kątnicą STERN WEBER
 - skaler piezoelektryczny + 4 ostrza
 - diodowa lampa do polimeryzacji
- kompresor 4TEK MIRAGE 100E z osuszaczem powietrza
- pompa ssąca METASYS EXCOM HYBRID 1S
- krzesółko dentystyczne

unit MOCOM M10 **65 000 PLN**
gotowy do pracy

+ aparat RTG STERN WEBER RX DC **+ 10 000 PLN**
wersja unitowa

+ radiografia cyfrowa ZEN-Xi **+ 5 000 PLN**
jako szósty instrument przy stoliku lekarza

+ autoklaw B Classic klasy B, pojemność: 17 l **+ 9 900 PLN**

CENA ZESTAWU: 89 900 PLN
(rata 1130 PLN*)

CENA ZAWIERA PODATEK VAT, TRANSPORT, MONTAŻ I SZKOLENIE

Ceny dotyczą wyłącznie zakupu w zestawie. Liczba zestawów w ofercie ograniczona.

* Stern Weber Kredyt (20% udziału własnego, 96 miesięczne raty, WIBOR 5,85%)

Dostępne z
easycheck

 zamiana na unit M10 INTERNATIONAL
 (rękawy od dołu)
 + 1000 PLN = 70 000 PLN


GOTOWY, ABY ROZWINĄĆ TWÓJ POTENCJAŁ

Unit M10 to unit w linii MOCOM. Łączy w sobie bezpieczeństwo, funkcjonalność i estetykę. Unit M10 występuje również w wersji z rękawami od dołu – International. Można wyposażać go w dotykowy graficzny wyświetlacz FULL TOUCH MULTIMEDIA umożliwiający integrację funkcji ENDO z modulem RECIPROC oraz funkcji IM-PLANT z pompą perystaltyczną.


 panel sterowania
 z wyświetlaczem LCD


lampa VENUS


 zagłówek
 z blokadą mechaniczną

 krzesło
 asystenckie lub lekarskie

 końcówki STERN WEBER EVO
 ze światłem


skaler Mocom z 4 ostrzami



lampa T-LED


 kompresor 4TEK MIRAGE 100E
 + pompa ssąca EXCOM HYBRID 1S

Konfiguracja unitu Mocom M10 Continental

- 1. Konsola lekarza (zakres pracy w płaszczyźnie czołowej: 47 cm) z rękawami od góry, wyposażona w 5 instrumentów (opcjonalnie 6):**
- moduł trzyfunkcyjnej strzykawki w metalowej obudowie do sterylizacji
 - moduł turbinowy ze światłem
 - moduł bezszczotkowego mikrosilnika LED Mocom z płynną regulacją obrotów: 100–40 000 obr./min, 3,3 Ncm
 - moduł skalera piezoelektrycznego Mocom z 4 ostrzami
 - moduł diodowej lampy do polimeryzacji T-LED (zmienny kształt rękojeści: prosty/lamany, 6 programów pracy, max 2200 mW/cm²)
 - hamulce rękawów
 - odłączalne rękawy instrumentów
 - aktywacja jednego instrumentu dezaktywuje pozostałe
 - przedmuch (chip blower) i strumieniowa płukanie końcówek wodą
 - hamulec mechaniczny konsoli lekarza
 - obrotowa taca z silikonową podkładką montowana pod konsolą lekarza

Panel sterowania z dotykowym wyświetlaczem indeksowym i negatioskopem przy konsoli lekarza:

- możliwość regulacji i programowania parametrów pracy instrumentów oddzielnie dla turbiny, mikrosilnika i skalera z dokładnością: 1% – turbina i skaler; 10 obr./min – mikrosilnik
- negatioskop do zdjęć RTG z wyłącznikiem czasowym
- funkcja endo - automatyczne ograniczenie mocy skalera do 50% (bez igieł)
- zmiana kierunku pracy mikrosilnika (sygnał dźwiękowy)
- włącznik/wyłącznik światła w końcówkach
- napełnianie kubka pacjenta
- spłukiwanie misy spłuwaczki
- możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego (np.: sygnał dźwiękowy wzywający asystentkę, napis „proszę wejść” itp.)
- włącznik/wyłącznik lampy operacyjnej
- sterowanie pracą fotela (siedzisko – góra/dół; oparcie – składanie/rozkładanie)
- możliwość programowania 4 pozycji pracy
- wywoływanie pozycji: „0”, „spłuwaczkowej”, ratunkowej i powrót do ostatniej pozycji (z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej)

2. Elektromechaniczny fotel dentystyczny 10P

- (zakres ruchu: 37-80 cm, udźwig: 190 kg):**
- zagłówek STANDARD z blokadą mechaniczną (praca w 2 płaszczyznach)
 - zabezpieczenie fotela i zespołu spłuwaczki przed najechaniem na przeszkodę przy opuszczaniu i rozkładaniu oparcia
 - wychyłany horyzontalnie sterownik nożny obsługujący funkcje fotela i unitu (uruchamianie instrumentów, regulowanie położenia fotela, aktywowanie przedmuchu i sprayu w końcówkach, wywoływanie pozycji „0” oraz wywoływanie i odwoływanie pozycji „spłuwaczkowej” zsynchronizowane z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej)
 - VACUUM STOP – włączanie i wyłączanie pompy ssącej poprzez naciśnięcie podstawy fotela
 - lewy podłokietnik fotela
 - bezszwowa tapicerka

3. Halogenowa lampa oświetlenia pola pracy VENUS

- (temperatura barwowa 4900 K):**
- dwustopniowa regulacja natężenia światła (8000 lub 22 500 luksów)
 - praca głowicy w 2 płaszczyznach

4. Blok spłuwaczki podwieszony na fotelu pacjenta, wyposażony w szklaną, ręcznie odchylaną, zdejmowalną misę z możliwością obrotu w kierunku pacjenta (zakres ruchu: 270°):

- wewnętrzny obieg wody destylowanej na końcówki (możliwość wewnętrznej dezynfekcji rękawów)

- 5. Konsola asystencka z pojedynczym ramieniem wyposażona w:**
- panel sterowania (napełnianie kubka, opłukiwanie spłuwaczki, obsługa funkcji fotela, wywoływanie i odwoływanie pozycji „0” oraz „spłuwaczkowej”), instalację ssakową (2 rękawy z gniazdami: 16 mm i 11 mm, 1 filtr, równoległa praca kolektorów ssaka, przejściówka na jednorazowe końcówki ślinociąg) i 2 wolne miejsca na dodatkowe instrumenty (opcjonalnie 3)

CENA UNITU: 59 000 PLN

- + 2500 PLN* Komplet końcówek STERN WEBER EVO ze światłem: turbina 4L + złączka SW + kątnica S1-L
- + 2500 PLN* Pompa ssąca METASYS EXCOM HYBRID 1S – system mokry
- + 2500 PLN* Bezolejowy kompresor 4TEK MIRAGE 100E z osuszaczem powietrza
- + 1000 PLN* Krzeselko asystenckie lub lekarskie MOCOM

CENA ZESTAWU: 67 500 PLN
STERN WEBER KREDYT: ok. 1040 PLN
 10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 5,85%

*Cena obowiązuje tylko przy zakupie z unitem

CENA UNITU/ZESTAWU ZAWIERA: PODATEK VAT, TRANSPORT, MONTAŻ I SZKOLENIE

RADIOGRAFIA MYRAY ZEN-Xi jako szósty instrument przy stoliku lekarza + pozycjonery

10 000 PLN

cena poza promocją: 16 000 PLN


RTG STERN WEBER RX DC montowany na ścianie + wyzwalacz przewodowy + fartuch ochronny

10 000 PLN

cena poza promocją: 12 000 PLN


RTG RX DC EXTEND montowany na unicie lub ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny

12 000 PLN

cena poza promocją: 14 000 PLN


RTG RX DC HYPERSPHERE montowany na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny, praca głowicy w 3 płaszczyznach

15 000 PLN

cena poza promocją: 19 000 PLN


AUTOKLAW MOCOM B CLASSIC-17 klasa B, pojemność 17 l

13 000 PLN

cena poza promocją: 16 000 PLN

PRZY ZAKUPIE Z RADIOGRAFIĄ I RENTGENEM
12 000 PLN

cena poza promocją: 16 000 PLN


KAMERA WEWNAŁRZYSTNA MYRAY C-U2 - jakość HD (720p), stopklatka, podział ekranu na 4 części
 + **MONITOR NEOVO X-17P** montowany na statywie lampy operacyjnej za pomocą fabrycznego uchwytu

11 000 PLN

cena poza promocją: 13 400 PLN

 Wyposażenie
 dodatkowe

Oferta promocyjna przy zakupie z unitem

Dostępne z
easycheck



GOTOWY, ABY ROZWINĄĆ TWÓJ POTENCJAŁ

Unit F10 to najnowszy unit w linii MOCOM. Łączy w sobie bezpieczeństwo, funkcjonalność i estetykę. Unit F10 występuje również w wersji z rękawami od dołu – International. Można wyposażać go w dotykowy graficzny wyświetlacz FULL TOUCH MULTIMEDIA umożliwiający integrację funkcji ENDO z modulem RECIPROC oraz funkcji IM-PLANT z pompą perystaltyczną.


 panel sterowania
 z wyświetlaczem LCD


lampa VENUS


 zagłówek
 z blokadą mechaniczną

 krzesło
 asystenckie lub lekarskie

 końcówki STERN WEBER EVO
 ze światłem


skaler Mocom z 4 ostrzami



lampa T-LED


 kompresor 4TEK MIRAGE 100E
 + pompa ssąca EXCOM HYBRID 1S

Konfiguracja unitu Mocom F10 Continental

- 1. Konsola lekarza (zakres pracy w płaszczyźnie czołowej: 47 cm) z rękawami od góry, wyposażona w 5 instrumentów (opcjonalnie 6):**
- moduł trzyfunkcyjnej strzykawki w metalowej obudowie do sterylizacji
 - moduł turbinowy ze światłem
 - moduł bezszczotkowego mikrosilnika LED Mocom z płynną regulacją obrotów: 100–40 000 obr./min, 3,3 Ncm
 - moduł skalera piezoelektrycznego Mocom z 4 ostrzami
 - moduł diodowej lampy do polimeryzacji T-LED (zmienny kształt rękojeści: prosty/lamany, 6 programów pracy, max 2200 mW/cm²)
 - hamulce rękawów
 - odłączalne rękawy instrumentów
 - aktywacja jednego instrumentu dezaktywuje pozostałe
 - przedmuch (chip blower) i strumieniowa płukanie końcówek wodą
 - hamulec mechaniczny konsoli lekarza
 - obrotowa taca z silikonową podkładką montowana pod konsolą lekarza

Panel sterowania z dotykowym wyświetlaczem indeksowym i negatoskopem przy konsoli lekarza:

- możliwość regulacji i programowania parametrów pracy instrumentów oddzielnie dla turbiny, mikrosilnika i skalera z dokładnością: 1% – turbina i skaler; 10 obr./min – mikrosilnik
- negatoskop do zdjęć RTG z wyłącznikiem czasowym
- funkcja endo - automatyczne ograniczenie mocy skalera do 50% (bez igieł)
- zmiana kierunku pracy mikrosilnika (sygnał dźwiękowy)
- włącznik/wyłącznik światła w końcówkach
- napełnianie kubka pacjenta
- splukiwanie misy spluwaczki
- możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego (np.: sygnał dźwiękowy wzywający asystentkę, napis „proszę wejść” itp.)
- włącznik/wyłącznik lampy operacyjnej
- sterowanie pracą fotela (siedzisko – góra/dół; oparcie – składanie/rozkładanie)
- możliwość programowania 4 pozycji pracy
- wywoływanie pozycji: „0”, „spluwaczkowej”, ratunkowej i powrót do ostatniej pozycji (z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej)

2. Elektromechaniczny fotel dentystyczny 10P

- (zakres ruchu: 37-80 cm, udźwig: 190 kg):
- zagłówek STANDARD z blokadą mechaniczną (praca w 2 płaszczyznach)
 - zabezpieczenie fotela i zespołu spluwaczki przed najechaniem na przeszkodę przy opuszczaniu i rozkładaniu oparcia
 - wychyłany horyzontalnie sterownik nożny obsługujący funkcje fotela i unitu (uruchamianie instrumentów, regulowanie położenia fotela, aktywowanie przedmuchu i sprayu w końcówkach, wywoływanie pozycji „0” oraz wywoływanie i odwoływanie pozycji „spluwaczkowej” zsynchronizowane z włączeniem/wyłączeniem lampy operacyjnej)
 - VACUUM STOP – włączanie i wyłączanie pompy ssącej poprzez naciśnięcie podstawy fotela
 - lewy podłokietnik fotela
 - bezszwowa tapicerka

3. Halogenowa lampa oświetlenia pola pracy VENUS

- (temperatura barwowa 4900 K):
- dwustopniowa regulacja natężenia światła (8000 lub 22 500 luksów)
 - praca głowicy w 2 płaszczyznach

4. Blok spluwaczki stojący na podłożu, wyposażony w szklaną, ręcznie odchylaną, zdejmowalną misę z możliwością obrotu w kierunku pacjenta (zakres ruchu: 270°):

- wewnętrzny obieg wody destylowanej na końcówki (możliwość wewnętrznej dezynfekcji rękawów)

- 5. Konsola asystencka z pojedynczym ramieniem wyposażona w:**
- panel sterowania (napełnianie kubka, opłukiwanie spluwaczki, obsługa funkcji fotela, wywoływanie i odwoływanie pozycji „0” oraz „spluwaczkowej”), instalację ssakową (2 rękawy z gniazdami: 16 mm i 11 mm, 1 filtr, równoległa praca kolektorów ssaka, przejściówka na jednorazowe końcówki ślinociąg) i 2 wolne miejsca na dodatkowe instrumenty (opcjonalnie 3)

CENA UNITU: 63 000 PLN

- + 2500 PLN* Komplet końcówek STERN WEBER EVO ze światłem: turbina 4L + złączka SW + kątnica S1-L
- + 2500 PLN* Pompa ssąca METASYS EXCOM HYBRID 1S – system mokry
- + 2500 PLN* Bezolejowy kompresor 4TEK MIRAGE 100E z osuszaczem powietrza
- + 1000 PLN* Krzesło asystenckie lub lekarskie MOCOM

CENA ZESTAWU: 71 500 PLN
STERN WEBER KREDYT: ok. 1110 PLN
 10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 5,85%

*Cena obowiązuje tylko przy zakupie z unitem

CENA UNITU/ZESTAWU ZAWIERA: PODATEK VAT, TRANSPORT, MONTAŻ I SZKOLENIE!

RADIOGRAFIA MYRAY ZEN-Xi jako szósty instrument przy stoliku lekarza + pozycjonery

10 000 PLN

cena poza promocją: 16 000 PLN


RTG STERN WEBER RX DC montowany na ścianie + wyzwalacz przewodowy + fartuch ochronny

10 000 PLN

cena poza promocją: 12 000 PLN


RTG RX DC EXTEND montowany na unicie lub ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny

12 000 PLN

cena poza promocją: 14 000 PLN


RTG RX DC HYPERSPHERE montowany na ścianie + wyzwalacz bezprzewodowy + fartuch ochronny, praca głowicy w 3 płaszczyznach

15 000 PLN

cena poza promocją: 19 000 PLN


AUTOKLAW MOCOM B CLASSIC-17 klasa B, pojemność 17 l

13 000 PLN

cena poza promocją: 16 000 PLN

PRZY ZAKUPIE Z RADIOGRAFIĄ I RENTGENEM
12 000 PLN

cena poza promocją: 16 000 PLN


KAMERA WEWNĄTRZYSTNA MYRAY C-U2 - jakość HD (720p), stopklatka, podział ekranu na 4 części

 + **MONITOR NEOVO X-17P** montowany na statywie lampy operacyjnej za pomocą fabrycznego uchwytu

11 000 PLN

cena poza promocją: 13 400 PLN

 Wyposażenie
 dodatkowe

Oferta promocyjna przy zakupie z unitem



Diodowa lampa oświetlenia pola pracy VE-NUS LED MCT:

- płynna regulacja natężenia światła od 5000 do 50 000 luksów
- 3-stopniowa regulacja barwy światła:
 - światło ciepłe 4300 K
 - światło neutralne 5000 K
 - światło zimne 5600 K
- tryb przeciwpolimeryzacyjny (filtr pomarańczowy)
- praca głowicy w 3 płaszczyznach
- bezdotykowa obsługa lampy (włącz/wyłącz, regulacja natężenia)
- demontowalne, sterylizowalne uchwyty lampy



Panel sterowania z wyświetlaczem LCD:

- dotykowy, dezynfekowalny panel sterowania fotela pacjenta i wyświetlacz parametrów pracy instrumentów
- możliwość indywidualnego programowania dla 4 użytkowników
- możliwość programowania 4 pamięci ustawień instrumentu
- opcjonalna obsługa mikrosilnika z funkcją endo i zintegrowanego endomentru
- timer

Panel FULL TOUCH MULTIMEDIA:

- dotykowy wyświetlacz/panel sterowania, przekątna 7 cali, jakość HD
- możliwość regulacji i programowania parametrów pracy instrumentów oddzielnie dla turbiny, mikrosilnika i skalera z dokładnością: 1% – turbina i skaler; 10 obr./min – mikrosilnik, zmiana kierunku pracy mikrosilnika (sygnał dźwiękowy)
- obsługa trybu pracy: zachowawcza/endodncja/chirurgia RECIPROC® (opcjonalnie)
- obsługa zintegrowanego endometru (opcjonalnie)
- współpraca z kamerą wewnętrzną MYRAY C-U2 – jakość HD (opcjonalnie)
- włącznik/wyłącznik światła w końcówkach
- napełnianie kubka pacjenta oraz spłukiwanie misy spłuwaczki
- możliwość podłączenia urządzenia zewnętrznego (np. sygnał dźwiękowy wzywający asystentkę, napis „proszę wejść” itp.)
- włącznik/wyłącznik lampy operacyjnej
- sterowanie pracą fotela (siedzisko – góra/dół; oparcie – składanie/rozkładanie)
- możliwość programowania pozycji pracy po 4 dla 4 użytkowników
- wywoływanie pozycji: „0”, „spłuwaczkowej” oraz ratunkowej



OPCJE WYPOSAŻENIA

NOWOŚCI	M10	F10
Sterowanie głosowe	* 7500	* 7500
Łączność NFC	1500	1500
EasyCheck - zdalna diagnostyka (licencja roczna)	1500	1500
Zamiana mikrosilnika z oświetleniem LED na LED/FLUO	3500	3500
Stolik lekarza	M10	F10
zamiana podstawowego panelu z negatoskopem na panel sterowania z LCD i profilami dla czterech użytkowników	2500	2500
zamiana podstawowego panelu z negatoskopem na zaawansowany FULL TOUCH MULTIMEDIA (graficzny dotykowy panel sterowania umożliwiający zaawansowaną obsługę fotela i instrumentów, pozwalający na zintegrowanie funkcji ENDO z modułem RECIPROC i funkcji IMPLANT z pompą perystaltyczną)	9000	9000
zamiana kompletu końcówek STERN WEBER EVO na NSK S-Max (M600L, PTLCL-LED, M25L)	1500	1500
zamiana kompletu końcówek STERN WEBER EVO na W&H SYNEA FUSION (TG-98 L, RQ-24, WG-56 LT)	3000	3000
zamiana kompletu końcówek STERN WEBER EVO na W&H SYNEA VISION (TK-98 L, RQ-24, WK-56 LT) (24 miesiące gwarancji)	5500	5500
zamiana skalera standardowego na podświetlany	2400	2400
zamiana skalera standardowego na skaler EMS Piezon NO-PAIN	2600	2600
zamiana skalera standardowego na skaler podświetlany EMS Piezon LED NO-PAIN	3700	3700
zamiana strzykawki trzyfunkcyjnej na sześćofunkcyjną	800	800
zamiana mikrosilnika bez funkcji endo na mikrosilnik z funkcją endo	3500	3500
moduł rękawa turbinowego "ze światłem" (do wykorzystania dla turbiny lub piaskarki)	3400	3400
dodatkowy (drugi) moduł mikrosilnika bezszczotkowego Mocom bez światła (bez funkcji endo)	5500	5500
dodatkowy (drugi) moduł mikrosilnika bezszczotkowego Mocom ze światłem LED (bez funkcji endo)	6900	6900
dodatkowy (drugi) moduł mikrosilnika bezszczotkowego Mocom ze światłem LED (z funkcją endo)	10400	10400
krótsze ramię konsoli lekarskiej	0	0
hamulec pneumatyczny stolika lekarza	1500	1500
taca boczna do modelu International	1600	1600
uchwyt na szósty instrument na stoliku lekarza (kamera, lampa polimeryzacyjna)	900	900
pompka perystaltyczna	7500	7500
skaler piezochirurgiczny SURGISON 2 (rękojeść + 5 końcówek) (wymaga zastosowania pompki perystaltycznej)	7500	7500
podgrzewanie wody w instrumentach	900	900

(cena) dopłata do ceny podstawowej (●) opcja w zestawie podstawowym (–) opcja niedostępna (*) opcja - wymaga zakupu panela Full touch (+9000 PLN)
(^) wymaga konsultacji z działem sprzedaży

OPCJE WYPOSAŻENIA

Stolik lekarza	M10	F10
zintegrowany endometr LAEC - elektroniczny lokalizator położenia	4000	4000
system RECIPROC® (wymaga zastosowania mikrosilnika z funkcją endo oraz kątницы GOLDSPEED EVO E4)	2500	2500
kątница GOLDSPEED EVO E4	2400	2400
rezygnacja z diodowej lampy do polimeryzacji T-LED	-1500	-1500
rezygnacja z modułu skalera piezoelektrycznego	-1900	-1900
Lampa oświetlenia głównego	M10	F10
halogenowa lampa oświetlenia głównego VENUS	•	•
zamiana lampy oświetlenia głównego na 3 osiową lampę halogenową VENUS PLUS	2000	2000
zamiana lampy oświetlenia głównego na lampę diodową VENUS LED	4800	4800
zamiana lampy oświetlenia głównego na lampę diodową VENUS LED MCT	7600	7600
lampa sufitowa zamiast lampy montowanej na unicie	2400	2400
dodatkowa półka montowana na statywie lampy^	2500	2500
Blok spluwaczki i układ ssący	M10	F10
zamiana misy szklanej na ceramiczną	500	500
elektryczny napęd misy spluwaczki (wychylanie w trakcie wywołania pozycji „0” i „spluwaczkowej”)	1500	1500
podgrzewana woda w kubku pacjenta	1300	1300
zawory selekcyjne gwarantujące wybiórczą pracę rękawów ssących	1500	1500
ślinociąg wodny	1800	1800
wyciszenie pompy ssącej METASYS	1200	1200
zamiana pompy „mokrej” METASYS na „suchą” METASYS	-200	-200
zamiana pompy METASYS na pompę DÜRR DENTAL VS 300 S	2600	2600
wyciszenie pompy ssącej DÜRR DENTAL	2900	2900
separator amalgamatu DÜRR DENTAL (wbudowany do układu mokrego (dla pompy DÜRR DENTAL)	13900	13900
separator amalgamatu METASYS (wbudowany do układu mokrego (dla pompy METASYS)	3800	3800
zawór spluwaczkowy (separacja amalgamatu ze spluwaczki)	2900	2900
system ACVS (automatyczna dezynfekcja rękawów ssakowych)	2400	2400
system WHE (system separacji wody wodociągowej w unicie)	5500	5500
system BIOSTER (wewnętrzna dezynfekcja rękawów instrumentów)	5400	5400
system WHE i BIOSTER	9500	9500

(cena) dopłata do ceny podstawowej (●) opcja w zestawie podstawowym (–) opcja niedostępna (*) opcja - wymaga zakupu panela Full touch (+9000 PLN)
(^) wymaga konsultacji z działem sprzedaży

OPCJE WYPOSAŻENIA

Fotel	M10	F10
zamiana tapicerki STANDARD na tapicerkę MEMORY FOAM	3500	3500
zamiana oparcia CLASSIC na oparcie NORDIC	1500	1500
zamiana zagłówka STANDARD na zagłówek ATLAXIS (blokada pneumatyczna, praca zagłówka w 3 płaszczyznach)	3000	3000
zamiana standardowego sterownika nożnego (oscylacja horyzontalna) na sterownik „naciskowo-wychylany” lub „progresywno-naciskowy”	1200	1200
zamiana standardowego sterownika nożnego na sterownik bezprzewodowy	2800	2800
prawy podłokietnik fotela	1400	1400
lewy podłokietnik fotela	•	•
folia ochronna na całe siedzisko fotela (niedostępny dla MEMORY FOAM)	650	650
Stolik asysty	M10	F10
dołożenie trzyfunkcyjnej strzykawki w module asysty	1200	1200
dołożenie sześćiofunkcyjnej strzykawki w module asysty	2000	2000
dołożenie modułu rękawa turbinowego "ze światłem" (do wykorzystania dla turbiny lub piaskarki)	3400	3400
dołożenie modułu mikrosilnika bezszczotkowego bez światła	5500	5500
dołożenie modułu mikrosilnika bezszczotkowego ze światłem	6900	6900
dołożenie modułu skalera bez światła	5800	5800
zmiana pojedynczego ramienia asysty na podwójne o większym zasięgu	800	800
zmiana pojedynczego ramienia asysty na podwójne o większym zasięgu i regulacją w pionie	1500	1500
dodatkowa półka montowana na panelu asysty	750	750
uchwyt na dodatkowy instrument w panelu asysty	550	550
Kompresor	M10	F10
zamiana kompresora 4TEK na kompresor MGF	2000	2000
zamiana kompresora MGF na kompresor MGF z obudową wyciszającą	6000	6000
zamiana kompresora 4TEK na kompresor EKOM DK50-10 Z/M z osuszaczem powietrza	4900	4900
zamiana kompresora 4TEK na kompresor EKOM DK50-10 Z/M z osuszaczem powietrza i obudową wyciszającą	8100	8100
Monitor	M10	F10
zamiana monitora 17-calowego na 22-calowy FULL HD	1000	1000
zamiana pojedynczego uchwytu monitora na podwójny	1000	1000
Pozostałe	M10	F10
dodatkowe krzesło lekarskie lub asystenckie MOCOM	2500	2500

(cena) dopłata do ceny podstawowej (●) opcja w zestawie podstawowym (–) opcja niedostępna (*) opcja - wymaga zakupu panela Full touch (+9000 PLN)
(^) wymaga konsultacji z działem sprzedaży