

NOWOŚĆ



AMANNGIRRBACH

GABINETOWY SYSTEM CAD/CAM AMANN GIRRBACH CERAMILL DRS

AG CERAMILL MOTION DRS

4-OSIOWA FREZARKA

Zakres wykonywanych prac

- Korony
- Mosty - maksymalnie 3-punktowe (Amann-Girrbach Zolid DRS, AmannGirrbach Zolid FX Multilayer, AmannGirrbach Ceramill A-Temp, Ivoclar-Vivadent IPS e.max CAD - do drugiego zęba przedtrzonowego)
- Licówki
- Inlay
- Onlay



SZCZEGÓLNE WYPOSAŻENIE FREZARKI AG MOTION DRS:

- Ceramill Motion DRS 4-osiowa frezarka ze zbiornikiem wody, kompresorem, skanerem kodów
- Ceramill Mind DRS – dongle (klucz licencyjny) do oprogramowania CAD/CAM z autoartykulatorem + Trusmile
- (10x) Płyn chłodzący (125 ml) + filtr

Dane techniczne	
Wymiary gł./szer./wys.	490 x 580 x 580 mm
Waga	66 kg
Wartość podłączenia elektr.	100-230 V / 50-60 Hz
Moc maksymalna	250 W
Dopuszczalny zakres temperatur	18-30 °C
Dokładność	≤ 5 µm

AG CERAMILL MOTION DRS


cena: **399 000 PLN** (rata 6330 PLN*)

* Stern Weber Kredyt (10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 6,80% na dzień 08.08.2023)

AG CERAMILL THERM DRS

PIEC DO SZYBKIEJ SYNTERYZACJI CYRKONU

Ceramill Therm DRS - piec do szybkiej (20 minut) synteryzacji tlenku cyrkonu - z zewnętrznym wyświetlaczem i walizką z wyposażeniem dodatkowym



Wyposażenie dodatkowe:

- Walizka z wyposażeniem dodatkowym:
- Kulki synteryzacyjne
- Pinceta
- Miseczka do synteryzacji
- Podkładka do synteryzacji
- Taca do wypalania
- Piny ceramiczne, 10 szt.
- Płyta chłodząca
- Element grzewczy

Dane techniczne	
Wymiary gł./szer./wys.	390 x 300 x 484 mm
Waga	50 kg
Wartość podłączenia elektr.	230 V / 50-60 Hz
Moc maksymalna	3,5 kW
Maksymalna temperatura	1.600 °C

Kontrakt gwarancyjny na okres 36 miesięcy

(dotyczy części zamiennych urządzenia bez materiałów eksploatacyjnych – lista części i materiałów eksploatacyjnych dostępna na życzenie Klienta)

AG CERAMILL THERM DRS

cena: **89 000 PLN** (rata 1410 PLN*)

* Stern Weber Kredyt (10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 6,80% na dzień 08.08.2023)

MATERIAŁY I OPROGRAMOWANIE



Zakres aktualnie dostępnych materiałów	
Tlenek cyrkonu	AmannGirrbach Zolid DRS, AmannGirrbach Zolid FX Multilayer
Wysokowytrzymała ceramika szklana	Ivoclar-Vivadent IPS e.max CAD, VITA Suprinity
Ceramika szklana	VITA Mark II, VITA TriLuxe forte, Ivoclar Vivadent IPS Emprss CAD
Provizoryczne tworzywo sztuczne	AmannGirrbach Ceramill A-Temp
Kompozyt	Ivoclar Vivadent Tetric CAD, VITA ENAMIC, VITA ENAMIC multiColor

Oprogramowanie projektujące CAD/CAM - AG CERAMILL MIND DRS z laptopem

- Mobilna stacja robocza specjalnie skonfigurowana do pełnych wymagań systemowych DRS;
- tryb pracy zaprojektowany na 24/7;
- wszystkie komponenty oprogramowania działają z najwyższą wydajnością;
- 3 lata gwarancji na całym świecie
- Specyfikacja: Windows 10 Pro 64, NVIDIA Quadro RTX 3000 6GB grafiki, 32 GB (2x16) DDR4 2666, Corporate Ready IOPT, procesor Intel Core i7-10750H, ekran 17.3"



Licencja użytkowania oprogramowania z aktualnymi update'ami na okres 36 miesięcy

Kontrakt gwarancyjny na okres 36 miesięcy

(dotyczy części zamiennych urządzenia bez materiałów eksploatacyjnych – lista części i materiałów eksploatacyjnych dostępna na życzenie Klienta)

ZESTAW SPECJALNY

ZESTAW SPECJALNY

Frezarka AG CERAMILL MOTION DRS + Piec AG CERAMILL THERM DRS



Licencja użytkowania oprogramowania z aktualnymi update'ami na okres 36 miesięcy

Kontrakt gwarancyjny na okres 36 miesięcy

(dotyczy części zamiennych urządzenia bez materiałów eksploatacyjnych – lista części i materiałów eksploatacyjnych dostępna na życzenie Klienta)

Frezarka AG CERAMILL MOTION DRS

cena katalogowa: 488 000 PLN

cena promocyjna: **399 000 PLN**

Piec AG CERAMILL THERM DRS

(rata 6330 PLN*)

* Stern Weber Kredyt (10% udziału własnego, 84 miesięczne raty, WIBOR 6,80% na dzień 08.08.2023)